

04-11	Boyunluklar
11-17	Omuz Destekleyicileri
18-21	Kol Destekleyicileri
22-27	Dirseklikler
28-35	El Bilek Atelleri
36-37	El Bilek Ortezleri
38-41	Parmak Atelleri
42-55	Korseler
56-58	Gövde Ortezleri
59-59	Fıtık Bağları
60-71	Dizlikler
72-77	Diz Breysleri
78-81	Baldırlık ve Taytlar
82-87	Ayak Bileklikleri
88-91	Ayak Ortezleri
91-91	Kalça Abdüksiyon Ortezleri
92-92	Elastik Destekler
93-97	Standart Beden Ürünler
98-113	Aurafix Kids
114-121	Ayak Sağlığı Ürünleri
122-123	Göğüs Protezi ve Sütyeni
124-131	Yastıklar ve Oturma Minderleri
132-136	Tanıtım Ürünlerimiz



TSD Sağlık Ürünleri çatısı altında oluşturduğumuz markalarımızla 16 yıldır medikal sektöre değer üretiyoruz.

50'ye yakın ülkede varlığımızı sürdürüyor ve ortopedik hazır ürünler, ortez, protez, kompresyon ve liposuction sonrası ürünler konusundaki deneyimimizi hastalarımızla paylaşıyoruz.

Sağlık, özen ve dikkat gerektirir ve hata kabul etmez niteliktedir. Bu bilinçle işimize özen ve tutkuyla eğiliyoruz, sektördeki yenilikleri yakından takip ediyoruz.

Geleneklerimizden ödün vermeden sürdürdüğümüz kurumsal yaklaşımımızla hastalarımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve en güvenilir çözümü sunuyoruz. Bugün Aurafix çatısı altında yer alan tüm çalışma arkadaşlarımızla, yaptığımız işin ciddiyetinin farkında olarak ve ilkelerimizden ödün vermeden hedeflerimize giden yolda ilerliyoruz.

Aurafix'in kesintisiz yükselişi ve bu örnek başarısı çalışma arkadaşlarımız, hastalarımız, bayilerimiz, doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz işbirliği ile inşa ediliyor ve büyümeye devam ediyoruz.

Türkay Gülhan
CEO



Çalışanlarının bilgi birikimi, tecrübesi ve kullandığı son teknoloji ile yasal şartlara ve mevzuatlara uygun müşteri taleplerine uygun olarak ortopedik hazır ürünler üretir.

Estetik, seçenek, işlevsellik ve dayanıklılık gibi özellikler sunan yüksek ürün kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli iyileştirir.

Kaliteli ürünler, zamanında teslimat, satış öncesi ve sonrası destek veren müşteri hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlar.

İnsan kaynağını değerlendirerek, yetkinliklerini eğitimlerle destekleyerek, TSD Sağlık Ürünleri'nin sektöründe lider bir kuruluş olmasını hedefler.

Tüm TSD Sağlık Ürünleri Yönetim Kadrosu ve Çalışanları, kalite ve sürekli gelişim anlamında şirketin hedefleri doğrultusunda ortak amaca ulaşmak için aktif olarak çalışır.




BOYUNL



Referans
Numaraları

ANG-980 •
960 •

Auraterry



Esmezlik



Yumuşak Doku




Cilt Dostu

Cırt yapışan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans
Numaraları

972•

Auraactive



Çift Yönlü Esneme



Yumuşak Doku



Cilt Dostu

Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.



Sünger Boyunluk

REF: 910

Boyun şekline göre anatomik olarak tasarlanmış, üstün bir konfor ve boyuna destek sağlayan yumuşak sünger boyunluktur. Hastaya, aşırı boyun hareketlerinden kaçınmasını hatırlatarak duyuşsal feedback sağlar ve boyun çevresini sıcak tutar. Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır. Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

Endikasyonlar

1. Boyun fıtıkları
2. Kas incinmeleri
3. Kireçlenmeler
4. Kas spazmları
5. Aşırı ve dikkatsiz hareket
6. Servikal travma sonrası gelişen dejeneratif değişiklikler

Beden

- S (1) : 28 - 33 cm
M (2) : 34 - 39 cm
L (3) : 40 - 45 cm



Destekli Sünger Boyunluk

REF: 920

Boyun şekline göre anatomik olarak tasarlanmış, üstün bir konfor ve boyuna destek sağlayan özel polietilenden sert desteği bulunan yumuşak sünger boyunluktur. Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır. Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

Endikasyonlar

1. Boyun fıtıkları
2. Kas incinmeleri
3. Kireçlenmeler
4. Kas spazmları
5. Aşırı ve dikkatsiz hareket
6. Servikal travma sonrası gelişen dejeneratif değişiklikler

Beden

- S : 28 - 33 cm
M : 34 - 39 cm
L : 40 - 45 cm



Çeneliksiz Boyunluk

REF: 925

Boyun şekline göre anatomik olarak tasarlanmış, plastik malzemeden üretilen çene desteği olmayan boyunluktur. Boyuna doğal bir duruş açısı kazandırmak amacıyla cırt bantlarla istenilen yükseklik ve boyun çevresi ayarı yapılabilmektedir. Boyun bölgesini sabitleyerek boyun kaslarındaki baskıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Boyun fıtıkları
2. Kireçlenmeler
3. Travma sonrası koruma
4. Whiplash yaralanması

Beden

- S (1) : 32 - 36 cm
M (2) : 37 - 41 cm
L (3) : 42 - 48 cm





Çenelikli Boyunluk

REF: 926

Boyun şekline göre anatomik olarak tasarlanmış, plastik malzemeden üretilmiştir. Çene desteği ile boyun hareketlerinde daha sınırlayıcı bir boyunluktur. Boyuna doğal bir duruş açısı kazandırmak amacı ile cırt bantlarla istenilen yükseklik ve boyun çevresi ayarı yapılabilmektedir. Boyun bölgesini sabitleyerek boyun kaslarındaki baskıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Boyun fitikları
2. İncinmeler
3. Ameliyat, travma sonrası istirahat ve koruma
4. Ciddi burkulmalar ve zorlanmalar
5. Ağır radikülopati

Beden

- | | |
|-------|--------------|
| S (1) | : 32 - 36 cm |
| M (2) | : 37 - 41 cm |
| L (3) | : 42 - 48 cm |



Nelson Boyunluk

REF: 930

Anatomik olarak tasarlanmış, 12 mm delikli, yüksek kaliteli plastozot köpük malzemeden üretilmiştir. Delikli oluşu boynun hava almasını sağlar. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz, ek olarak X-ışınına, BT, MRG'ye uyumludur. Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır.

Endikasyonlar

1. Boyun fitikları
2. Travma sonrası, iyileşme ve koruma amaçlı
3. Yumuşak doku ve servikal kas zorlanması ile spazmları
4. Postoperatif iyileşme ve koruma

Beden

- | | |
|--------|--------------|
| S (1) | : 32 - 35 cm |
| M (2) | : 36 - 39 cm |
| L (3) | : 40 - 43 cm |
| XL (4) | : 43 - 46 cm |



Philadelphia Boyunluk

REF: 940

Önde ve arkada iki rijit plastik destek ile güçlendirilmiş ve 12 mm plastozot köpük malzemeden üretilmiştir. Boynun fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz. Ek olarak X-ışını, BT, MRG kullanımını mümkün kılar.

Endikasyonlar

1. Yumuşak doku yaralanmaları
2. Stabil kemik ve bağ yaralanmaları
3. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon amaçlı
4. Servikal disk irritasyonu
5. Halo kullanımı sonrası destek
6. Bilinçsiz hastalarda şüpheli servikal travma durumları

Beden

- | | |
|-------|--------------|
| S (1) | : 33 - 37 cm |
| M (2) | : 38 - 42 cm |
| L (3) | : 42 - 46 cm |





Trakeostomili Philadelphia Boyunluk

REF: 945

12 mm plastozot köpük malzemeden üretilmiştir. Önde ve arkada iki rijit plastik destek ile güçlendirilmiştir. Boynun fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz, ek olarak X-ışını, BT, MRG kullanımını mümkün kılar. Nabız izleme ve acil trakeostomi için trakeası açık tutulmuştur.

Endikasyonlar

1. Yumuşak doku yaralanmaları
2. Stabil kemik ve bağ yaralanmaları
3. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon amaçlı
4. Servikal disk irritasyonu
5. Halo kullanımı sonrası destek
6. Bilinçsiz hastalarda şüpheli servikal travma durumları

Beden

- S (1) : 33 - 37 cm
M (2) : 38 - 42 cm
L (3) : 42 - 46 cm



Acil Yardım Boyunluđu

REF: 948

Plastik malzemeden üretilmiş iç yüzeyi yumuşak köpük malzeme kaplıdır. Emniyet kilit sistemi ile güvenli bir şekilde 3 kademeli yükseklik ayarı yapılabilir. Nabız izleme, ve acil trakeostomi gibi işlemler için trakeası açık tutulmuştur. Arka bölgedeki açıklık arka servikal bölgenin palpasyonuna olanak sağlar. X-ışını, BT, MRG' ye uyumludur. Tek parça olup uygulaması kolaydır.

Endikasyonlar

1. Acil hasta nakillerinde boynun immobilizasyonu
2. Rutin hasta bakımı

Beden

- M (2) : 28 - 36 cm
L (3) : 37 - 46 cm





Minerva Ortezi

REF: 960


Dış yüzeyi polietilen malzeme, iç yüzeyi ise maksimum konfor için havlu kumaştan üretilmiş servikal ve üst torakal bölge stabilizasyonunda kullanılan rijit bir ortezi. Servikal bölgenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar.

Endikasyonlar

1. C3-T2 stabil kırıklar
2. Post-travma, kas ve bağ yaralanması
3. Degeneratif eklem hastalıkları

Beden

	Boyun Ölçüsü	Omuz Ölçüsü
S	(1) : 33 - 37 cm	S (1) : 70 - 90 cm
M	(2) : 38 - 42 cm	M (2) : 90 - 110 cm
L	(3) : 42 - 46 cm	L (3) : 110 - 130 cm



Burun Koruyucu Maske

REF: ANG-980

Plastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu ped ile yumuşatılmış burnu travmadan koruma amaçlı kullanılan maskedir. Basketbol, güreş, karate, beyzbol, futbol, voleybol gibi sporlarda, burun cerrahilerinde koruyucu amaçlı kullanılır.

Beden

S	: 54-56 cm
M	: 56-58 cm
L	: 58-61 cm





Kulak Koruyucu Bandaj

REF: 974

Kulak küçültme ve kulak içi operasyonları sonrası koruma amaçlı kullanılan kulak bandajıdır. Neopren malzemeden üretilmiştir. Operasyon bölgesini dış etkenlerden koruyarak iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur. Koruma bölgesindeki özel materyal sayesinde ses dalgalarını engellemez ve tedavi sürecinde işitme kaybına neden olmaz. İç tarafına cırtlar ile tutturulabilen ekstra koruma süngerleri ile maksimum konfor sağlanır. Arkasındaki cırtlı sistem ile kişiye göre ayarlanabilir.

Beden

S : 46-52 cm
M : 52-60 cm





ÜST EKS




TRENTE

Referans Numaraları

702 •

Auradynamic

Kompresyon etkili özel örgü Mikromasaj etkili örgü Kaymayı önleyen silikon yüzey Eklem bölgesi için esnek örgü




Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaşdır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken, eklem bölgelerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücuda mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.

Referans Numaraları

E-140 •
E-141 •
E-143 •
E-142 •
715 •

Auraterry




Cırt yapışan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans Numaraları

700 •

Auraactive




Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Referans Numaraları

E-143 •

Auraair



Sıcaklık artışı ve terlemeyi önleyen delikli polyamid içeriği ile, dokumasının yumuşak ve hafif olması kullanım rahatlığı sağlamaktadır.



Klavikula Bandajı

REF: E-140

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Kademesiz cırt ayarı ile, omuzların istenilen gerginlikle geriye çekilmesini ve düzgün duruşu sağlar. Yumuşak ve terletmeyen malzemesi ile kullanımda rahatlık sağlamaktadır. Klavikula bandajı, tasarımı sayesinde gerekli immobilizasyonu sağlar ve dislokasyonu önler.

Endikasyonlar

1. Klavikula kırıkları.
2. Klavikula ve sterno-klavikula çıkık ve yarçıkıklar.

Beden

S	: 26 - 31 cm
M	: 32 - 37 cm
L	: 38 - 44 cm
XL	: 45 - 51 cm
XXL	: 52 - 58 cm



Klavikula Bandajı

REF: E-141

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Kademesiz cırt ayarı ile, omuzların istenilen gerginlikle geriye çekilmesini ve düzgün duruşu sağlar. Yumuşak ve terletmeyen malzemesi ile kullanımda rahatlık sağlamaktadır. Klavikula bandajı tasarımı sayesinde gerekli immobilizasyonu sağlar ve dislokasyonu önler.

Endikasyonlar

1. Klavikula kırıkları
2. Klavikula ve sterno-klavikula çıkık ve yarçıkıklar

Beden

S	: 26 - 33 cm
M	: 34 - 41 cm
L	: 42 - 49 cm
XL	: 50 - 57 cm



Klavikula & Posturex Bandajı

REF: E-142

Postürü destekleyen anatomik olarak tasarlanmış eva desteği vardır. Hava alabilen, sünger kumaştan üretilmiş omuz bantları kullanım rahatlığı sunar. Omuz bantları koltuk altından geçerek omuzların geriye çekilmesine olanak sunar ve maksimum postural destek sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Postür bozuklukları
2. Sırt ve omuz kasları zayıflığı
3. Dik duruş desteği
4. Klavikula kırıkları
5. Klavikula ve sterno-klavikula çıkık ve yarçıkıklar

Beden

S	: 40 - 49 cm
M	: 50 - 59 cm





Humerus Breysi

REF: 715

Sert sünger malzemeden üretilmiş omuz ortezidir. Omuz çıkıklarında, ameliyat ve alçı sonrasında humerusu koruma ve stabilize etmek amaçlı kullanılır. Kullanımı ve uygulaması oldukça rahattır. İsteğe bağlı kullanılabilen kol askısı aparatı ile elin sarkması ve dolayısıyla distalde ödem oluşumu önlenir.

Endikasyonlar

1. Stabil humerus orta ve proksimal shaft kırıkları.
2. Ameliyat ve alçı sonrası.
3. Omuz çıkıklarında koruma ve stabilizasyon.

Beden

S : 22 - 24 cm
M : 24 - 27 cm
L : 27 - 30 cm
XL : 30 - 34 cm
XXL : 34 - 38 cm



Akromio-Klavikular Bandaj

REF: E-143

Hava alabilen, terletmeyen delikli kumaştan üretilmiştir. Omuz ve koltukaltı pedi ise maksimum konfor için süngerli havlu kumaştan üretilmiştir. Omuz pedi yükün dengeli dağılımını sağlar. Döner tokalı sistem ürünün rahat kullanımına ve takılıp çıkarılmasına olanak sağlar.

Endikasyonlar


1. Akromio-klavikular çıkık ve yarıkıklar

Beden

S : 30 - 35 cm
M : 35 - 40 cm
L : 40 - 45 cm

*Sağı ve solu mevcuttur.





Omuz Destekleyicisi

REF: 700

Neopren malzemeden üretilmiştir. Vücudun kendi yaydığı ısıyı koruyarak kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır. Alt uç kısmındaki cırt bantlar kullanım kolaylığı sağlar. Koltuk altı boşluğu ped ile desteklenmektedir.

Endikasyonlar

1. Yarı çıkıklar
2. Tendinit, Osteoartrit
3. Omuz protezi sonrası
4. Ameliyat sonrası
5. Omuz ve üst kola terapik ısı sağlama amaçlı

Beden

- S : 22 - 24 cm
M : 24 - 27 cm
L : 27 - 30 cm
XL : 30 - 34 cm
XXL : 34 - 38 cm



Örme Omuz Destekleyicisi

REF: 702

Hava alabilen ve terletmeyen örgü kumaştan üretilmiştir. Örgü tekniği sayesinde uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır. Elastik bandajları omzun arkasından geçer, koltuk altından dolaşarak önde birleşir ve maksimum stabilizasyon sağlar. Yumuşak yapıdaki bandajları rahatsızlık hissi vermez ve cildi tahriş etmez. Sağ ve solu mevcuttur.

Endikasyonlar

1. Yarı çıkıklar
2. Tendinit, Osteoartrit
3. Omuz protezi sonrası
4. Ameliyat sonrası
5. Omuz ve üst kola terapik ısı sağlama amaçlı

Beden

- S : 22 - 24 cm
M : 24 - 27 cm
L : 27 - 30 cm
XL : 30 - 34 cm
XXL : 34 - 38 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Yün Omuzluk (Çift Taraflı)

REF: 705

Yün kumaştan üretilmiştir. Omuz, üst kol, boyun ve sırt bölgesine soğuk ve neme karşı koruma sağlar.

Endikasyonlar

1. Kireçlenme.
2. Omuz ve üst ekstremitte eklem ağrıları.

Beden


- S : 22 - 24 cm
M : 24 - 27 cm
L : 27 - 30 cm
XL : 30 - 34 cm
XXL : 34 - 38 cm



Referans
Numaraları

**AO-02K •
AO-02 •
AO-03 •
AO-04 •**

Auraterry




Cilt yapışan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans
Numaraları

**AO-01 •
AO-02K •**

Auraraised-cloth




Cilt yapışan şardon kumaşın arası yüksek yoğunluklu sünger malzemeden oluşur. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans
Numaraları

AO-02 H •

Auraair



Sıcaklık artışı ve terlemeyi önleyen delikli polyamid içeriği ile, dokumasının yumuşak ve hafif olması kullanım rahatlığı sağlamaktadır.



Velpo Bandajı

REF: AO-01

Süngerli kumaştan üretilmiştir. Omuzun ve üst kolun addüksiyonda immobilizasyonunu sağlar. Göğüs çevresinden dolanan bandaj stabiliteyi arttırmaktadır. Fonksiyonel dizaynı sayesinde tedavi gerektiğinde önde bulunan cırt açılarak kolayca hastanın kontrol edilmesine olanak sağlar.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yan çıkıkları
2. Konservatif, post-op proksimal humerus başı kırıkları
3. Rotator cuff lezyonları
4. Skapula kırıklarının konservatif ve post-operatif terapisi sırasında
5. Omuz eklemindeki şiddetli ağrılar
6. Omuz ve kolda meydana gelen yumuşak doku zedelenmeleri

Beden

S : 30-36 cm
M : 36-42 cm
L : 42-50 cm



Kol Askısı (Standart)

REF: AO-02K

Süngerli kumaştan üretilmiş omuzu ve üst kolu immobilize etme amaçlı kullanılan kol askısıdır. Standart beden üretilmiştir. Fonksiyonel dizaynı sayesinde tedavi gerektiğinde önde bulunan cırt açılarak kolayca hastanın kontrol edilmesine olanak sağlar. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yan çıkıkları
2. Post-op immobilizasyon ve koruma
3. Kırık durumunda distalde ödem oluşumuna engel olmak
4. Ameliyatsız stabilizasyon sağlamak amaçlı
5. Konservatif, post- operatif proksimal humerus başı kırıkları
6. Skapula kırıklarının konservatif ve post-operatif terapisi sırasında

Beden

Standart bedendir.





Kol Askısı

REF: A0-02U

Hava alabilen kumaştan üretilmiştir. Yumuşak havlu kumaştan üretilen askı kayışları kolu gövdeye fikse ederek omuzun immobilizasyonunu sağlar. Sağ ve sol tarafta kullanılabilir, hafiftir ve kullanımı rahattır. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yarı çıkıkları
2. Post-op immobilizasyon
3. Kırıkta distalde ödem oluşumuna engel olmak
4. Hemiplejik omuz

Beden

S : 30 - 33 cm
M : 33 - 36 cm
L : 36 - 39 cm
XL : 39 - 42 cm
XXL : 42 - 45 cm



Kol Askısı

REF: A0-02

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Sağ ve sol tarafta kullanılabilir, hafiftir ve kullanımı rahattır. Omuz eklemi, humerus ve dirseği rahatlatır. Kolu gövdeye fikse ederek omuzun immobilizasyonunu sağlar. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yarı çıkıkları
2. Post-op immobilizasyon
3. Kırıkta distalde ödem oluşumuna engel olmak
4. Hemiplejik omuz

Beden

S : 30 - 33 cm
M : 33 - 36 cm
L : 36 - 39 cm
XL : 39 - 42 cm
XXL : 42 - 45 cm



Kol Askısı (Delikli Kumaş)

REF: A0-02H

Hava alabilen terletmeyen delikli kumaştan üretilmiştir. Omuz eklemi, humerus ve dirseği rahatlatır. Kolu gövdeye fikse ederek omuzun immobilizasyonunu sağlar. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yarı çıkıkları
2. Post-op immobilizasyon
3. Distalde ödem oluşumuna engel olmak
4. Hemiplejik omuz

Beden

S : 30 - 33 cm
M : 33 - 36 cm
L : 36 - 39 cm
XL : 39 - 42 cm
XXL : 42 - 45 cm





Kol Askısı (30 Derece)

REF: A0-03

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Omuzun 30 derece abdüksiyonda immobilizasyonunu sağlar. Ameliyat sonrası dokulardaki yapışıklığı önler. Mobilizasyona ve rehabilitasyona yardımcı olur. Subakromial basıncı rahatlatır. El egzersiz topu aparatı ön kol kas gruplarının çalıştırılması ve dolaşımın artmasında etkilidir.

Endikasyonlar

1. Post-op impingement sendromu
2. Rotator cuff yırtığı tamiri
3. Donuk omuzda anestezi altında manipülasyon
4. Omuz endoprotezisi

Beden

Standart bedendir



Kol Askısı (45-60 Derece)

REF: A0-04

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Omuz, kol ve elin cerrahi veya konservatif tedavilerinde tercihe göre 45 ve 60 derece abdüksiyonda immobilizasyonunu sağlar. Ameliyat sonrası dokulardaki yapışıklığı önler. Mobilizasyona ve rehabilitasyona yardımcı olur. Subakromial basıncı rahatlatır. El egzersiz topu aparatı ön kol kas gruplarının çalıştırılması ve dolaşımın artmasında etkilidir. Yandaki cırt sistemi ile kişiye göre ayarlanabilir.

Endikasyonlar

1. Post-op impingement sendromu
2. Rotator cuff yırtığı tamiri
3. Donuk omuzda anestezi altında manipülasyon
4. Omuz endoprotezi
5. Omuz zedelenmeleri
6. Subacromial and subcoracoid bursit



Beden

Standart bedendir.



Referans
Numaraları
305A •



Auraterry



Cirt yapışan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans
Numaraları
301 •
300 •
303 •

Auraactive



Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Referans
Numaraları
302A •
307A •

Auralipo

Gümüş Lyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahiptir.

Referans
Numaraları
304 •
306 •

Auradynamic



Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaşdır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken, eklemlerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücuda mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.



Tenisçi Dirseklği

REF: 301

Neopren malzemeden üretilmiştir. Lateral epikondile yapışan kas grupları üzerinde kompresyon sağlayan anatomik olarak tasarlanmış damlacık özellikli ve mikro masaj etkili silikon pedi mevcuttur. Lokal kompresyon tendon gerilimini ve dolayısıyla ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Lateral epikondilit (tenisçi dirseği)
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Dirseğin ağrılı durumları

Beden

XS : 20 - 22 cm
S : 22 - 24 cm
M : 24 - 26 cm
L : 26 - 28 cm
XL : 28 - 30 cm
XXL : 30 - 32 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Destekli Sporcu Dirseklği

REF: 302A

Gümüş İyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahip Auralipo kumaştan üretilmiştir. Petekli eva desteği dirseği kapsayarak maksimum koruma sunar. Auralipo'nun kompresyon etkisi ile kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Travmaya karşı koruma
2. Olekranon bursiti
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma

Beden

XS : 20 - 22 cm
S : 22 - 24 cm
M : 24 - 26 cm
L : 26 - 28 cm
XL : 28 - 30 cm
XXL : 30 - 32 cm



Elastik Dirseklik

REF: 300

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Üst koldaki velcro bantı kullanımda kolaylık sağlar. Dirseklik, basınç ve ısıyı birleştirerek, ağrı hissini geçmesine yardımcı olurken, iyileşme sürecini de hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Travmaya karşı koruma
2. Isı ve kompresyon
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma
4. Dirseğe koruma ve destek sağlar
5. Ağrıya karşı günlük kullanıma uygundur

Beden

XS : 20 - 22 cm
S : 22 - 24 cm
M : 24 - 26 cm
L : 26 - 28 cm
XL : 28 - 30 cm
XXL : 30 - 32 cm





Epikondilit Bandı (Jel Pedli)

REF: 309

Lokal kompresyon sağlayan ve soğuk tedavi amaçlı kullanılan jel pedi olan epikondilit bandıdır. Elastik bant dinamik kompresyona olanak sağlar. Ped sağ ve sol dirsek kullanımı için değiştirilebilir niteliktedir. Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup herhangi bir rahatsızlık vermez.

Endikasyonlar

1. Medial Epikondilit (golfçü dirseği)
2. Lateral Epikondilit (tenisçi dirseği)

Beden

Standart bedendir.



Epikondilit Bandı

REF: 308

Lokal kompresyon sağlayan pedli epikondilit bandıdır. Elastik bant dinamik kompresyona olanak sağlar. Ped sağ ve sol dirsek kullanımı için değiştirilebilir niteliktedir. Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup herhangi bir rahatsızlık vermez.

Endikasyonlar

1. Medial Epikondilit (golfçü dirseği)
2. Lateral Epikondilit (tenisçi dirseği)

Beden

Standart bedendir.





Neopren Epikondilit Bandı

REF: 303


Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Lokal kompresyon sağlayan özel olarak tasarlanmış üç noktalı pedi tendondaki gerilimin azalmasını sağlar. Ped sağ ve sol dirsek kullanımı için değiştirilebilir niteliktedir. Kayma ya da dönme yapmaz. Bandaj maksimum uyum, rahatlık ve etkin kullanıma için tasarlanmış olup vücut ısısını korur, kan dolaşımını hızlandırır. Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup herhangi bir rahatsızlık vermez.

Endikasyonlar

1. Medial Epikondilit (golfçü dirseği)
2. Lateral Epikondilit (tenisçi dirseği)

Beden

Standart bedendir.



Örme Epikondilit Dirseklik

REF: 304

Hava alabilen, esnek örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Dirseğin her iki yanında kondillere yapışan kas grupları üzerinde kompresyon sağlayan mikro masaj etkili ve damlacık özellikli silikon pedleri mevcuttur. Lokal kompresyon tendon gerilimini ve dolayısıyla ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Medial epikondilit
2. Lateral epikondilit
3. Eklem içi sıvı artışı
4. Post-op veya travma sonrası irritasyon

Beden

- S : 22 - 24 cm
M : 24 - 26 cm
L : 26 - 28 cm
XL : 28 - 30 cm
XXL : 30 - 32 cm





Örme Dirseklik

REF: 306


Hava alabilen, esnek kumaştan anatomik dirsek şekline uygun üretilmiş örgü dirsektir. Bandaj maksimum uyum, rahatlık ve etkin kullanım için tasarlanmış olup vücut ısısını korur, kan dolaşımını ve dolayısıyla iyileşme sürecini hızlandırır. Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup herhangi bir rahatsızlık vermez.

Endikasyonlar

1. Artrit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Post-op veya travma sonrası
4. Dirseğe koruma ve destek sağlar
5. Ağrıya karşı günlük kullanıma uygundur

Beden

- S : 22 - 24 cm
M : 24 - 26 cm
L : 26 - 28 cm
XL : 28 - 30 cm
XXL : 30 - 32 cm



Kubital Tünel Dirseği

REF: 307A

Gümüş İyon Teknolojisi ve mikroapsül bileşenlere sahip Auralipo kumaştan üretilmiştir. Petekli eva desteği dirseği kapsayarak maksimum koruma sunar. Dirseğin iç kısmında 20 derece eğimli çelik desteği vardır. Özel bandajı ile ürüne monte edilerek kullanılır. Dirsek eklemine bükülmesini önleyerek ulnar sinirin gerilmesi engellenir ve dolayısıyla semptomların hafiflemesi sağlanır. Auralipo'nun kompresyon etkisi ile kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Kubital Tünel sendromu
2. Ulnar sinir problemleri

Beden

- XS : 20 - 22 cm
S : 22 - 24 cm
M : 24 - 26 cm
L : 26 - 28 cm
XL : 28 - 30 cm
XXL : 30 - 32 cm





Dirsek R.O.M. Ortezi

REF: 305A

Anatomik dirsek şekline uygun olarak tasarlanmış derece ayarlı dirsek ortezidir. Cilde temas eden iç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Derece ayarının yapıldığı mekanizma kolay ayarlanabilen sistemde üretilmiştir. Ortez, kontrollü dirsek fleksiyon ve ekstansiyonuna olanak sağlar. Fleksiyon (0-15-30-45-60-75-90-105) ve ekstansiyon (-15-0-15-30-45-60-75-90) derece ayarı yapılabilir. Bileğin düşmesini önleyen alüminyum desteği ile kol uzunluğuna göre ortez üzerinde uzunluk ayarı yapılabilir. Omuz kayışı kullanımda rahatlık sağlar.

Endikasyonlar

1. Dirsek kontraktüründe rehabilitasyona yardım
2. Dirsek fraktürlerinde koruyucu ve rehabilitasyona yardım
3. Ligament yaralanmaları sonrası
4. Dirsekte limitli ve kontrollü hareket istendiği durumlar
5. Dirsek dislokasyonu sonrası konservatif tedavi
6. Dirsek ligament instabilitelerinde post-op dönemde koruma ve rehabilitasyon
7. Dirsek endoprotezi sonrası post-op rehabilitasyon amaçlı

Beden

Standart Bedendir.
*Sağı ve solu mevcuttur.



Referans Numaraları

AO-17 •

Auradynamic




Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaştır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken, eklem bölgelerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücutta mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.


Referans Numaraları

602 •
600 •

Auravelureactive




Neopren; jarse ve cırt yapışan kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır. Cırt yapışabilen yüzey özelliği sayesinde konfor ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.




Referans Numaraları

601 •
606 •
603 •
604 •
ORT-10A •

Auraactive




Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.




Referans Numaraları

609 •
610 •

Auravelcroair




Cırt yapışan kumaş ile terlemeyi önleyen delikli kumaş lamine edilmiştir. Esnek olmayan yapısı vücutta sararak etkin stabilizasyon sağlamakla beraber, hava geçirgenliği yüksek olması kullanım rahatlığı sağlamaktadır.




Referans Numaraları

AO-19 •
AO-15 •
AO-21 •

Aurasoft



Esnek yapısı ile kullanıldığı bölgeye maksimum uyum sağlayan, pamuk içerikli özel dokuma kumaştır. Cilde temas eden yüzeyinin özel dokuması sayesinde hastanın kullanım kolaylığı ve konforunu artırmaktadır.





Neopren De Quervain Ateli

REF: 601

El ve başparmağa kusursuz bir uyum sağlayan neopren malzemeden üretilmiştir. Baş parmak hareketlerini kısıtlayan eğimi ayarlanabilen alüminyum desteği vardır. Cırt bantlar rahat bir basınç sağlar. Neopren malzeme vücut ısıyı koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. De Quervain sendromu
2. 1.CMC ve MCP eklemlerinin irritasyonları
3. Baş parmak ligament laksitesi

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Bandaj El Bilekliği

REF: 602

Neopren malzemeden üretilmiştir. Bandaj şeklinde el bileğini sararak daha iyi koruma sağlar. Bilek incinmeleri, burkulmalar ve travmalarda ısıyı muhafaza ederek koruma sağlar. Bandaj aynı zamanda spor ve fiziksel aktiviteler sırasında oluşabilecek incinme ve dislokasyonları önlemenin yanında hafif incinmelerde ve rehabilitasyon sırasında da kullanılır.

Endikasyonlar

1. El bileğinin incinme ve burkulmaları
2. Hafif instabilite
3. Spor sırasında koruma
4. Tekrar eden hareketler yapılırken koruma

Beden

- Standart bedendir.
*Sağı ve solu mevcuttur.



Basit El Bilekliği

REF: 600

Neopren malzemeden üretilmiş basit el bileği bandajıdır. Bilek yaralanmaları, burkulma ve travma durumlarında bileğe koruma ve ısı sağlar. Neopren malzeme vücut ısıyı koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. El bileğinin incinme ve burkulmaları
2. Hafif instabilite
3. Spor sırasında koruma
4. Tekrar eden hareketler yapılırken koruma

Beden

- Standart bedendir.





Neopren Standart El Bilek Ateli

REF: 606

Neopren malzemeden üretilmiş el bilek atelidir. Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum desteğinin portatif olması, ürünün diğer el bileği için de kullanılmasına olanak sağlar. 2 bedendir.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağrılı durumları
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası

Beden

- S : 14 - 18 cm
M : 18 - 22 cm



Neopren El Bilek Ateli

REF: 603

Neopren malzemeden üretilmiş el bilek atelidir. Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası
5. Kırıklarda alçı sonrası

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
XXL : 22 - 24 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Neopren Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

REF: 604

Neopren malzemeden üretilmiştir. Bileğin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel ve De Quervain beraber olduğu durumlar
2. De Quervain tenosinoviti
3. 1.CMC ve MCP eklem dejenerasyonları
4. El bileğinin ve baş parmağın ağrılı durumları
5. Yaralanma ve ameliyat sonrası
6. Kırıklarda alçı sonrası

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
XXL : 22 - 24 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.





Bağcıklı El Bilek Ateli

REF: 609

Hava alabilen delikli kumaştan üretilmiştir. El bileği volar yüzde, anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde bağcıklı sistemde stabilizasyonu sağlayan bandajı mevcuttur. Kullanımı ve uygulaması kolaydır.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası
5. Kırklarda alçı sonrası

Beden

- S : 14 - 17 cm
M : 18 - 21 cm
L : 22 - 25 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Bağcıklı Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

REF: 610

Hava alabilen delikli kumaştan üretilmiştir. El bileğinin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde bağcıklı sistemde stabilizasyonu sağlayan bandajı mevcuttur. Kullanımı ve uygulaması kolaydır.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel ve De Quervain beraber olduğu durumlar
2. De Quervain tenosinoviti
3. 1.CMC ve MCP eklemlerinde dejenerasyonları
4. El bileğinin ve baş parmağın ağrılı durumları
5. Yaralanma ve ameliyat sonrası
6. Kırklarda alçı sonrası

Beden

- S : 14 - 17 cm
M : 18 - 21 cm
L : 22 - 25 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



El Bilek Ateli

REF: A0-19

Hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler. Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Parmaklar MCP eklemlerinden itibaren serbesttir. Bilek çevresinde stabilizasyon sağlayan bandajı vardır.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağrılı durumları
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
XXL : 22 - 24 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.





De Quervain Ateli

REF: AO-15

Hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler. Baş parmak hareketlerini kısıtlayan, eğimi ayarlanabilen alüminyum desteği vardır.

Endikasyonlar

1. De Quervain tenosinoviti
2. 1.CMC ve MCP eklem iritasyonları
3. Baş parmak ligament laksitesi
4. Spor yaralanmaları

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

REF: AO-21

Hava alabilen, pamuklu kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler. El bileğinin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel ve De Quervain'in beraber görüldüğü durumlar
2. De Quervain tenosinoviti
3. 1.CMC ve MCP eklem dejenerasyonları
4. El bileğinin ve baş parmağın ağırlı durumları
5. Post-op ve travma sonrası koruma amaçlı

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
XXL : 22 - 24 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Örme El Bilek Ateli

REF: AO-17

Hava alabilen, esnek letmetmeyen örgü kumaştan üretilmiştir. Ulnar steloid çevresindeki silikon destek, kemik çıkıntısını korurken damar ve sinirler üzerindeki baskıyı azaltır. Volar yüzde bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan desteği mevcuttur. Bandaj maksimum uyum, rahatlık ve etkin kullanım için tasarlanmış olup vücut ısısını korur, kan dolaşımını ve dolayısıyla iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağırlı durumları
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası

Beden

- S : 14 - 16 cm
M : 16 - 18 cm
L : 18 - 20 cm
XL : 20 - 22 cm
XXL : 22 - 24 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.





De Quervain Ateli

REF: 611

Baş parmak çevresini saran 1 mm polietilen desteği ile 1.mcp eklemi stabilize eden baş parmak atelidir.

Endikasyonlar

1. Baş parmak eklemının yan bağ yaralanmaları
2. Distorsiyon
3. 1. MCP eklem iritasyonu (örn: rizartroz)

Beden

- M : 14 - 19 cm
L : 19 - 24 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



De Quervain Ateli

REF: 612

Yüksek yoğunluklu özel sünger destekli kumaş kullanılarak üretilmiş el bilek atelidir. Baş parmak ve bilek çevresini saran 1 mm alüminyum desteği ile 1.mcp eklemi stabilize eden baş parmak atelidir.

Endikasyonlar

1. Baş parmak eklemının yan bağ yaralanmaları
2. Distorsiyon
3. 1. MCP eklem iritasyonu

Beden

- M : 14-19 cm
L : 19-24 cm





De Quervain Ateli (Uzun)

REF: 613

Yüksek yoğunluklu özel sünger destekli kumaş kullanılarak üretilmiş el bilek atelidir. Baş parmak ve bilek çevresini saran 1 mm alüminyum desteği ile tüm başparmak eklemlerini stabilize eden baş parmak atelidir.

Endikasyonlar

1. Baş parmak ekleminin yan bağ yaralanmaları
2. Distorsiyon
3. 1. MCP eklemlerinin iritasyonu (örn: rizartroz)

Beden

- M : 14 - 19 cm
L : 19 - 24 cm



Standart Dorsal/Volar Destekli El Bilek Ateli

REF: 616

Yüksek yoğunluklu özel sünger destekli kumaş kullanılarak üretilmiş el bilek atelidir. Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur. 2 adet dorsal alüminyum desteği maksimum stabilizasyon sağlar.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası
5. Kırıklarda alçı sonrası

Beden

- M : 14 - 19 cm
L : 19 - 24 cm





Standart Dorsal/Volar Destekli Epikondilit El Bilek Ateli REF: 617

Yüksek yoğunluklu özel sünger destekli kumaş kullanılarak üretilmiş el bilek atelidir. Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur. 2 adet dorsal alüminyum desteği maksimum stabilizasyon sağlar. Epikondilit içine olan uzun formu sayesinde epikondilit dinamik kompresyonuna olanak sağlar.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası
5. Kırıklarda alçı sonrası

Beden

M : 14 - 19 cm
L : 19 - 24 cm



Boksör Kırığı Ateli (El-Bilek Destekli) REF: ORT-10A

MP eklem kırıklarında, alçıya göre uygulaması daha hızlı ve kolaydır. El bileğini destekleyerek daha iyi bir stabilizasyon sağlar. Başparmak boğumunda ve elin dış bölümündeki cırtlara göre stabilizasyon ayarı yapılabilir. Üzeri alüminyum kaplı ve non-alerjenik dorsal L parça MP eklem 70 – 90 derece fleksiyondadır. Uygulama bölgesini alttan destekleyen Palmar Destekleyici ped konforlu bir kullanım sunar.

Endikasyonlar

Boksör Kırığı (5. MP eklem)
MP eklem kırıkları

Beden


S : 14 - 18 cm
M : 18 - 22 cm



Referans
Numaraları

- ORT-06 •
- ORT-05A •
- ORT-07 •
- ORT-09 •

Auraterry



Esnemezlik



Yumuşak Doku



Cilt Dostu

Cırt yapışan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.



Termoplastik İstirahat Ateli

REF: ORT-06

Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş kaplı el ve bilek ortezidir. El bileği ve parmakları istirahat konumunda tutar. Alçı sonrası veya bileğin ağırlı durumlarında eli dinlenme pozisyonunda stabil tutmak amacı ile kullanılır.

Endikasyonlar

1. Kırıklarda alçı sonrası
2. Burkulma ve incinmelerde
3. Hemipleji
4. Post-op koruma
5. Spastisite deformitesinden koruma

Beden

- M : 14 - 18 cm
L : 18 - 22 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Termoplastik El Bilek Ateli

REF: ORT-05A

Tene temas eden iç yüzeyi hava alabilen sünger kumaş, dış yüzeyi fileli (auraair) kumaş kaplı termoplastik bilek atelidir. Parmakları MCP eklemden itibaren serbest bıraktığı için parmak hareketlerini engellemez. Atelin sabitletmesini ve kullanıcıya göre ayarlanmasını sağlayan bandajları ile bileğin nörtral pozisyonunda durmasını sağlar.

Endikasyonlar

1. Kırıklarda alçı sonrası
2. Burkulma ve incinmeler
3. Karpal Tünel Sendromu
4. Artroz

Beden

- M : 14 - 18 cm
L : 18 - 22 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.





Termoplastik Anti Spastisite Ateli

REF: ORT-08

Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi plastrozot kaplı el ve bilek ortezidir. Oluklu parmak tasarımı ve gerilime dirençli olması nedeniyle özellikle eldeki spastisite durumlarında kullanılmaktadır.

Endikasyonlar

1. Spastisite
2. El bileği rahatsızlıkları

Beden

M : 14 - 18 cm
L : 18 - 22 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Termoplastik Dinamik Ateli

**REF: ORT-07A - REF: ORT-07B
REF: ORT-07C**

Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş kaplı el ve bilek ortezidir. Bilek ve parmakları pasif olarak ekstansiyonda tutar. Aktif parmak fleksiyonuna olanak sağlar. Ekstansör tendon yaralanmalarında tendon onarımı sonrası erken kontrollü harekete olanak sağlar ve adezyonların oluşumunu önler.





Termoplastik Kleinert Ateli

REF: ORT-09

Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır. Pasif fleksiyon ve aktif ekstansiyona olanak sağlar. Fleksör tendon yaralanmalarında tendon onarımı sonrası erken kontrollü harekete olanak sağlar ve adezyonların oluşumunu önler.

Endikasyonlar

1. Fleksör tendon yaralanmaları

Beden

- M : 14 - 18 cm
L : 18 - 22 cm

*Sağı ve solu mevcuttur.



Silikon Egzersiz Topu

REF: REH-01

Ergonomik şekilli, yüksek kalitede, anti alerjik silikon malzemeden üretilmiştir. Elde tortu bırakmaz, kokusu yoktur. Kullanım sonrası eski şeklini alır ve sertlik derecesinde değişme olmaz. El, parmak ve kol kaslarının güçlenmesini, el beceri ve hareketliliğinin artmasını, gerginlik ve stresin azalmasını sağlar. Uyguladığı dirence göre 3 farklı sertlik derecesi vardır.

Basınç

- Kırmızı - sert
Mavi - orta
Yeşil - yumuşak

REF: ORT-02B



REF: ORT-02K



REF: ORT-02S



REF: ORT-02D



-Beyzbol Ateli

-Stabilizasyon Ateli

-Kurbağa Ateli

-Düz Atel

REF: ORT-02B - REF: ORT-02K

REF: ORT-02S - REF: ORT-02D

Özel alüminyumdan iç yüzeyi plastozot kaplı parmak splintleridir. Parmağın ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar.

Endikasyonlar

1. Parmak kırıkları
2. Tendon ve sinir yaralanmaları
3. Parmak incinme ve burkulmaları

Beden

Ref : ORT-02B S : 4,5 - 5 cm

Ref : ORT-02K M : 5 - 6 cm

Ref : ORT-02S L : 6 - 7 cm

Ref : ORT-02D Standart bedendir.



Mallet Finger Ateli

REF: ORT-01

Özel plastik malzemeden üretilmiş, DİP eklemi ekstansiyonda tutan parmak ortezidir. Parmak PIP eklemlerinden itibaren serbesttir.

Endikasyonlar

1. Mallet finger deformitesi
2. PIP eklem kırık, incinme ve burkulmaları

Beden

1 : 4 - 4,5 cm

2 : 4,5 - 5 cm

3 : 5 - 5,5 cm

4 : 5,5 - 6 cm

5 : 6 - 6,5 cm

5,5 : 7,5 - 8 cm

6 : 8 - 8,5 cm

7 : 8,5 - 9 cm





Butonier Splinti

REF: ORT-03

Termoplastik malzemeden üretilen 3 nokta prensibine göre parmağı ekstansiyonda tutan parmak ortezidir.

Endikasyonlar

1. Boutonniere deformitesi
(düğme iliği deformitesi)

Beden

- S : 4,5 - 5 cm
M : 5 - 6 cm
L : 6 - 7 cm





KORSE



LER



Referans Numaraları

- AO-23 •
- AO-20 •
- AO-31 •
- AO-75 •



Auraterry



Cırt yapışan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans Numaraları

- AO-27 •
- AO-60 •
- AO-80 •
- AO-70 •
- AO-63 •
- AO-61 •
- AO-90 •
- AO-92 •
- AO-91A •
- AO-32 •
- AO-25 •
- AO-24 •
- AO-29 •
- AO-30 •
- AO-50 •
- AO-62 •




Esnek, hava geçirgenliği yüksek, pamuklu bir kumaştır. Esnek yapısı vücudu sararak istenilen desteği ve konforu sağlamaktadır.

Referans Numaraları

- AO-85 •
- AO-86 •
- AO-88 •
- AO-89 •
- AO-87 •

Auradynamic



Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaştır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken, eklem bölgelerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücutta mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.

Referans Numaraları

- AO-53 •
- AO-53U •

Auralipo

Gümüş İyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahiptir.



Göğüs Korsesi (Destekli)

REF: AO-23

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Sternal bölgede çelik destekleri mevcuttur. Göğüs kafesine kompresyon sağlayarak sternumu destekler. Günlük hayatta hareket ile gelişen acı hissini azaltır, hastaya güven ve rahatlık hissi verir. Ani hareket etmektan kaynaklanan ağrılara karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Koroner cerrahi sonrası sternumu desteklemek
2. Kosta ve sternum kırıkları
3. Göğüs cerrahisi ve travma sonrası

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Göğüs Korsesi

REF: AO-20

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Göğüs kafesine kompresyon sağlayarak sternumu destekler. Günlük hayatta hareket ile gelişen acı hissini azaltır, hastaya güven ve rahatlık hissi verir, ani hareket etmektan kaynaklanan ağrılara karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Koroner cerrahi sonrası sternumu desteklemek
2. Kosta ve sternum kırıkları
3. Göğüs cerrahileri ve travmaları

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Göğüs Korsesi (16 cm)

REF: AO-31

Sirta gelen kısım elastik kumaştan, ön kısmı ise hava alan süngerli havlu kumaştan üretilmiştir. Cırtlar ile istenilen sıklık ayarı yapılabilir. Kırık ve yaralanmalarda göğüs kafesine destek sağlamak için idealdir. Ani hareket etmektan kaynaklanan ağrılara karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Kosta ve sternum kırıkları
2. İnterkostal kas gerilmesi
3. Göğüs yaralanmaları ve cerrahi sonrası

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Pektus Karinatum Ortezi

REF: 965

Ön kısmı sternumu, arka kısmı omurgayı destekler. Göğüs kafesini yanlardan destekleyen yumuşak evadan oluşmuştur. Yanlardan ayarlanabilir sistemi ile vücuda göre ayarlanır. Ayarlanabilir omuz askılarının oluşu ortezi vücuda daha iyi stabil eder. Sternumu destekleyen eva şekil bozukluğunun olduğu yere göre ayarlanabilir.

Endikasyonlar

1. Pektus karinatum deformitesi (güvercin göğsü)

Beden

Standart bedendir.



Bandajlı Abdominal Korse

REF: AO-32

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Arkada portatif dört adet çelik baleni vardır. Ön taraftaki abdominal destek karnı alttan destekleyerek lomber bölgede disklere binen yükü hafifletir.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut veya kronik lomber ağrılar
4. Ameliyat öncesi ve sonrası immobilizasyon
5. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Abdominal Korse

REF: AO-25

Pamuklu kumaştan üretilmiştir. Üstün malzeme içeriği uygun hava sirkülasyonunu sağlar, teri önler. Esnek yapısı ile batin bölgesine istenilen desteği verir. Cırtlarla istenilen sıklıkta ayarlanabilir. Günlük hayatta hareket ile gelişen acı hissini azaltır, hastaya güven ve rahatlık hissi verir. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Batin cerrahi ve doğum sonrası
2. Periton yaralanmaları
3. Karın sarkmaları
4. Umbilikal ve ventral fitik ameliyatlari sonrası

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Yün Korse

REF: A0-26A

Yün kumaştan üretilmiştir. Bel bölgesinde vücut ısısını koruyarak sıcaklık ve kompresyon sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Karın, bel ve böbrekleri sıcak tutmak amacıyla
2. Kas spazmlarında
3. Romatizmal ve siyatik ağrılarında

Beden

S : 75 - 95 cm
M : 95 - 115 cm
L : 115 - 125 cm



Göbek Fıtığı Korsesi

REF: A0-24

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Fıtıklaşmış dokuyu geri itmek için özel olarak tasarlanmış takılıp çıkarılabilir pedi vardır. Takılıp çıkarılabilir plastik balenler fıtıklı bölgede ek koruma sağlar. Korse, cırtlara ile istenildiği gibi ayarlanabilir. Günlük normal faaliyetlere engel olmaz. Ameliyat sonrası ise nüksleri önlemek ve iyileşmeye destek olmak amaçlı kullanılır. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Göbek fıtığı

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Kolostomi Korsesi (16 cm)

REF: A0-29

Esnek ve terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Esnek kumaşı ve stoma açıklığının her iki yanında bulunan 2 adet çıkarılabilir plastik baleni sayesinde günlük aktiviteler ve spor sırasında stoma torbasının istenmeyen hareketlerinin ve meydana gelebilecek muhtemel sızıntıların önüne geçilir. Hastaya güven ve huzur duygusu verir. Kıyafet altında rahatlıkla kullanılır.

Endikasyonlar

1. Stoma torbasını korumak
2. Ostomi ameliyatı sonrası destek amaçlı
3. Ostomi ameliyatları sonrası parastomal herni riskini azaltmak

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Kolostomi Korsesi (26 cm)

REF: AO-30

Esnek ve terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. 26 cm yüksekliğindedir. Esnek kumaşı ve stoma açıklığının her iki yanında bulunan 2 adet çıkarılabilir plastik baleni sayesinde günlük aktiviteler ve spor sırasında stoma torbasının istenmeyen hareketlerinin ve meydana gelebilecek muhtemel sızıntıların önüne geçilir. Hastaya güven ve huzur duygusu verir. Kiyafet altında rahatlıkla kullanılır.

Endikasyonlar

1. Stoma torbasını korumak
2. Ostomi ameliyatı sonrası destek amaçlı
3. Ostomi ameliyatları sonrası parastomal herni riskini azaltmak

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Hamile Korsesi

REF: AO-27

Esnek, hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiş doğum öncesi ve sonrası kullanılabilen karın destekleyici korsedir. Hamilelik sırasında kullanımda karını destekleyerek bel ve sırt ağrılarını önler. Günlük yaşam hareketlerinde kişiye güven ve rahatlık hissi verir. Doğum sonrası korsenin geniş olan kısmı ön tarafa getirilerek karın sarkmalarını toparlamaya, günlük faaliyetlerde daha çabuk ve güvenli geçişe olanak sağlar.

Endikasyonlar

1. Gebelikte görülen sırt ve bel ağrıları
2. Doğum sonrası karın toparlayıcı

Beden

S : 85 - 95 cm
M : 95 - 105 cm
L : 105 - 115 cm
XL : 115 - 125 cm
XXL : 125 - 135 cm



Sakro-iliak Korse

REF: AO-75

Arka kısım yumuşak süngerli havlu kumaştan, yanlar ise elastik kumaştan üretilmiştir. Elastik kemeri, kalça ve pelvis çevresinde istenilen basıncı sağlamada etkili olur. Korse, sakroiliak eklemlerde görülen hipermobilitayı azaltır. Sacroiliak eklemi yürüyüş ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında stabilize ederek düzgün postürün devamlılığını sağlar. Yumuşak süngerli kumaştan üretilmiş perineal kayışlar korsenin yukarıya kaymasını önler.

Endikasyonlar

1. Yaralanma yada doğum sonrası sakroiliak eklem veya symphysis pubisin ayrıldığı durumlar
2. Sakroiliak eklem ağrıları
3. Symphysis rezeksiyonu sonrası
4. Sakroiliak eklem artrozu
5. Sakroiliak eklem instabilitesi
6. Sakroiliak ligament yaralanmaları veya gevşekliği
7. Kötü postür sonucu gelişen sakroiliak eklem disfonksiyonu

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Lumbostad Korse (26 cm) Kemerli

REF: AO-60

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Yüksekliği 26 cm' dir. Önde ve arkada ikişer adet plastik baleni ve arkada omurganın iki yanında takılıp çıkarılabilir 2 adet çelik baleni vardır. Çapraz bantlı kemei lomber bölgede ekstra stabilizasyon sağlar. Bu sayede diskler üzerine binen yükü hafifleterek ağrıyı azaltır, hastaya güven ve rahatlık hissi verir.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut ya da kronik bel ağrıları
4. Cerrahi işlem öncesi ve sonrası immobilitasyon
5. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S	: 75 - 85 cm
M	: 85 - 95 cm
L	: 95 - 105 cm
XL	: 105 - 115 cm
XXL	: 115 - 125 cm



Lumbosakral Korse (32 cm) Kemerli

REF: AO-80

Hava alabilen ve terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Yüksekliği 32 cm olup bel ve alt sırt bölgesine kadar destekler. Önde ve arkada ikişer adet plastik baleni ve arkada omurganın iki yanında takılıp çıkarılabilir 2 adet çelik baleni vardır. Çapraz bantlı kemei lomber bölgede ekstra stabilizasyon sağlar. Bu sayede diskler üzerine binen yükü hafifleterek ağrıyı azaltır, hastaya güven ve rahatlık hissi verir.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut ya da kronik bel ağrıları
4. Cerrahi işlem öncesi ve sonrası immobilizasyon
5. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S	: 75 - 85 cm
M	: 85 - 95 cm
L	: 95 - 105 cm
XL	: 105 - 115 cm
XXL	: 115 - 125 cm



Özel Destekli Lumbosakral Korse

REF: AO-70

Hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. İki parçalı bir korse olup iç kısmında arkada 4 adet çelik baleni mevcuttur. Dış kısmında evadan üretilmiş anatomik yapıya uygun desteği vardır. Lomber bölgede disklere binen yükü hafifletir, ağrıları azaltır.

Endikasyonlar

1. Lumbago, disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut veya kronik lomber ağrıları
4. Ameliyat sonrası koruma ve immobilizasyon
5. Cerrahi işlem öncesi ve sonrası immobilizasyon
6. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S	: 75 - 85 cm
M	: 85 - 95 cm
L	: 95 - 105 cm
XL	: 105 - 115 cm
XXL	: 115 - 125 cm





Pedli Lumbostad Korse

REF: AO-63

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Yüksekliği 26 cm' dir. Önde 2 adet plastik baleni, arkada omurganın iki yanında 4 adet çelik baleni vardır. Çelik balenlerin üzerindeki çapraz kemer, bel lordozunun daha iyi desteklenmesi sağlar. İç yüzeyde yumuşak süngerli havlu kumaştan üretilmiş pedi vardır. Lomber bölgeye uyguladığı destek ile kaslardaki gerginliği azaltarak ağrıyı azaltır, güven ve rahatlık hissi verir.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut ya da kronik bel ağrıları
4. Cerrahi işlem öncesi ve sonrası immobilizasyon
5. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Lumbostad Korse Karnı Destekli

REF: AO-61

Esnek, hava alabilen, terletmeyen elastik kumaştan üretilmiştir. Arkada anatomik yapıya uygun 4 adet çelik baleni mevcuttur. Çelik balenler, lomber lordoza göre elle eğim verilebilir özelliktedir. Ön taraf iki parçalıdır. Geniş olan alttaki parça, karnın alt kısmını destekler. Dar olan parça ise önde çapraz takılır. Lomber bölgede disklere binen yükü hafifleterek ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut veya kronik lomber ağrıları
4. Ameliyat öncesi ve sonrası immobilizasyon
5. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Ekstra Destekli Lumbostad Korse

REF: AO-62

Esnek, hava alabilen, terletmeyen elastik kumaştan üretilmiştir. İki parçalı bir korse olup arkada anatomik yapıya uygun 4 adet çelik baleni mevcuttur. Çelik balenler, lomber lordoza göre eğimlendirilmiş özelliktedir. Portatif olarak kullanılabilen ekstra kuşak desteği stabilizasyonu maksimumunda sağlar. Lomber bölgede disklere binen yükü hafifleterek, ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut veya kronik lomber ağrıları
4. Ameliyat öncesi ve sonrası immobilizasyon
5. Lomber dejeneratif spinal patolojiler

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Örme Lumbosakral Korse

REF: A0-85

Hava geçirgenliği yüksek, teri önleyen, anatomik vücut şekline özel tasarlanmış örgü korse. Arkada 4 adet çelik baleni mevcuttur. Çelik balenler, lomber lordoza göre elle eğim verilebilir özelliktedir. Anatomik yapıya uygunluğu ve üstün kalitesi ile vücuda mükemmel uyum sağlar. Lomber bölgedeki kaslardaki gerginliği azaltarak ağrıyı azaltır, güven ve rahatlık hissi verir.

Endikasyonlar

1. Lumbago, disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Post-op koruma ve immobilizasyon

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Örme Lumbosakral Korse Ekstra Destekli

REF: A0-86

Hava geçirgenliği yüksek, teri önleyen, anatomik vücut şekline özel tasarlanmış örgü korse. Arka kısımda anatomik yapıya uygun 4 adet çelik baleni ve ekstra desteği mevcuttur.

Endikasyonlar

1. Lumbago, disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Post-op koruma ve immobilizasyon

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Örme Lumbosakral Korse Destekli

REF: A0-88

Hava geçirgenliği yüksek, teri önleyen, anatomik vücut şekline özel tasarlanmış örgü korsesidir. Arkada omurganın fizyolojik eğriliklerine göre şekil verilmiş 4 adet çelik baleni mevcuttur. Çelik balenler, isteğe bağlı olarak çıkarıp takılabilir. Anatomik yapıya uygunluğu ve üstün kalitesi ile vücuda mükemmel uyum sağlar.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilolizis, spondilolistezis
3. Akut ya da kronik bel ağrıları

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Örme Lumbosakral Korse Destekli Kemerli

REF: AO-89


Hava geçirgenliği yüksek, teri önleyen, anatomik vücut şekline özel tasarlanmış örgü korsesidir. Arkada omurganın fizyolojik eğriliklerine göre şekil verilmiş takılıp çıkarılabilir 4 adet çelik baleni mevcuttur. AO-88 korseden farklı olarak ekstra kemer ile lomber bölge desteği daha da artırılmıştır.

Endikasyonlar

1. Lumbago, dejeneratif disk lezyonları
2. Spondilozis, spondilolistezis
3. Akut ya da kronik bel ağrıları

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Örme Silikon Pedli Korse

REF: AO-87

Hava alabilen, esnek örgü kumaştan üretilmiş, arka lomber kısımda özel tasarlanmış silikon malzemeden masaj etkili pedi olan örgü korse. Masaj etkisi ile dolaşımı artırır. Sakroiliak eklem ile lumbosakral eklemi stabilize eder, uyguladığı kompresyon kas tonusunu azaltarak ağrılı bölgede rahatlama sağlar.


Endikasyonlar

1. Simfizyolizis
2. Spondiloz, dejeneratif eklem değişiklikleri
3. Sakroiliak eklem irritasyonu
4. İntervertebral eklem bozukluklarına bağlı bel ağrıları

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Posturex Yelegi

REF: A0-53

Gümüş Lyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahip Auralipo kumaştan üretilmiştir. Omurganın her iki yanında plastik balenleri vardır. Plastik balenler isteğe bağlı olarak takılıp çıkarılabilir. Aksiller baskıyı önlemek için omuz askıları havlu pedden üretilmiştir. Esnek omuz bantları koltuk altından geçerek arkada çapraz gelip önde cırt bantlar ile birleşerek postural destek sağlar. Kötü duruş bozukluğunu önleyerek duyuusal feedback sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Postur bozuklukları
2. Sırt ve omuz kasları zayıflığı

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Posturex Yelegi (Uzun)

REF: A0-53U

Gümüş Lyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahip Auralipo kumaştan üretilmiştir. Omurganın her iki yanında plastik balenleri vardır. Plastik balenler isteğe bağlı olarak takılıp çıkarılabilir. Aksiller baskıyı önlemek için omuz askıları havlu pedden üretilmiştir. Esnek omuz bantları koltuk altından geçerek arkada çapraz gelip önde cırt bantlar ile birleşerek postural destek sağlar. Kötü duruş bozukluğunu önleyerek duyuusal feedback sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir. Destek bölgesi uzun tutularak uzun boylu kullanıcıların rahat bir şekilde kullanmasına olanak sunar.

Endikasyonlar

1. Postur bozuklukları
2. Sırt ve omuz kasları zayıflığı

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Dorsolomber Korse (26 cm)

REF: AO-91A

Hava alabilen ve terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Lomber kısım 26 cm boyundadır. Klasik dorsolomber korselerden farklı olarak koltukaltı kemeri rahat kullanım olanağı sağlayan havlu pedden üretilmiştir. 4 adet eğilebilir ve takıp çıkarılabilir çelik desteği maksimum postural destek sağlar. Lomber bölgenin her iki yanında bulunan 2 adet plastik destek maksimum destek sağlamaya yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Vertebral travmalar
2. Osteoporoz
3. Hafif kifoz
4. Ameliyat öncesi ve sonrası destek

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Posturex Bandajı

REF: AO-50

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Omurganın her iki yanında plastik balenleri vardır. Plastik balenler isteğe bağlı olarak takılıp çıkarılabilir. Esnek omuz bantları, koltuk altından geçerek arkada çapraz gelip önde cırtbanlar ile birleşerek postural destek sağlar. Kötü duruş bozukluğunu önleyerek duyuşal feedback sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Postur bozuklukları
2. Sırt ve omuz kasları zayıflığı

Beden

S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Dorsolomber Korse (32 cm)

REF: A0-90

Pamuklu kumaştan üretilmiştir. Üstün malzeme içeriği uygun hava sirkülasyonunu sağlar, teri önler. Postural destek sağlayan omuz bantları, koltuk altından geçerek arkadan çapraz gelip önde birleştirilerek lomber bölgede ekstra destek sağlar. Arkada omurganın her iki yanında takılıp çıkarılabilen 2 adet çelik balane, omurganın fizyolojik eğriliklerine göre eğim verilerek vücutta mükemmel bir stabilite sağlanmış olur. Günlük hayatta hastaya güven ve rahatlık hissi verir.

Endikasyonlar

1. Vertebral travmalar
2. Osteoporoz
3. Hafif kifoz
4. Ameliyat öncesi ve sonrası destek

Beden

- S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Dorsolomber Korse (26 cm)

REF: A0-92

Pamuklu kumaştan üretilmiştir. Üstün malzeme içeriği uygun hava sirkülasyonunu sağlar, teri önler. Postural destek sağlayan omuz bantları, koltuk altından geçerek arkadan çapraz gelip önde birleştirilerek lomber bölgede ekstra destek sağlar. Arkada omurganın her iki yanında takılıp çıkarılabilen 2 adet çelik balane, omurganın fizyolojik eğriliklerine göre eğim verilerek vücutta mükemmel bir stabilite sağlanmış olur. Bel bölgesinin 26 cm olması kısa boylu hastalarda kullanım rahatlığı sağlar.

Endikasyonlar

1. Vertebral travmalar
2. Osteoporoz
3. Hafif kifoz
4. Ameliyat öncesi ve sonrası destek

Beden


- S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm



Referans
Numaraları

- AO-95 •
- AO-96 •
- ORT-14 •
- ORT-13 •

Auraterry



Esnemezlik



Yumuşak Doku



Cilt Dostu

Cırt yapışkan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası, sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.



T.L.S.O. Korse

REF: AO-95

İç kısmı havlu olan süngerli kumaştan üretilmiş gövde ortezidir. Korsenin karın ve bel kısmında rijit bir destek sağlayan 3 mm' lik, sternumda ise 2 mm' lik plastik destekleri mevcuttur. Dorsolomber korseden farklı olarak sternumdaki destek gövdenin fleksiyon hareketini kısıtlar. Omurga hareketlerini belirli ölçüde sınırlandırarak anatomik olarak doğru duruşu sağlamayı ve stabiliteyi artırarak iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar.

Endikasyonlar

1. Omurgadaki kırıklar
2. Ameliyat sonrası
3. Kompresyon kırıkları
4. Post-op füzyon
5. Kifoz
6. Postural deformasyonlar

Beden

- S : 60 - 85 cm
M : 85 - 110 cm
L : 110 - 140 cm



L.S.O. Korse

REF: AO-96


İç kısmı havlu olan süngerli kumaştan üretilmiş lumbosakral ortezdir. Korsenin karın ve bel kısmında rijit bir destek sağlayan anatomik olarak tasarlanmış takılıp çıkarılabilir 3 mm' lik plastik destekleri mevcuttur. Lomber vertebra hareketlerini belirli ölçüde sınırlandırarak anatomik olarak doğru duruşu sağlamayı ve stabiliteyi artırarak iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar.

Endikasyonlar

1. Lomber vertebra kırıklarında ameliyat sonrası immobilizasyon
2. Stabil kompresyon kırıkları
3. Travma sonrası lomber stabilizasyon
4. Spinal stenoz
5. Spondilolizis
6. Lumbosakral faset sendromu

Beden

- S : 60 - 85 cm
M : 85 - 110 cm
L : 110 - 140 cm





Hiperekstansiyon Korse

REF: ORT-14

Özel alüminyumdan imal edilmiş, cilde temas eden yüzeyleri deri kaplı gövde ortezi. Üzerindeki vidalı sistem sayesinde ortezi üzerinde uzunluk ve genişlik ayarı yapılabilmektedir. Hareketli sternal pedler bölgesel basıncı azaltarak konforlu kullanım olanağı sağlar. Pelvik bar, rahat oturup kalkma olanağı sağlayan hareketli sistemdir. Omurganın hiperekstansiyon pozisyonunu stabilize ederek stabil iskelet yapısı ile lateral fleksiyonu kısıtlar.

Endikasyonlar

1. Lomber ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
2. İntervertebral disk cerrahisi sonrası
3. Post-op instabil vertebral gövde kırıkları
4. Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazları
5. Post-operatif ortotik bakım ve ortezi
6. Spinal dekompresyon cerrahisi sonrası

Beden

- S : 40 - 46 cm
M : 47 - 53 cm
L : 54 - 60 cm



Hiperekstansiyon Korse

REF: ORT-13

Özel alüminyumdan imal edilmiş, cilde temas eden yüzeyleri havlu pedle kaplı, 3 nokta prensibine göre gövdenin fleksiyonunu kısıtlayarak hiperekstansiyon pozisyonuna teşvik eden gövde ortezi. Üzerindeki vidalı sistem sayesinde ortezi üzerinde uzunluk ve genişlik ayarı yapılabilmektedir. Omurga hareketlerini belirli ölçüde sınırlandırarak anatomik olarak doğru duruşu sağlamayı ve stabiliteyi artırarak iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar. 2 boydur.

Endikasyonlar

1. Omurgadaki kırıklar ve travmalar
2. Osteoporozda kompresyon kırıkları
3. Kifoz
4. Ameliyat sonrası rehabilitasyona yardımcı
5. Alt thoraks ve lomber omurga bölgesindeki sabit kırıklar
6. Kompresyon kırıkları
7. Osteoporoz

Beden

- S : 40 - 49 cm
L : 50 - 60 cm





Kasık Bağı (Tek Taraflı)

REF: K-100

Esnek pamuklu kumaştan üretilmiştir. Fıtıklaşmış dokuyu geri itmek için tasarlanmış olup, bandaj günlük normal faaliyetlere engel olmaz. Ameliyat sonrası ise nüksleri önlemek ve iyileşmeye destek olmak amaçlı kullanılır. Ağrı ve rahatsızlıkları önler, destek ve konfor için mükemmel bir çözüm sunar. Tokalı sistem kullanımda rahatlık sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Tek taraflı kasık fitiği

Beden

- S : 75 - 95 cm
M : 90 - 110 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Kasık Bağı (Çift Taraflı)

REF: K-120

Esnek pamuklu kumaştan üretilmiştir. Fıtıklaşmış dokuyu geri itmek için tasarlanmış olup, bandaj günlük normal faaliyetlere engel olmaz. Ameliyat sonrası ise nüksleri önlemek ve iyileşmeye destek olmak amaçlı kullanılır. Ağrı ve rahatsızlıkları önler, destek ve konfor için mükemmel bir çözüm sunar. Tokalı sistem kullanımda rahatlık sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Çift taraflı kasık fitiği

Beden

- S : 75 - 95 cm
M : 90 - 110 cm





ALTEKST



REMITTE

Referans
Numaraları

105A•



Auralipo

Gümüş İyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahiptir.

Referans
Numaraları

100 • 107 •
101 • 109 •
102 • 110 •
103 • 111 •
104-A • 125 •
104 •

Auraactive




Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Referans
Numaraları

106A•
110A•

Auravelureactive



Neopren; jarse ve çırt yapışan kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır. Çırt yapışabilen yüzey özelliği sayesinde konfor ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Referans
Numaraları

113 •
118 •
119 •
120 •
114 •
115 •
116 •
114U •

Auradynamic



Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaştır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken eklem bölgelerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücuda mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.



Basit Dizlik

REF: 100

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Üst baldırda öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Diz eklemi destekler, eklem binen yükü hafifleterek, ağrıları azaltır. Neopren malzeme; vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Osteoartroz
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz ağrıları
4. Ameliyat sonrası koruma ve rehabilitasyon
5. Sportif aktiviteler sırasında koruma
6. Isı ve kompresyon gerektiği durumlarda

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Patella Destekli Dizlik

REF: 101

Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır. Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir. Patellada ağrısı olan ve ameliyat sonrası sorun yaşayan hastalar için idealdir. Diz kapağına basınç yapmadığı için günlük kullanımda tercih edilebilir. Merdiven çıkarken, tırmanırken veya çömelirken diz kapağında ağrı yaşayan kişiler için önerilir.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
4. Ameliyat sonrası koruma ve rehabilitasyon
5. Sportif aktiviteler sırasında koruma
6. Isı ve kompresyon gerektiği durumlarda

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Patella ve Ligament Destekli Dizlik

REF: 102

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir. Yandaki esnek balenler stabilizasyonu arttırmakta ve böylece dize binen yükü hafifletmektedir. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. Artrit, bursit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
4. Menisküs sorunları
5. 1. derece burkulma ve ligament instabiliteleri
6. Ameliyat sonrası koruma

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm





Cırtlarla Güçlendirilmiş Patella ve Ligament Destekli Dizlik

REF: 103

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir. Yandaki esnek balenler stabilizasyonu arttırmakta ve böylece dize binen yükü hafifletmektedir. 102'den farklı olarak daha uzun olup üst ve alt baldırdaki cırt bantlarla stabilizasyon daha da artırılmıştır.

Endikasyonlar

1. Artrit, bursit, tendinit
2. Burkulma ve gerilmeler
3. Menisküs sorunları
4. Ameliyat sonrası koruma
5. Ligament instabilitesi
6. Sportif yaralanmalar sonrası

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Menteşeli Dizlik (Üstü Açık)

REF: 104

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Her iki yandaki alüminyum eklemler maksimum destek sağlayarak dizin kontrollü hareketine izin verir. Dizin hiperekstansiyonunu engeller. Üst ve alt baldırda stabilizasyonu arttıran cırt bantları mevcuttur. Ciddi ameliyatlara ve diz yaralanmaları sonrasında rehabilitasyon ve tedavi sırasında tavsiye edilir.

Endikasyonlar

1. Baş yaralanmaları ve instabiliteyi
2. Menisküs lezyonları
3. 1. ve 2. derece burkulma ve gerilmeler
4. Ameliyat sonrası koruma ve immobilizasyon

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Menteşeli Dizlik (Önü Açık)

REF: 104-A

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Her iki yandaki alüminyum eklemler maksimum destek sağlayarak kontrollü harekete izin verir. Dizin hiperekstansiyonunu engeller. Üst ve alt baldırda stabilizasyonu arttıran cırt bantları mevcuttur. Önden tamamen açılabilir olması ameliyatlara, kilolu ve yaşlı hastalarda kullanım kolaylığı sağlar. Arka popliteal açıklık, dizin bükülmesi sırasında katlanarak rahatsızlık ve baskı hissini önler.

Endikasyonlar

1. Baş yaralanmaları ve instabiliteyi
2. Menisküs lezyonları
3. 1. ve 2. derece burkulma ve gerilmeler
4. Ameliyat sonrası koruma ve immobilizasyon

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm





Patellar Stabilizasyon Dizliđi

REF: 107

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patellanın lateralinden mediale doğru hafif basınç uygulayan silikon pedi, lateral patella çıkık veya yarı çıkıklarında patellanın stabilizasyonunu sağlar. Uyguladığı kompresyon patellanın patella-femoral oluk içinde tutulmasına yardımcı olur. Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır.

Endikasyonlar

1. Patella instabilitesi
2. Lateral patella subluksasyonu, dislokasyonu
3. Kondromalazi patella
4. Lateral patellafemoral kompresyon sendromu
5. Ön diz ağrısı

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Destekli Sporcu Dizliđi

REF: 105-A

Gümüş İyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahip Auralipo kumaştan üretilmiştir. Auralipo'nun kompresyon etkisi ile kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır. Patella ve çevresi, dizi ani darbelerle karşı koruyan şok absorbe edici özel olarak tasarlanmış petekli eva desteđi ile desteklenmiştir.

Endikasyonlar

1. Sportif aktiviteler sırasında koruma
2. Patellayı ve çevre yumuşak dokuları travmaya karşı koruma
3. Bursit

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Artroskopi Sonrası Dizlik

REF: 106-A

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. İç kısmındaki cepli sistem sıcak ve soğuk uygulamada kullanılan jelin konulması için tasarlanmıştır. Önden tamamen açılabilir olması ameliyatlı ve yaşlı hastalarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Üçlü cırt bantları stabilizasyonu arttırmaktadır.

Endikasyonlar

1. Artroskopi sonrası ödem ve ağrı tedavisi
2. Sıcak yada soğuk uygulamanın tercih edildiđi durumlar

Beden

Standart bedendir.





Ön Çapraz Bağ Destekli Dizlik

REF: 109

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patella çevresi açık ve pedle desteklenmiştir. Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır. Üç nokta prensibinin uygulandığı çapraz bantlar ile ön çapraz bağlarda ve patellada stabilizasyon sağlar.

Endikasyonlar

1. Ön çapraz bağ yaralanmaları ve diz instabiliteleri
2. Patellar stabilizasyon
3. Menisküs lezyonları
4. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon

Beden

S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Patellar Tendon Bandı

REF: 110

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patellar tendonu destekleyen anatomik olarak tasarlanmış pedi vardır. Eklem hareketlerine engel olmaz. Uyguladığı kompresyon etkisi tendondaki gerilimi ve ağrıyı azaltır. Neopren malzeme içeriği ile esnek ve kullanımı rahattır. Gün içinde tüm gün rahatlıkla kullanılabilir. Her iki dize de uygulanabilir.

Endikasyonlar

1. Os-good Schlatter hastalığı
2. Patellar tendinit
3. Kondromalazi patella
4. Patella femoral ağrı

Beden

Standart bedendir.



Patellar Tendon Bandı (Jelli)

REF: 110A

Patellar tendonu destekleyen anatomik olarak tasarlanmış jeli vardır. Eklem hareketlerine engel olmaz. Uyguladığı kompresyon etkisi tendondaki gerilimi ve ağrıyı azaltır. Vücudu tahriş etmeyen yumuşak malzeme içeriği ile esnek ve kullanımı rahattır. Gün içinde tüm gün rahatlıkla kullanılabilir. Her iki dize de uygulanabilir.

Endikasyonlar

1. Os-good Schlatter hastalığı
2. Patellar tendinit
3. Kondromalazi patella
4. Patella femoral ağrı

Beden

Standart bedendir.





Patellar Tendon Destekleyici Dizlik

REF: 111

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patellar tendonu destekleyen anatomik olarak tasarlanmış pedi vardır. Uyguladığı kompresyon etkisi tendondaki gerilimi ve ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Os-good Schlatler hastalığı
2. Patellar tendinit
3. Kondromalazi patella
4. Patella femoral ağrı

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Açı Ayarlı Dizlik

REF: 125

Anatomik diz şekline göre dizayn edilmiş neopren malzemeden üretilen, dizin fleksiyon ve ekstansiyon derecelerinin ayarlanmasını sağlayan menteşeli diz desteğidir. Fleksiyon (0-15-30-60-90-120) ve ekstansiyon (0-5-15-30) derecelerde ayarlanabilen menteşeler aynı zamanda diz eklemine koruyarak iç ve dış destek sağlar. Üst ve alt baldırda ikiye bölünmüş cırtlar ile dizdeki stabilizasyon artırılmıştır. Orta derece diz yaralanmaları ve instabilitelerinde koruma ve destek için idealdir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları ve instabiliteleri
2. Menisküs lezyonları
3. 1. ve 2. derece burkulma ve gerilmeler
4. Ameliyat sonrası koruma ve immobilizasyon
5. Medial/lateral instabilite
6. Kas ve ligament zayıflıkları, yaralanmalar
7. Fleksiyon/ekstansiyon kontrolü gerektiren dejeneratif eklem hastalıkları

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Yün Dizlik

REF: 112A

Yün kumaştan üretilmiştir. Vücut ısısını koruyarak sıcaklık ve kompresyon sağlar.

Endikasyonlar

1. Kireçlenme
2. Sıcaklık amaçlı

Beden

- S : 31 - 37 cm
M : 37 - 40 cm
L : 40 - 48 cm





Örme Dizlik

REF: 113

Hava alabilen, esnek, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır. Diz eklemünde sağladığı ısı etkisi, ağrıyan eklem, kas ve çevre dokular üzerinde uzun süreli rahatlama sağlar. Diz kapağına basınç yapmadığı için günlük kullanımda tercih edilebilir.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Burkulmalar
4. Sportif aktiviteler sırasında koruma amaçlı

Beden

S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Örme Ligament Destekli Dizlik

REF: 118


Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan anatomik diz şekline uygun üretilmiştir. Her iki yanda ikişer adet esnek spiral balenden ligament desteği mevcuttur. Yüksek kalite dokuma kumaş gün boyu rahat kullanım olanağı sağlar.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit
2. Kas ve bağ zorlanmaları
3. Bursit
4. Ameliyat sonrası koruma
5. Travma sonrası ödem

Beden

S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm





Örme Patella Destekli Dizlik

REF: 119


Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan anatomik diz şekline uygun üretilmiştir. Patella çevresinde anatomik olarak şekillendirilmiş silikon ped, patella üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Merdiven çıkarken, tırmanırken veya çömelirken diz kapağında ağrısı olan kişiler için idealdir. Yüksek kalite dokuma kumaş gün boyu rahat kullanım olanağı sağlar.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
4. Ameliyat sonrası koruma ve rehabilitasyon
5. Sportif aktiviteler sırasında koruma

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Örme Patella ve Tek Ligament Destekli Dizlik

REF: 120

Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Yüksek kalite dokuma kumaş gün boyu rahat kullanım olanağı sağlar. Patellayı çevreleyen silikon ped, diz kapağı çevresinde mükemmel bir konfor ve destek sağlar. Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır. Diz eklemine destekler, eklem binen yükü hafifleterek ağrıları azaltır.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit, bursit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
4. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm





Örme Patella ve Ligament Destekli Dizlik

REF: 114


Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patella çevresinde anatomik olarak şekillendirilmiş silikon ped, patella üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Medial ve lateraldeki çift spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır. Dizi destekler, ekleme binen yükü hafifleterek ağırları azaltır.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit, bursit
2. Menisküs lezyonları
3. Eklem içi sıvı artışı
4. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
5. Ligament instabilitesi
6. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Cırtlarla Güçlendirilmiş Örme Patella ve Ligament Destekli Dizlik (Uzun)

REF: 114U

Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patella çevresinde anatomik olarak şekillendirilmiş silikon ped, patella üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Medial ve lateraldeki çift spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır. Dizi destekler, ekleme binen yükü hafifleterek, ağırları azaltır.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit, bursit
2. Menisküs lezyonları
3. Eklem içi sıvı artışı
4. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
5. Ligament instabilitesi
6. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm





Örme Patellar Stabilizasyon Dizliđi

REF: 115

Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Patellanın lateralinden mediale doğru hafif basınç uygulayan silikon pedi, lateral patella çıkık veya yarı çıkıklarında patellanın stabilizasyonunu sağlar. Uyguladığı kompresyon patellanın patella-femoral oluk içinde tutulmasına yardımcı olur. Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır.


Endikasyonlar

1. Patella instabilitesi
2. Lateral patella subluksasyonu/dislokasyonu
3. Kondromalazi patella
4. Lateral patellafemoral kompresyon sendromu
5. Ön diz ağrısı

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm

*Sağı ve solu mevcuttur.



Örme Menteşeli Dizlik

REF: 116

Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Her iki yandaki çıkarılabilir menteşeler, normal harekete engel olmadan medial ve lateral destek sağlar. Dizin hiperekstansiyonunu engeller. Patella çevresindeki silikon ped, diz kapağını koruyarak baskıyı azaltır. Üst ve alt baldırdaki cırt bantları stabilizasyonu arttırmaktadır. Ciddi ameliyatlara ve diz yaralanmaları sonrasında rehabilitasyon ve tedavi sırasında tavsiye edilir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları
2. Menisküs yırtıkları
3. Artrit, bursit, tendinit
4. Ameliyat sonrası koruma ve destek
5. Burkulma ve ligament zayıflıkları

Beden

- S : 31 - 34 cm
M : 34 - 37 cm
L : 37 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm



Referans
Numaraları
504 •

Auralipo


Gümüş İyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahiptir.

Referans
Numaraları
506 •
507 •

Auradynamic




Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaşdır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken, eklem bölgelerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücuda mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.



Referans
Numaraları

749 •
749 •
745A •
AO-45A • AO-45 •
AO-55A • AO-55 •
AO-65A • AO-65 •
AO-47A • AO-47 •
AO-57A • AO-57 •
AO-67A • AO-67 •
170 •
171 •
172 •
746 •

Auraterry





Cırt yapışkan yüzey ve teri emen pamuk yüzey arası sünger malzemedir. Yüksek yoğunluktaki süngerli kumaş, vücudu sararak istenilen stabilizasyonu sağlar.

Referans
Numaraları

170 •
171 •
172 •

Auravelureactive





Neopren, jarse ve cırt yapışkan kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır. Cırt yapışabilen yüzey özelliği sayesinde konfor ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Referans
Numaraları

500 •
501 •
502 •
503 •
504 •

Auraactive



Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.



Aurastrap (Menteşeli)

REF: 170

Anatomik diz şekline göre tasarlanmış hafif alüminyum malzemeden üretilmiş, fleksiyon ve ekstansiyon limitasyonu sağlayan menteşeli fonksiyonel rijit breystrir. 4 nokta prensibiyle en elverişli stabilizasyonu sağlar. Öne ve arkaya tibial yer değiştirmeyi önler, dizin hiperekstansiyonunu engeller.

Endikasyonlar

1. İzole ön çapraz bağ ya da ön ve arka çapraz bağ kombine yırtıkları
2. Kollateral bağ yırtılmalarına bağlı instabilite
3. Kombine instabilite için konservatif bakım

Beden

Dizin 16 cm üzerinden ölçü alınız	Dizin 16 cm altından ölçü alınız
S : 34 - 38 cm	S : 42 - 48 cm
M : 38 - 42 cm	M : 48 - 54 cm
L : 42 - 46 cm	L : 54 - 60 cm
XL : 46 - 50 cm	XL : 60 - 67 cm
XXL: 50 - 54 cm	XXL: 67 - 74 cm



Sağı solu mevcuttur.



Aurastrap (Açı Ayarlı)

REF: 171

Anatomik diz şekline göre tasarlanmış hafif alüminyum malzemeden üretilmiş, fleksiyon ve ekstansiyon limitasyonu sağlayan derece ayarlı fonksiyonel rijit breystrir. Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°) ve ekstansiyon (0°, 15°, 30°) derece ayarı yapılabilir. 4 nokta prensibiyle en elverişli stabilizasyonu sağlar. Öne ve arkaya tibial yer değiştirmeyi önler, dizin hiperekstansiyonunu engeller.

Endikasyonlar

1. İzole ön çapraz bağ ya da ön ve arka çapraz bağ kombine yırtıkları
2. Kollateral bağ yırtılmalarına bağlı instabilite
3. Kombine instabilite için konservatif bakım

Beden

Dizin 16 cm üzerinden ölçü alınız	Dizin 16 cm altından ölçü alınız
S : 34 - 38 cm	S : 42 - 48 cm
M : 38 - 42 cm	M : 48 - 54 cm
L : 42 - 46 cm	L : 54 - 60 cm
XL : 46 - 50 cm	XL : 60 - 67 cm
XXL: 50 - 54 cm	XXL: 67 - 74 cm



Sağı solu mevcuttur.



Aurastrap (Açı Ayarlı)

REF: 172

Anatomik diz şekline göre tasarlanmış hafif alüminyum malzemeden üretilmiş, fleksiyon ve ekstansiyon limitasyonu sağlayan derece ayarlı fonksiyonel rijit breystr. Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°) ve ekstansiyon (0°, 15°, 30°) derece ayarı yapılabilir. 4 nokta prensibiyle en elverişli stabilizasyonu sağlar. Öne ve arkaya tibial yer değiştirmeyi önler, dizin hiperekstansiyonunu engeller.

Endikasyonlar

1. İzole ön çapraz bağ ya da ön ve arka çapraz bağ kombine yırtıklar
2. Kollateral bağ yırtılmalarına bağlı instabilite
3. Kombine instabilite için konservatif bakım

Beden

Dizin 16 cm üzerinden ölçü alınır

Dizin 16 cm altından ölçü alınır

S : 34 - 38 cm	S : 42 - 48 cm
M : 38 - 42 cm	M : 48 - 54 cm
L : 42 - 46 cm	L : 54 - 60 cm
XL : 46 - 50 cm	XL : 60 - 67 cm
XXL: 50 - 54 cm	XXL: 67 - 74 cm



Auragen II

REF: 749

Anatomik bacak şekline uygun olarak tasarlanmış derece ayarlı diz ortezidir. Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°) ve ekstansiyon (-15°-0°, 15°, 30°, 45°, 60°) derece ayarı yapılır. 0°, 15°, 30°, 45°, 60° derecelerde kitlebilir. Diz yaralanmaları sonrası mükemmel bir stabilizasyon ve destek sunar. Ameliyat ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde koruyucu olarak kullanılır ve dizin R.O.M. kontrolünü sağlar. Tek boydur. Ürün üzerindeki butonlar ile boy ayarı yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Bağ yaralanmalarında ameliyat sonrası kontrollü ve dereceli eklem mobilizasyon
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Stabil femur kırıkları
4. Yüksek tibial osteotomi
5. Quadriceps ve patellar tendon onarımı
6. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
7. Ameliyat sonrası dereceli mobilizasyon
8. Ambulasyona (hareketlenmeye) yardım amaçlı

Beden

Standart bedendir





Açı Ayarlı Breys

REF: 745A

Anatomik bacak şekline uygun olarak tasarlanmış alüminyum bar ve cilde temas eden yüzeyleri havlu kumaş olan derece ayarlı diz ortezidir. Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°) ve ekspanzyon (-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) derece ayarı yapılır. Diz yaralanmaları sonrası mükemmel bir stabilizasyon ve destek sunar. Ameliyat ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde koruyucu olarak kullanılır ve dizin R.O.M. kontrolünü sağlar.

Endikasyonlar

1. Bağ yaralanmalarında ameliyat sonrası kontrollü ve dereceli eklem mobilizasyon
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Stabil femur kırıkları
4. Yüksek tibial osteotomi
5. Quadriceps ve patellar tendon onarımı
6. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
7. Ameliyat sonrası dereceli mobilizasyon
8. Ambulasyona (hareketlenmeye) yardım amaçlı

Beden

Standart bedendir.



Açı Ayarlı Breys

REF: 746

Anatomik bacak şekline uygun olarak tasarlanmış alüminyum bar ve cilde temas eden yüzeyleri havlu kumaş olan derece ayarlı diz ortezidir. Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°) ve ekspanzyon (-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) derece ayarı yapılır. Diz yaralanmaları sonrası mükemmel bir stabilizasyon ve destek sunar. Ameliyat ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde koruyucu olarak kullanılır ve dizin R.O.M. kontrolünü sağlar.

Endikasyonlar

1. Bağ yaralanmalarında ameliyat sonrası kontrollü ve dereceli eklem mobilizasyon
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Stabil femur kırıkları
4. Yüksek tibial osteotomi
5. Quadriceps ve patellar tendon onarımı
6. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
7. Ameliyat sonrası dereceli mobilizasyon
8. Ambulasyona (hareketlenmeye) yardım amaçlı

Beden

Standart bedendir.





Immobilizer

REF: AO-45 / AO-55 / AO-65

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Dizin ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar. Anatomik olarak tasarlanmış çıkarılabilir özellikte posterior, medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan alüminyum destekleri mevcuttur. Diz yaralanmaları ve ameliyat sonrası için destekleyicidir. Standart beden olup 45 cm, 55 cm, 65 cm uzunlukta boyları mevcuttur. Üç parçalı ped tasarımı sayesinde kolayca bacak çevresi için ayarlanabilir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları sonrası koruma
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Diz eklemi travmaları
4. Osteokondral kırıklar
5. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
6. Patella çıkıkları
7. Ameliyat sonrası istirahat, koruma ve immobilizasyona yardımcı

Beden

- AO-45 : 45 cm
AO-55 : 55 cm
AO-65 : 65 cm



Immobilizer (20 Derece)

REF: AO-47 / AO-57 / AO-67

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Dizin 20 derece fleksiyonda immobilizasyonunu sağlar. Anatomik olarak tasarlanmış çıkarılabilir özellikte posterior, medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan alüminyum destekleri vardır. Diz yaralanmaları ve ameliyat sonrası için destekleyicidir. Standart beden olup 45 cm, 55 cm, 65 cm uzunlukta boyları mevcuttur. Üç parçalı ped tasarımı sayesinde kolayca bacak çevresi için ayarlanabilir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları sonrası koruma
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Diz eklemi travmaları
4. Osteokondral kırıklar
5. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
6. Patella çıkıkları
7. Ameliyat sonrası istirahat, koruma ve immobilizasyona yardımcı

Beden

- AO-47 : 45 cm
AO-57 : 55 cm
AO-67 : 65 cm





Immobilizer

REF: AO-45A / AO-55A / AO-65A

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Dizin ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar. Anatomik olarak tasarlanmış çıkarılabilir özellikle posterior, medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan alüminyum destekleri mevcuttur. Diz yaralanmaları ve ameliyat sonrası için destekleyicidir. 45 cm, 55 cm, 65 cm uzunlukta boyları mevcuttur. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları sonrası koruma
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Diz eklemi travmaları
4. Osteokondral kırıkları
5. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
6. Patella çıkıkları
7. Ameliyat sonrası istirahat, koruma ve immobilizasyona yardımcı

Beden

S: 42 - 54 cm
M: 54 - 67 cm



Immobilizer (20 Derece)

REF: AO-47A / AO-57A / AO-67A

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Dizin 20 derece fleksiyonda immobilizasyonunu sağlar. Anatomik olarak tasarlanmış çıkarılabilir özellikle posterior, medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan alüminyum destekleri mevcuttur. Diz yaralanmaları ve ameliyat sonrası için destekleyicidir. 45 cm, 55 cm, 65 cm uzunlukta boyları mevcuttur. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları sonrası koruma
2. Menisküs yaralanmalarında ameliyat sonrası
3. Diz eklemi travmaları
4. Osteokondral kırıkları
5. Akut diz burkulma ve yaralanmaları
6. Patella çıkıkları
7. Ameliyat sonrası istirahat, koruma ve immobilizasyona yardımcı

Beden

S: 42 - 54 cm
M: 54 - 67 cm





Örme Üst Baldırlık

REF: 506

Hava alabilen, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır. Üst baldır destekler, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Üst baldır kas gerilmeleri
2. Üst baldırın ağrılı durumları
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma
4. Kompresyon sağlamak amaçlı

Beden

S	: 44 - 48 cm
M	: 48 - 52 cm
L	: 52 - 56 cm
XL	: 56 - 62 cm
XXL	: 62 - 68 cm



Örme Alt Baldırlık

REF: 507

Hava alabilen, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır. Alt baldır destekler, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Alt baldır kas gerilmeleri
2. Alt baldırın ağrılı durumları
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma
4. Kompresyon amaçlı

Beden

S	: 30 - 33 cm
M	: 33 - 36 cm
L	: 36 - 40 cm
XL	: 40 - 44 cm
XXL	: 44 - 48 cm





Üst Baldırlık

REF: 500

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Üst kısımda öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlar. Üst baldırı destekler. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı hafifletir.

Endikasyonlar

1. Üst baldır kas gerilmeleri
2. Üst baldırın ağrılı durumları
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma
4. Sıcaklık ve kompresyon sağlamak amaçlı

Beden

- S : 44 - 48 cm
M : 48 - 52 cm
L : 52 - 56 cm
XL : 56 - 62 cm
XXL : 62 - 68 cm



Alt Baldırlık

REF: 501

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Üst kısımda öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlar. Alt baldırı destekler. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı hafifletir.

Endikasyonlar

1. Alt baldır kas gerilmeleri
2. Alt baldırın ağrılı durumları
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma
4. Sıcaklık ve kompresyon sağlamak amaçlı

Beden

- S : 30 - 33 cm
M : 33 - 36 cm
L : 36 - 40 cm
XL : 40 - 44 cm
XXL : 44 - 48 cm





Kalça Desteği

REF: 502

Neopren malzemeden üretilmiştir. Anatomik olarak şekillendirilmiş plastik destek, üst baldır ve kalça eklemi çevresinde kompresyon sağlar ve travmaya karşı korur. Tendinit ve kasık problemleri sonucu gelişen ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Üst baldır ve kalça çevresi kas gerilmeleri
2. Kalça çevresi yumuşak dokuları koruma
3. Kalça çevresi bursitleri
4. Sıcaklık ve kompresyon

Beden

- S : 44 - 48 cm
M : 48 - 52 cm
L : 52 - 56 cm Sağı solu mevcuttur.
XL : 56 - 62 cm
XXL : 62 - 68 cm



Zayıflama Taytı

REF: 503

Neopren malzemeden üretilmiş olup vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır. Kasık, hamstring ve uyluk yaralanmalarına karşı koruma ve destek için tasarlanmıştır. Fermuarlı oluşu kullanımda rahatlık sağlar.

Endikasyonlar

1. Sıcaklık ve kompresyon
2. Kasık problemleri
3. Bel-kalça-basen bölgesinde zayıflama
4. Üst baldır yaralanmaları

Beden

- S : 75 - 85 cm
M : 85 - 95 cm
L : 95 - 105 cm
XL : 105 - 115 cm
XXL : 115 - 125 cm





Sporcu Taytı

REF: 504

Neopren malzemeden üretilmiş olup, vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır. Kasık, hamstring ve uyluk yaralanmalarına karşı koruma ve destek için tasarlanmıştır. Ağ bölgesi Gümüş Iyon Teknolojisi ve mikrokapsül bileşenlere sahip Auralipo kumaştan üretilmiştir. Spor aktiviteleri sırasında güvenle ve rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Sıcaklık ve kompresyon
2. Kasık problemleri
3. Bel-kalça-basen bölgesinde zayıflama
4. Üst baldır yaralanmaları

Beden


S	: 75 - 85 cm
M	: 85 - 95 cm
L	: 95 - 105 cm
XL	: 105 - 115 cm
XXL	: 115 - 125 cm



Referans Numaraları

- 404 •
- 401 •
- 402 •
- 405 •
- 412 •

Auraactive




Neopren üzeri jarse kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Referans Numaraları

- 417 •

Auravelcroair




Cırt yapışan kumaş ile terlemeyi önleyen delikli kumaş lamine edilmiştir. Esnek olmayan yapısı vücudu sararak etkin stabilizasyon sağlamakla beraber, hava geçirgenliği yüksek olması kullanım rahatlığı sağlamaktadır.

Referans Numaraları

- 411 •

Auravelureactive




Neopren; jarse ve cırt yapışan kumaş ile lamine edilmiştir. Neopren malzeme, yüksek dayanıklılığa sahip olmakla beraber esnek yapısı hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma etkisi sağlar. Artan vücut ısısı kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır. Cırt yapışabilen yüzey özelliği sayesinde konfor ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Referans Numaraları

- 407 •
- 408 •
- 409 •
- 403 •

Auradynamic



Esnek, hava geçirgenliği yüksek, nem önleyici, anatomik olarak şekillendirilmiş özel dokuma kumaştır. Özel dokuması sayesinde vücutta istenilen bölgelere destek uygularken, ekleme bölgelerinde baskı ve sıkışma hissi oluşturmaz. Vücuda mükemmel uyum sağlamakla beraber, uyguladığı mikromasaj etkisi ile maksimum konfor sağlar.



Ligament Destekli Ayak Bilekliği

REF: 404

Neopren malzemeden üretilmiştir. Malleollerin çevresinde, stabilizasyonu sağlayan iç ve dış plastik plakalar iç ve dış olarak ayrı ayrı üretilmiştir. Tamamıyla açılabilir olması kullanımda rahatlık sağlar. Sekiz şeklinde sarılan elastik çapraz bandı ise ekstra koruma bandajıdır. Uyguladığı kompresyon etkisi ile ayak bileğini destekler, ödemi ve ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Bağı instabilitesi ve yırtıklar
2. Koruyucu ve ödem önleyici
3. Ameliyat ve yaralanma sonrası koruma veya destek

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm



Basit Ayak Bilekliği

REF: 401

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Bilek çevresindeki cırtlar kullanımda kolaylık sağlar. Ayak bileğini destekleyerek ağrıyı azaltır. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. 1. derece burkulma ve gerilmeler
2. Küçük kırıklar sonrası
3. Yaralanma sonrası ödemde kompresyon
4. Burkulma sonrası stabilizasyon ve koruma

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm



Çapraz Bantlı Ayak Bilekliği

REF: 402

Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Sekiz şeklinde sarılan elastik çapraz bant stabilizasyonu ve kompresyonu artırır. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Endikasyonlar

1. 1. derece burkulma ve gerilmeler
2. Küçük kırıklar sonrası
3. Yaralanma sonrası ödemde kompresyon
4. Burkulma sonrası stabilizasyon ve koruma

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm





Malleol Destekli Ayak Bilekliği

REF: 405

Neopren malzemeden üretilmiştir. Ayak bileğinin her iki yanında anatomik olarak tasarlanmış, iç ve dış malleoller destekleyen pedleri vardır. Sekiz şeklinde sarılan elastik bant ekstra koruma sağlar. Ayak bileğini destekler, ödemi rahatlatarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Hafif derece bağ yaralanmaları ve instabilitesi
2. Eklem iltihapları ve kireçlenmeler
3. Ameliyat ve yaralanma sonrası koruyucu ve destek amaçlı | 4. Alçı sonrası
5. Ayak bileğinde ödem, hematoma ve efüzyon durumlarında
6. Talocrural eklem iritasyonu
7. Erken mobilizasyona yardımcı

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm



Dorsi Fleksiyon Bandı

REF: 411

Neopren malzemeden üretilmiştir. Ayak bileğini istenilen gerginlikte dorsi fleksiyonda tutan düşük ayak deformitesinde kullanılan ayak bilekliğidir. Hastanın yürüyüşünde görünür bir düzelme sağlar. Ayakkabı içinde kullanılabilir. Standart boy olup sağ ve sol ayak için kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Düşük ayak deformitesi
2. Zayıf dorsi fleksiyon
3. Felçli hastalarda kas zayıflıklardan
4. Peroneal nöropati

Beden

Standart bedendir.



Sekiz Bandajı Ayak Bilekliği

REF: 406

Pamuklu, hava alabilen yumuşak malzemeden üretilmiş olup ayakkabı içinde rahatlıkla kullanılır. Ayak bileğine esnek bir destek sağlar, ödemi rahatlatır.

Endikasyonlar

1. Bağ güçsüzlüğünde destek amaçlı
2. Ayak bileğinin ağrılı durumları
3. Alçı sonrası

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm





Örme Ayak Bilekliği

REF: 407

Hava alabilen, esnek, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak dizayn edilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır. Ayak bileğinde sağladığı ısı etkisi, ağrıyan eklem, kas ve çevre dokular üzerinde uzun süreli rahatlama sağlar. Uyguladığı kompresyon etkisi ödemi ve ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. derece burkulma ve gerilmeler
2. Küçük kırıklar sonrası
3. Yaralanma sonrası oluşan ödem
4. Burkulmalarda koruma amaçlı
5. Ameliyat sonrası koruma amaçlı

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm



Örme Malleol Destekli Ayak Bilekliği

REF: 408

Hava alabilen, esnek, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup malleoller çevresinde anatomik olarak tasarlanmış mikro masaj etkili silikon pedleri vardır. Ayak bileğini destekleyerek, uyguladığı kompresyon etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır. Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır.

Endikasyonlar

1. Hafif derece bağ yaralanmaları ve instabilitesi
2. Eklem iltihabı ve kireçlenmeleri
3. Ameliyat ve yaralanma sonrası koruyucu ve destek amaçlı
4. Ayak bileğinde ödem, hematoma ve efüzyon durumlarında
5. Talocrural eklem iritasyonu
6. Erken mobilizasyona yardımcı

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm



Örme Aşil Tendon Destekli Ayak Bilekliği

REF: 409

Hava alabilen, esnek, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır. Aşil tendonunun her iki yanında ve topuğun altında silikon desteği mevcuttur. Ayrıca her iki bacak arasındaki dengesizliği önlemek amaçlı diğer topuk altına yerleştirilen portatif topukluğu vardır. Topuk ve aşil tendonunu korur, tendon-daki gerilimi azaltır.

Endikasyonlar

1. Aşil tendon akut ve kronik iltihaplanmaları
2. Aşil tendon ağrısı
3. Retrokalkaneal bursit
4. Ameliyat veya yaralanma sonrası

Beden

- S : 21 - 23 cm
M : 23 - 25 cm
L : 25 - 27 cm
XL : 27 - 29 cm
XXL : 29 - 31 cm





Bağcıklı Ayak Bilekliği

REF: 417

Hava alabilen, delikli malzemeden üretilmiştir. Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır. Bağcıklı sistem bileğin daha iyi sarılmasını dolayısı ile stabilizasyonunu sağlar. Ekstra 8 bandajı ile desteklenmiştir. Ciddi ayak bileği burkulmaları ve yaralanmalarında zayıf ayak bileğini desteklemek, tekrar yaralanma riskini önlemek için idealdir.

Endikasyonlar

1. Pre-op ve Post-op ligament yaralanmaları
2. Burkulma ve incinme sonrası kompresyon ve destek amaçlı
3. Spor yaralanmalarında koruyucu amaçlı

Beden

S	: 21 - 23 cm
M	: 23 - 25 cm
L	: 25 - 27 cm
XL	: 27 - 29 cm
XXL	: 29 - 31 cm



Stabilizasyon Ayak Bilekliği

REF: 412

Dış kısmı özel sert plastikten, içi neopren malzemeden üretilmiştir. Ayak bileğinin iç ve dış stabilizasyonunu sağlar. Ayak bileği burkulmaları ve instabilitesinde maksimum koruma için idealdir. Standart beden olup bilek çevresindeki cırtlarla ayar yapılabilmektedir.

Endikasyonlar

1. Ayak bileği kronik instabilitesi
2. Pre-op ve Post-op ligament yaralanmaları
3. Burkulma sonrası kompresyon ve destek amaçlı
4. Spor yaralanmalarında koruyucu amaçlı
5. Açı sonrası stabilizasyon amaçlı
6. İnversiyon ve eversiyon yaralanmaları

Beden

Standart bedendir.





Jelli Ayak Bilekliği

REF: 410

Dış yüzeyi anatomik olarak tasarlanmış plastik malzeme, iç yüzeyi sıcak veya soğuk tedavi için jelli pedlerden oluşan ayak bileği ortezidir. Jel ped soğuk tedavi için dondurulabilir ya da sıcak tedavi için mikrodalga fırına konabilir özelliğindedir. Doğal eklem hareketine engel olmadan ayak bileğinde iç ve dış stabilizasyon sağlayan son derece rahat ve destekleyici bir ayak bilekliğidir. Ayak bileğinin hafif ve orta derece burkulmalarının tedavisi ve rehabilitasyonu için ideal olup iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Ayak bileği kronik instabilitesi
2. Pre-op ve Post-op ligament yaralanmaları
3. Burkulma sonrası kompresyon ve destek amaçlı
4. Spor yaralanmalarında koruyucu amaçlı
5. Alçı sonrası stabilizasyon amaçlı
6. İnversiyon ve eversiyon yaralanmaları

Beden

Standart bedendir.



Pedli Ayak Bilekliği

REF: 416

Pedli ayak bilekliği, doğal eklem hareketine engel olmadan ayak bileğinde iç ve dış stabilizasyon sağlayan eklem şekline uygun tasarlanmış sünger pedli son derece rahat ve destekleyici bir ayak bilekliğidir. Ayak bileğinin hafif ve orta derece burkulmalarının tedavisi ve rehabilitasyonu için idealdir, iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Ayak bileği kronik instabilitesi
2. Pre-op ve Post-op ligament yaralanmaları
3. Burkulma sonrası kompresyon ve destek amaçlı
4. Spor yaralanmalarında koruyucu amaçlı
5. Alçı sonrası stabilizasyon amaçlı
6. İnversiyon ve eversiyon yaralanmaları

Beden

Standart bedendir.





YENİ

R.O.M. Walker

REF: 450A

Ayak bileği dorsi ve plantar fleksiyon derecesi ayarlanabilen erken mobilizasyona yardımcı ayak bileği ortezidir. Ayak bileğinin plantar ve dorsi fleksiyonunu 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45 derecelerde ayarlanma olanağı vardır. Taban kısmındaki rocker model tasarımı doğal yürüyüş paternini destekleyerek daha rahat yürümeyi sağlar.

Endikasyonlar

1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı
2. Kronik ligament instabiliteleri
3. Stabil distal tibia ve fibula kırıklarında veya internal fiksator kullanılan distal tibia ve fibula kırıkları
4. Aşil tendon yırtıkları
5. Stabil ayak ve ayak bileği kırıkları
6. 2-3 derece ayak bileği burkulmaları

Beden

- S : 35 - 39 numara
M : 40 - 43 numara
L : 44 - 47 numara



Walking Boot

REF: 451

İç yüzeyi süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilmiş ayak bileğinin maksimum immobilizasyonunu sağlayan ayak bileği ortezidir. Ön ve arkadaki plastik parçalar, ürünün bilek çevresine tam oturmasına ve rahat ayarlanmasına olanak sağlar. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü destekler.

Endikasyonlar

1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı
2. Kronik ligament instabiliteleri
3. Stabil distal tibia ve fibula kırıkları veya internal fiksator kullanılan distal tibia ve fibula kırıkları
4. Stabil ayak ve ayak bileği kırıkları
5. 2-3 derece ayak bileği burkulmaları

Beden

- S : 35 - 39 numara
M : 40 - 43 numara
L : 44 - 47 numara





Air Walking Boot

REF: 452A

İç yüzeyi süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilmiş ayak bileğinin maksimum immobilizasyonunu sağlayan ayak bileği ortezidir. Ayak bileği çevresinde hava yastıkları mevcuttur. Pompa ile aralıklı olarak şişirilerek bilek çevresindeki basıncın dağılmasında, ödemin ve ağrının azaltılmasında etkilidir. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü sağlar.

Endikasyonlar

1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı
2. Kronik ligament instabiliteleri
3. Stabil distal tibia ve fibula kırıkları veya internal fiksator kullanılan distal tibia ve fibula kırıkları
4. Stabil ayak ve ayak bileği kırıkları
5. 2-3 derece ayak bileği burkulmaları.

Beden

- S : 35 - 39 numara
M : 40 - 43 numara
L : 44 - 47 numara



Air Walking Boot (Kısa)

REF: 453A

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilmiş ayak bileğinin maksimum immobilizasyonunu sağlayan ayak bileği ortezidir. Ayak bileği çevresinde hava yastıkları mevcuttur. Pompa ile aralıklı olarak şişirilerek bilek çevresindeki basıncın dağılmasında, ödemin ve ağrının azaltılmasında etkilidir. 28 cm yüksekliğindedir.

Endikasyonlar

1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı
2. Kronik ligament instabiliteleri
3. Stabil distal tibia ve fibula kırıkları veya internal fiksator kullanılan distal tibia ve fibula kırıkları
4. Stabil ayak ve ayak bileği kırıkları
5. 2-3 derece ayak bileği burkulmaları

Beden

- S : 35 - 39 numara
M : 40 - 43 numara
L : 44 - 47 numara





REF:ORT-17

Gece Splinti

REF: ORT-17 / ORT-17A

Dorsi fleksiyon kayışları ile ayak bileğinin gerilmesini sağlayan ayak bileği ortezidir. İç yüzeyi süngerli kumaş kaplıdır. Sağ ve sol ayak için kullanılabilir. Tabandaki kaydırmaz yüzey, kısa mesafe yürüyüşlerde kullanım kolaylığı sağlar.

Endikasyonlar

1. Aşil tendon yaralanmalarında
2. Plantar fasiit
3. Yatan hastada düşük ayağı önleme

Beden

S : 34 - 35 - 36 - 37 - 38 numara
M : 39 - 40 - 41 - 42 numara
L : 43 - 44 - 45 - 46 numara



REF:ORT-17A

ORT-17A; 3 adet her biri 18 mm yüksekliğinde toplamda 54 mm kadar dorsi fleksiyon desteği sağlayan eva pedlere sahiptir.



Refleks Afo

REF: ORT-16

Plastik malzemeden üretilmiş ayak bileği ortezidir. Bileğin statik dorsi fleksiyonunu sağlayarak lateral stabilitesini artırır. Ayak bileği çevresinden geçen cırt bandı kullanımda rahatlık sağlar. Ayakkabı içine tam uyumu için parmak ucundan makasla kesilebilir. Gerekli görüldüğünde ısı tabancası ile şekil verilebilir.

Endikasyonlar

Beden

S : 34 - 37 numara
M : 38 - 41 numara
L : 42 - 45 numara

Sağ ve solu mevcuttur.





Foot Guard

REF: ORT-15

Termoplastik malzemeden üretilmiş, içi havlu kumaş kaplı T bantlı ayak bileği ortezidir. Ayak bileğinin 90 derecede sabitlenmesini sağlayarak, T bant ile rotasyonu engeller.

Endikasyonlar

1. Yatan hastada ayağın pozisyonunu korumak

Beden

- M : 35 - 39 numara
L : 40 - 44 numara



Kalça Breysi

REF: 750

Anatomik olarak dizayn edilmiş termoplastik malzemeden üretilmiş kalça ekleminin stabilizasyonunu sağlayan kalça abdüksiyon ortezidir. Cilde temas eden iç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır. 15 derecelik basamaklarla 120 dereceye kadar fleksiyon ayarı yapılabilir. Abdüksiyon açısı ayarlanabilir.

Endikasyonlar

1. Total kalça protezi veya revizyonu sonrası stabilizasyon amaçlı
2. Femur başı rezeksiyonu
3. Femoral veya asetabular osteotomi sonrası
4. Tekrarlayan kalça çıkığı vakaları

Beden

	Üst Baldır Ölç.	Bel Ölç.
S	: 40 - 45 cm	60 - 75 cm
M	: 45 - 52 cm	75 - 90 cm
L	: 52 - 60 cm	90 -105 cm
XL	: 60 - 70 cm	105 -120 cm



Kalça Abdüksiyon Yastığı

REF: 772

Kalça cerrahisi sonrası kalça eklemini pozisyonlama ve immobilizasyon amaçlı kullanılır. Bacakların etrafını saran ve yastığı sağlam bir şekilde tutan kayışlar ile vücuda sabitlenerek kalçayı abdüksiyonda tutar.

Beden

- M : 13 x 37 x 40 cm
L : 16 x 45 x 48 cm



Elastik Ayak Bilekliği

REF: AV-140

Elastik malzemeden üretilmiştir. Ayak bileğini korur, yaralanma riskini azaltır. Sağladığı kompresyon etkisi dolaşımı artırarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Hafif burkulma ve gerilmeler
2. Yaralanma sonrası ödemde kompresyon amaçlı
3. Burkulma sonrası koruma amaçlı

Beden

- XS : 18 - 20 cm
S : 20 - 23 cm
M : 23 - 26 cm
L : 26 - 29 cm
XL : 29 - 32 cm



Antibakteriyel Dokuma

Terleme Yapmayan Örme

Yumuşak Örme

Çift Katlı İplik

Basıya Dayanıklı Topuk



Elastik Baldırlık

REF: AV-141

Elastik malzemeden üretilmiştir. Alt baldır destekler. Sağladığı kompresyon etkisi dolaşımı artırarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Kas gerilmeleri
2. Alt baldırın ağrılı durumları
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma amaçlı

Beden

- XS : 29 - 32 cm
S : 32 - 35 cm
M : 35 - 38 cm
L : 38 - 41 cm
XL : 41 - 45 cm



Antibakteriyel Dokuma

Terleme Yapmayan Örme

Yumuşak Örme

Çift Katlı İplik



Elastik Dizlik

REF: AV-142

Elastik malzemeden üretilmiştir. Diz eklemine korur. Sağladığı kompresyon etkisi dolaşımı artırarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Kas gerilmeleri
2. Yaralanma sonrası ödemde kompresyon amaçlı
3. Spor aktiviteleri sırasında ve sonrasında koruma amaçlı

Beden

- XS : 30 - 34 cm
S : 34 - 38 cm
M : 38 - 42 cm
L : 42 - 47 cm
XL : 47 - 53 cm



Antibakteriyel Dokuma

Terleme Yapmayan Örme

Yumuşak Örme

Çift Katlı İplik



Standart Patella Destekli Dizlik

REF: 3101

Neopren malzemeden üretilmiştir. Patella çevresi, diz kapağı üzerindeki baskıyı azaltmak için pedle desteklenmiştir. Dizde hareket ile oluşan ağrıyı azaltır. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Osteoartrit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
4. Post-op koruma ve rehabilitasyon
5. Sportif aktiviteler sırasında koruma
6. Isı ve kompresyon gerektiği durumlarda

Beden

Standart bedendir.



Standart Patella ve Ligament Destekli Dizlik

REF: 3103

Neopren malzemeden üretilmiştir. Patella çevresi, diz kapağı üzerindeki baskıyı azaltmak için pedle desteklenmiştir. Her iki yanda ikiye adet esnek spiral balenden ligament desteği mevcuttur. 3'lü kanal şeklindeki tasarımı sayesinde belenlerin yeri kişiye göre ayarlanabilir. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Artrit, bursit
2. Eklem içi sıvı artışı
3. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
4. Menisküs sorunları
5. 1. derece burkulma ve ligament instabiliteleri
6. Ameliyat sonrası koruma

Beden

Standart bedendir.



Standart Mentşeli Dizlik

REF: 3104

Neopren malzemeden üretilmiştir. Her iki yandaki alüminyum menteşeler maksimum destek sağlayarak dizin kontrollü hareketine izin verir. Dizin hiperekstansiyonunu engeller. Tamamen açılabilir olması ameliyatlı, kilolu ve yaşlı hastalarda kullanım kolaylığı sağlar. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları ve instabiliteleri
2. Menisküs lezyonları
3. 1. ve 2. derece burkulma ve gerilmeler
4. Ameliyat sonrası koruma ve immobilizasyon

Beden

Standart bedendir.





Standart Açı Ayarlı Dizlik

REF: 3125

Neopren malzemeden üretilmiştir. Dizin Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°) ve ekstansiyon (-15°, 0°, 15°, 30°) derecelerinin ayarlandığı menteşeler, kişiye göre ayarlama yapılabilmesi için portatif özelliğindedir. İç yüzdeki silikon şerit ürünün kaymasını önler. Arka popliteal açıklık, dizin bükülmesi sırasında katlanarak rahatsızlık ve baskı hissini oluşmasını önler.

Endikasyonlar

1. Ligament yaralanmaları ve instabiliteyi
2. Menisküs lezyonları
3. 1. ve 2. derece burkulma ve gerilmeler
4. Ameliyat sonrası koruma ve immobilizasyon
5. Medial/lateral instabilite
6. Kas ve ligament zayıflıkları/yaralanmaları
7. Fleksiyon/ekstansiyon kontrolü gerektiren dejeneratif eklem hastalıkları.

Beden

Standart bedendir.



Standart Lumbostad Korse

REF: 3202

Neopren malzemeden üretilmiştir. Lomber bölgede 4 adet plastik baleni vardır. Ekstra kemer ile güçlendirilmiştir. Neopren malzeme içeriği ile vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını; dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Lumbago
2. Akut ya da kronik bel ağrıları
3. Sıcaklık ve kompresyon amaçlı

Beden

Standart bedendir.





Standart Abdominal Korse

REF: 3203

Neopren malzeme içeriği ile vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını; dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır. Standart beden olup ürünün üzerinde bulunan cırt ile kişiye göre ayar yapılmasını sağlar.

Endikasyonlar

1. Lumbago
2. Akut ya da kronik bel ağrıları
3. Sıcaklık ve kompresyon amaçlı
4. Karın sarkmaları

Beden

Standart bedendir.



Standart El Bilek Ateli

REF: 3607

Neopren malzemeden üretilmiştir. Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel Sendromu
2. Tendinit, tenosinovit, tenovajinit
3. El bileğinin ağırlı durumları
4. Yaralanma ve ameliyat sonrası

Beden

Standart bedendir.

*Sağı ve solu mevcuttur.





Standart Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

REF: 3608

Neopren malzemeden üretilmiştir. Bileğin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir. Arttıran bandajı mevcuttur. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Karpal Tünel ve De Quervain beraber olduğu durumlar
2. De Quervain tenosinoviti
3. 1.CMC ve MCP eklem dejenerasyonları
4. El bileğinin ve baş parmağın ağırlı durumları
5. Yaralanma ve ameliyat sonrası
6. Kırıklarda alçı sonrası

Beden

Standart bedendir.

*Sağı ve solu mevcuttur.



Standart Ligament Destekli Ayak Bilekliği

REF: 3400

Neopren malzemeden üretilmiştir. Her iki yanda ikişer adet esnek spiral balenden ligament desteği mevcuttur. Kanallı şeklindeki tasarımı sayesinde balenlerin yeri kişiye göre ayarlanabilir. Ekstra 8 bandajı ile desteklenmiştir. Ayak bileğini destekleyerek, uyguladığı kompresyon etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. Pre-op ve Post-op ligament yaralanmaları
2. Burkulma ve incinme sonrası kompresyon ve destek amaçlı
3. Spor yaralanmalarında koruyucu amaçlı

Beden

Standart bedendir.





Standart Ayak Bilekliği

REF: 3401

Neopren malzemeden üretilmiştir. Ayak bileğini destekleyerek, ağrıyı azaltır. Sekiz şeklinde sarılan elastik çapraz bant stabilizasyonu ve kompresyonu artırır. Standart beden olup cırtlar ile kişisel ayar yapılabilir.

Endikasyonlar

1. derece burkulma ve gerilmeler
2. Küçük kırıklar sonrası
3. Yaralanma sonrası ödemde kompresyon
4. Burkulma sonrası stabilizasyon ve koruma

Beden

Standart bedendir.





AURAFIX
ÇOCUK
3



Sünger Boyunluk

REF: DG-910

Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış, üstün bir konfor ve boyuna destek sağlayan yumuşak sünger boyunluktur. Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır. Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

Endikasyonlar

1. Kas incinmeleri
2. Servikal travma sonrası gelişen dejeneratif değişiklikler
3. Servikal omurga ameliyatları sonrası
4. Tortikolis ameliyatlarından sonra

Beden

XS : 24 - 28 cm



Nelson Boyunluk

REF: DG-930

Anatomik olarak tasarlanmış, 12 mm delikli yüksek kaliteli plastozot köpük malzemeden üretilmiştir. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz. Ek olarak X-ışını, BT, MRG' a uyumludur. Delikli oluşu boynun hava almasını sağlar.

Endikasyonlar

1. Travma sonrası, iyileşme ve koruma
2. Yumuşak doku ve servikal kas zorlanması ile spazmları
3. Postoperatif iyileşme ve koruma
4. Tortikolis ameliyatlarından sonra

Beden

XS : 28 - 31 cm





Philadelphia Boyunluk

REF: DG-940

Önde ve arkada 2 rijit plastik destek ile güçlendirilmiş ve 12 mm plastozot köpük malzemeden üretilmiştir. Boynun fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz. Ek olarak X-ışını, BT, MRG' a uyumludur.

Endikasyonlar

1. Yumuşak doku yaralanmaları
2. Stabil kemik ve bağ yaralanmaları
3. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon
4. Tortikolis ameliyatlarından sonra

Beden

XS : 28 - 32 cm



Trakeostomili Philadelphia Boyunluk

REF: DG-945

12 mm plastozot köpük malzemeden üretilmiştir. Önde ve arkada iki rijit plastik destek ile güçlendirilmiştir. Boynun fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz, ek olarak X-ışını, BT, MRG' a uyumludur. Nabız izleme ve acil trakeostomi için trakeası açık tutulmuştur.


Endikasyonlar

1. Yumuşak doku yaralanmaları
2. Stabil kemik ve bağ yaralanmaları
3. Ameliyat sonrası koruma ve stabilizasyon
4. Tortikolis ameliyatlarından sonra

Beden

XS : 28 - 32 cm





Kafa Koruyucu Kask

REF: DG-950


Çocuklarda kafaya alınabilecek darbeleri engellemek için tasarlanmıştır. Özellikle denge kaybına neden olan durumlar ve ameliyat sonrası darbelere karşı koruma amaçlı kullanılabilceği gibi bebekler ve çocuklarda önlem amaçlı kullanılabilir. Darbe önleyici eva kaplı termoplastik koruma süngerli kumaşı ile rahatsızlık hissi vermez. Çenenin yanında yer alan toka ürünün kişisel ayarlarının yapılmasına ve kolay bir şekilde takılıp çıkarılmasına olanak sunar. Auraterry yan kayışları ve yumuşak çene desteği baskıyı önleyerek konforlu bir kullanım sunar.

Endikasyonlar

1. Serebral palsi
2. Epilepsili hastalar
3. Spastisite ve kraniyal kontüzyon riski olan tüm durumlar
4. Denge kaybına neden olan nöromüsküler bozukluklar
5. Tam olarak oluşmamış kraniumlu bebekler
6. Ameliyattan sonra darbelere karşı koruma

Beden

- S : 48-53 cm
M : 53-58 cm
L : 58-63 cm



Klavikula Bandajı

REF: DG-140

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Kademesiz cırt ayarı ile omuzların istenilen gerginlikle geriye çekilmesini ve düzgün duruşu sağlar. Yumuşak ve terletmeyen malzemesi ile kullanımda rahatlık sağlamaktadır. Klavikula bandajı tasarımı sayesinde gerekli immobilizasyonu sağlar ve dislokasyonu önler.

Endikasyonlar

1. Klavikula kırıkları
2. Klavikula ve sterno-klavikula çıkık ve yaşıklıklar

Beden

- XS : 20 - 25 cm
S : 26 - 31 cm





Velpe Bandajı

REF: DG-01

Süngerli kumaştan üretilmiştir. Omuzun ve üst kolun addüksiyonda immobilizasyonunu sağlar. Göğüs çevresinden dolanan bandaj, stabiliteyi arttırmaktadır. Fonksiyonel dizaynı sayesinde tedavi gerektiğinde önde bulunan cırt açılarak kolayca hastanın kontrol edilmesine olanak sağlar.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yarık çıkıkları
2. Konservatif, post-op proksimal humerus başı kırıkları
3. Skapula kırıklarının konservatif ve post-operatif terapisi sırasında
4. Omuz ve kolda meydana gelen yumuşak doku zedelenmeleri

Bedен

XXS : 23 - 26 cm
XS : 27 - 30 cm



Kol Askısı

REF: DG-02

Hava alabilen, terletmeyen delikli kumaştan üretilmiştir. Omuz eklemi, humerus ve dirseği rahatlatır. Kolu gövdeye fikse ederek omuzun immobilizasyonunu sağlar. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler.

Endikasyonlar

1. Omuz çıkık ve yarık çıkıkları
2. Post-op immobilizasyon
3. Burkulma
4. Kırıkta distalde ödem oluşumuna engel olmak

Bedен

XXS : 23 - 26 cm
XS : 27 - 30 cm





Dorsolomber Korse

REF: DG-92

Pamuklu kumaştan üretilmiştir. Üstün malzeme içeriği uygun hava sirkülasyonunu sağlar, teri önler. Postural destek sağlayan omuz bantları, koltuk altından geçerek arkadan çapraz gelip önde birleştirilerek, lomber bölgede ekstra destek sağlar. Arkada omurganın her iki yanında takılıp çıkarılabilen 2 adet çelik balene omurganın fizyolojik eğriliklerine göre eğim verilerek vücutta mükemmel bir stabilite sağlanmış olur.

Endikasyonlar

1. Kifoz
2. Vertebral travmalar
3. Ameliyat öncesi ve sonrası destek
4. Hipotonik çocuklarda pozisyonlama

Beden

XXS : 55 - 65 cm
XS : 65 - 75 cm



Klavikula & Posturex Bandajı

REF: DG-142

Postürü destekleyen anatomik olarak tasarlanmış eva desteği vardır. Hava alabilen, sünger kumaştan üretilmiş omuz bantları kullanım rahatlığı sunar. Omuz bantları koltuk altından geçerek omuzların geriye çekilmesine olanak sunar ve maksimum postural destek sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

Endikasyonlar

1. Postür bozuklukları
2. Sırt ve omuz kasları zayıflığı
3. Dik duruş desteği
4. Klavikula kırıkları
5. Klavikula ve sterno-klavikula çıkık ve yançıkıkları

Beden

XS : 20 - 29 cm
S : 30 - 39 cm





El Bilek Ateli

REF: DG-19

Hava alabilen, terletmeyen kumaştan üretilmiştir. Anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum destek, çocuklarda el bileğinin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlar. Alüminyum destek gerektiğinde çıkarılabilir ve tekrar şekil verilebilir özelliğindedir. Bileğin çevresindeki bandaj, ekstra stabilizasyon sağlar. Çocuk anatomisine özel dizayn edilmiş kalıbı sayesinde parmak hareketlerini sınırlamaz, uygulaması kolay ve kullanımı rahattır.

Endikasyonlar

1. Burkulma ve incinmelerde kompresyon ve destek amaçlı
2. Post-op ve alçı sonrası
3. CP'li çocuklarda pozisyonlama

Beden

S : 10,5 - 12 cm
M : 12 - 13,5 cm
L : 13,5 - 15 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.



Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

REF: DG-21

Hava alabilen, terletmeyen kumaştan üretilmiştir. Anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum destek, çocuklarda el bileğinin ve başparmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlar. Alüminyum destekler gerektiğinde çıkarılabilir ve tekrar şekil verilebilir özelliğindedir. Bileğin çevresindeki bandaj ekstra stabilizasyon sağlar. Çocuk anatomisine özel dizayn edilmiş tasarımı ile uygulaması kolay ve kullanımı rahattır.

Endikasyonlar

1. Burkulma ve incinmelerde kompresyon ve destek amaçlı
2. Post-op ve alçı sonrası
3. CP'li çocuklarda pozisyonlama

Beden

S : 10,5 - 12 cm
M : 12 - 13,5 cm
L : 13,5 - 15 cm
*Sağı ve solu mevcuttur.





Termoplastik Anti Spastisite Ateli

REF: DG-08

Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi plastrozot kaplı el ve bilek ortezidir. Oluklu parmak tasarımı ve gerilime dirençli olması nedeniyle özellikle eldeki spastisite durumlarında kullanılmaktadır.

Endikasyonlar

1. Spastisite
2. El bileği rahatsızlıkları

Beden

S : 11 - 14 cm

*Sağı ve solu mevcuttur.



Patella ve Ligament Destekli Dizlik

REF: DG-102

Hava alabilen, terletmeyen kumaştan üretilmiştir. Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir. Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır. Çocuk anatomisine özel dizayn edilmiş kalıbı sayesinde kullanımı rahattır.

Endikasyonlar


1. Diz kapağı kaynaklı ağrılar
2. 1. derece burkulma ve ligament instabilite
3. Osgood-Schlatter hastalığı
4. Eklem içi sıvı birikmesi
5. Ameliyat sonrası koruma

Beden

S : 23 - 25,5 cm

M : 25,5 - 28 cm

L : 28 - 31 cm





Immobilizer

REF: DG-25 / DG-30 / DG-35

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Çocuk anatomisine uygun olarak tasarlanmıştır. Posterior, medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan portatif alüminyum destekler, fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini sınırlandırır. Üç parçalı ped tasarımı sayesinde kolayca ayarlanabilir. Kol yada bacak için kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Burkulma ve incinmeler
2. Ligament yaralanmaları
3. CP'li çocuklarda pozisyonlama

Beden

DG-20 : 20 cm
DG-25 : 25 cm
DG-30 : 30 cm
DG-35 : 35 cm
DG-40 : 40 cm



Immobilizer

REF: DG-25A / DG-30A / DG-35A

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Çocuk anatomisine uygun olarak tasarlanmıştır. Posterior, medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan portatif alüminyum destekler, fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini sınırlandırır. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilir. Kol ya da bacak için kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Burkulma ve incinmeler
2. Ligament yaralanmaları
3. CP'li çocuklarda pozisyonlama

Beden

Standart bedendir.





Malleol Destekli Ayak Bilekliği

REF: DG-405

Hava alabilen, terletmeyen kumaştan üretilmiştir. Ayak bileğinin her iki yanında anatomik olarak tasarlanmış, iç ve dış malleolleri destekleyen pedleri vardır. Sekiz şeklinde sarılan elastik bant ekstra koruma sağlar. Ayak bileğini destekler, ödemi rahatlatarak ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Hafif derece bağ yaralanmaları ve instabilitesi
2. Ameliyat ve yaralanma sonrası koruyucu ve destek amaçlı
3. Alçı sonrası
4. Ayak bileğinde ödem, hematoma ve efüzyon durumlarında

Beden

S : 15 - 17 cm
M : 17 - 19 cm
L : 19 - 21 cm



Çocuk Walking Boot

REF: DG-451

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilmiş ayak bileğinin maksimum immobilizasyonunu sağlayan ayak bileği ortezi. Ön ve arkadaki plastik parçalar, ürünün bilek çevresine tam oturmasına ve rahat ayarlanmasına olanak sağlar. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü destekler.

Endikasyonlar

1. Fibula, talus, kalkaneus ve medial malleolun stabil fraktürü
2. Post ligaman, yumuşak doku ve tendon cerrahisi
3. Ön ayak veya orta ayaklı yaralanma
4. 2-3 derece ayak bileği burkulmaları

Beden

S : ... - 22 numara
M : 23 - 26 numara
L : 27 - 30 numara
XL : 31 - 34 numara





Çocuk Göbek Bağı

REF: CG-121

Esnek kumaştan üretilmiştir. Göbek fıtığına kompresyon uygulayan pedi vardır. Fıtıklaşmış dokuyu geri itmek için tasarlanmış olup bandaj günlük normal faaliyetlere engel olmaz. Kiyafet altına rahatlıkla giyilebilir. Standart boy olup ayarlanabilir özelliğindedir.

Endikasyonlar

1. Göbek fıtığı

Beden

*Standart bedendir.



Çocuk Kasık Bağı (Tek Taraflı)

REF: CK-101

Esnek kumaştan üretilmiştir. Kasık bölgesine basınç uygulayan özel olarak tasarlanmış takılıp çıkarılabilen pedi vardır. Bandaj günlük normal faaliyetlere engel olmaz. Perineal kayış (bacak arası kayışı) kaymayı önler. Kiyafet altına rahatlıkla giyilebilir. Standart boy olup ayarlanabilir özelliğindedir.

Endikasyonlar

1. Kasık fıtığı

Beden

*Standart bedendir.
*Sağı ve solu mevcuttur.





Pavlik Bandajı

REF: 760

Polyamid malzemeden üretilmiş olup patik, omuz ve göğüs çevresi havlu kumaş ile yumuşatılmıştır. Bandaj kalça eklemi istenen fleksiyon, abdüksiyon pozisyonunda tutan ve güvenli kalça hareket aralığını sağlayan dinamik bir ateldir. Ön kemerinin sıkılması kalçaya fleksiyon, arka kemerinin sıkılması ise abdüksiyon yaptırır. Kalçanın adduksiyon ve ekstansiyonunu ise engeller. Femurun asetabulum içinde oturmasını sağlayarak kalça eklemi normal gelişimini destekler.

Endikasyonlar

1. Yenidoğan kalça çıkığı
2. 1 ile 6 ay arası disloke ve İnstabil kalçalarda

Beden

- S : 33 - 41 cm
M : 41 - 51 cm
L : 51 - 61 cm



Frejka Yastığı

REF: 770

12 mm delikli yüksek kaliteli plastrozot köpük malzemeden üretilmiştir. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastrozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz. Cırt bantlarla kolaylıkla takılıp çıkarılabilmektedir. Plastrozot köpük malzeme ek olarak X-ışını, BT, MRG kullanımını mümkün kılar. Kalça eklemi fleksiyon ve abdüksiyonda pozisyonlamak amaçlı kullanılır.

Endikasyonlar

1. Kalça çıkığı

Beden

- S (1) : 27 - 32 cm
M (2) : 32 - 37 cm
L (3) : 37 - 42 cm
XL (4) : 42 - 47 cm
XXL(5) : 47 - 52 cm





CDH Ortezi

REF: DG-771

Kalça cerrahisi sonrası kalça eklemine pozisyonlama ve immobilizasyon amaçlı kullanılır. Kalçayı destekleyen termoplastik desteği maksimum koruma sağlar ve kalçayı abdüksiyonda tutar. Bacakların etrafını sararak desteği vücuda sabitleyen yumuşak kayışlar maksimum stabilizasyon sağlar.

Endikasyonlar

1. Çocuklarda kalça cerrahisi sonrası
2. Kalça çıkığı
3. 1 ile 6 ay arası disloke ve instabil kalçalarda

Beden

S : 27-35 cm
M : 36-44 cm
L : 45-53 cm



Kalça Abdüksiyon Yastığı

REF: DG-772

Kalça cerrahisi sonrası kalça eklemine pozisyonlama ve immobilizasyon amaçlı kullanılır. Bacakların etrafını saran ve yastığı sağlam bir şekilde tutan kayışlar ile vücuda sabitlenerek kalçayı abdüksiyonda tutar.

Beden

S : 10 x 27 x 30 cm



Denis Browne Ateli (Hareketli)

REF: 782

Ref 780' den farklı olarak daha dinamik bir ortezdir. Çocuk tekmeleme veya emekleme gibi bacakların birbirinden bağımsız olduğu hareketleri yapabilir. Botun ayaktan çıkma riskini ve topukta oluşabilecek bölgesel kırmızılıkları önler. Çocuk daha aktif, hareketlidir ve daha rahat uyur.

Beden

Kısa: 29 - 41 cm
Uzun: 42 - 68 cm



Denis Browne Botu

REF: 785

Alt kısmı kösele üst kısmı deri olan çektirmeli, bağcıklı, ön parmak ucu ve topuk kısmı açık Denis Browne ateline monte edilebilir bottur.

Beden

12 numaradan
23 numaraya kadar.



REF: 828

UCBL Tabanlık


Çocuk hastalarda esnek ayak deformitesinde kullanılan yarı rijit taban desteğidir. Orta ayak, ön ayak ve kalkaneusa düzeltici kuvvetler uygulayarak ayağın ve topuğun nötral pozisyonda durmasına yardımcı olur. Arka, orta ve ön ayak dizilimini ve normal yürüyüş paternini sağlamak amacıyla kullanılır.

Endikasyonlar

1. Planovalgus deformitesi
2. Flexible pes planus
3. Posterior tibial tendon disfonksiyonu
4. Flexible metatarsus adductus/abductus

Beden

XXS	: 21 - 22 numara
XS	: 23 - 24 numara
S	: 25 - 26 numara
M	: 27 - 28 numara
L	: 28 - 30 numara
XL	: 31 - 32 numara
XXL	: 33 - 34 numara

**REF: 827**

Starfleks Tabanlık

Özel termoplastik malzemeden üretilen üstü ve altı deri kaplı longitudinal ve metatarsal desteği olan tabanlıktır. Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere binen yükü ve stresi azaltır.

Endikasyonlar

1. Pes planus-planovalgus
2. Pes kavus
3. Transvers arkin desteklenmesi gereken durumlar

Beden

XS	: 20 - 22 numara
S	: 23 - 25 numara
M	: 26 - 28 numara
L	: 29 - 31 numara
XL	: 32 - 34 numara





Mantar Tabanlık

REF: 830

Özel mantar kauçuk karışımı materyalden, üstü deri kaplama longitudinal ve metatarsal ark desteği olan tabanlıktır.

Endikasyonlar

1. Pes planus
2. Pes kavus
3. Transvers arkın desteklenmesinin gerektiği durumlar.

Beden

20 - 34 numara arası





AYAK SAĞLIĞI



Starfleks Tabanlık

REF: 807

Özel termoplastik malzemeden üretilen üstü ve altı deri kaplı longitudinal ve metatarsal desteği olan tabanlık-
tır. Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere binen yükü ve stresi azaltır.

Endikasyonlar

1. Pes planus-planovalgus
2. Pes kavus
3. Transvers arkin desteklenmesi gereken durumlar

Beden

- S : 34 - 36 numara
M : 37 - 39 numara
L : 40 - 42 numara
XL : 43 - 45 numara



Starfleks Tabanlık (Epinli)

REF: 808

Özel termoplastik malzemeden üretilen üstü ve altı deri kaplı longitudinal ve metatarsal desteği olan tabanlık-
tır. Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere binen yükü ve stresi azaltır. REF: 807'den
farklı olarak epin bölgesi yumuşatılmıştır.

Endikasyonlar

1. Pes planus-planovalgus
2. Pes kavus
3. Transvers arkin desteklenmesi gereken durumlar
4. Topuk dikenli
5. Topuğun ağırlı durumları

Beden

- S : 34 - 36 numara
M : 37 - 39 numara
L : 40 - 42 numara
XL : 43 - 45 numara



Mantar Tabanlık

REF: 809

Özel mantar kauçuk karışımı materyalden, üstü deri kaplama longitudinal ve metatarsal ark desteği olan
tabanlıktır.

Endikasyonlar

1. Pes planus
2. Pes kavus
3. Transvers arkin desteklenmesinin gerektiği durumlar.

Beden

35 - 44 numara arası





Epinli Mantar Tabanlık

REF: 810

Özel mantar kauçuk karışımı materyalden, üstü deri kaplama longitudinal ve metatarsal ark desteği olan tabanlıktır. Ref 809 ile aynı özelliklere sahip olup farklı olarak epin bölgesi yumuşatılmıştır.

Endikasyonlar

1. Pes planus
2. Pes kavus
3. Transvers arkın desteklenmesi gereken durumlar
4. Topuk dikenli
5. Topuğun ağırlı durumları

Beden

35 - 44 numara arası



Çelik Tabanlık

REF: 811

Paslanmaz çelik köprü ile desteklenen ve köseleden üretilen, longitudinal ve metatarsal ark desteği olan tabanlıktır. Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere binen yükü ve stresi azaltır. Sert destek yüzeyi ile longitudinal arkın çökmesine izin vermez.

Endikasyonlar

1. Pes planus-planovalgus
2. Pes kavus
3. Longitudinal arkın desteklenmesinin gerektiği durumlar

Beden

35 - 46 numara arası



Silikon Tabanlık

REF: 805

Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon malzemeden üretilmiştir. Anatomik ayak şekline göre özel olarak tasarlanmıştır. Vücut yükünün daha fazla bindiği metatars başları ve kalkaneal epin bölgesi özel yumuşak malzemeden üretilmiştir. Ayak ve baldırda oluşan ağrıları azaltır. Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere binen yükü ve stresi azaltır. Yer reaksiyon kuvvetini absorbe eder.

Endikasyonlar

1. Pes planus
2. Plantar fasit
3. Topuk ağrıları
4. Metatars bölgesi ağrıları

Beden

XS : 35 - 36 numara
S : 37 - 38 numara
M : 39 - 40 numara
L : 41 - 42 numara
XL : 43 - 44 numara
XXL : 45 - 46 numara





Silikon Epin Topukluk

REF: 806

Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon malzemeden üretilmiştir. Anatomik ayak şekline göre özel olarak tasarlanmıştır. Vücut yükünün daha fazla bindiği kalkaneal epin bölgesi özel yumuşak malzemeden üretilmiştir. Topuk üzerine binen ve ağrıya neden olan yükü hafifletir. Ayak ve baldırda oluşan ağrıları azaltır.

Endikasyonlar

1. Topuk dikeni
2. Plantar fasit
3. Kalkaneusun avasküler nekrozu (sever hastalığı)
4. Topuğun ağrılı durumları

Beden

S : 34 - 37 numara
M : 38 - 41 numara
L : 42 - 45 numara



Metatarsal Ped

REF: 816

Esnek, hava alabilen kumaştan anatomik olarak üretilmiştir. Metatarsal bölgedeki jel ped bölgesel basıncı dağıtır.

Beden

S : 35 - 39 numara
M : 40 - 45 numara



Bunion Ped

REF: 818

Esnek, hava alabilen kumaştan anatomik olarak üretilmiştir. Bunion üzerindeki jel ped sürtünmeyi önleyerek bölgesel hassasiyeti azaltır.

Beden

S : 35 - 39 numara
M : 40 - 45 numara





Çekiç Parmak Ateli

REF: 833

Yumuşak eva malzemeden üretilmiş, çekiç parmak deformitesinin pasif olarak düzeltilmesini sağlayan ateldir.

Endikasyonlar

1. Planovalgus Deformitesi,
2. Pes Planus
3. Pes Cavus

Beden

*Standart bedendir.



Silikon Parmak Kılıfı

REF: 814

Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon malzemeden üretilmiştir. Sürtünmeye bağlı gelişen kolozit (nasır) üzerindeki sürtünmeyi hafifletir ve ağrıyı azaltır.

Endikasyonlar

1. Parmak nasırları
2. Çekiç parmak-pençe parmak gibi deformitelerde parmak üzerindeki basıncı ve sürtünmeyi hafifletmek amaçlı
3. Çekiç parmak ve pençe parmak deformitesi

Beden

S : 34 - 37 numara
M : 38 - 41 numara
L : 42 - 45 numara



Elastik Halluks Valgus Ateli

REF: A0-09

Elastik malzemeden üretilmiştir. Hafif bir çektirme kuvveti uygulayarak baş parmağın laterale deviasyonunu ve deformitenin ilerlemesini engeller. Günlük hayatta spor ya da yürüyüş yaparken her türlü ayakkabı içinde kullanılabilir. Standart boy olup sağ ve sol ayak için kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Halluks valgus deformitesi

Beden

*Standart bedendir.
*Sağı ve solu mevcuttur.





Halluks Valgus Gece Ateli

REF: AO-10

İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Hafif bir çektirme kuvveti uygulayarak baş parmağın laterale deviasyonunu ve deformitenin ilerlemesini engeller. Yumuşak malzeme içeriği kullanımda rahatsızlık hissi vermez. Gece kullanım için uygundur.

Endikasyonlar

1. Halluks valgus deformitesi

Beden

*Standart bedendir.
*Sağı ve solu mevcuttur.



Silikon Makara

REF: 812

Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon malzemeden üretilmiştir. Gündüz kullanım için uygundur. Halluks valgusta baş parmağın laterale deviasyonunu önlemek amaçlı kullanılır.

Beden

S : 34 - 37 numara
M : 38 - 41 numara
L : 42 - 45 numara





Bunion Koruyuculu Parmak Arası Makara

REF: 831

Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipoalerjenik silikon malzemeden üretilmiştir. Baş parmağın laterale deviasyonunu ve bunion üzerindeki sürtünmeyi önlemek amaçlı kullanılır.

Bedensel

*Standart bedendir.



Hallux Valgus Ayakkabısı

REF: 824

Ayağın ön kısmındaki yükü hafifletmek amaçlı kullanılan, post-op erken mobilizasyona yardımcı ayakkabıdır. Ayaktaki ödemin azalmasında ve iyileşme sürecinin hızlandırılmasında etkilidir. Tabandaki eğim, ön ayağa binen yükün azaltılmasında etkilidir.

Endikasyonlar

1. Hallux valgus ve çekikç parmak ameliyatları sonrası
2. Ön ayak ülserleri

Bedensel

- S : 35-37 Numara
M : 38-39 Numara
L : 40-41 Numara
XL : 42-44 Numara





Post-Op Ayakkabı

REF: 832

Cerrahi sonrası ayağındaki yükü hafifletmek, travmadan korumak amaçlı kullanılan post-op erken mobilizasyona yardımcı ayakkabıdır. İstenilen yumuşaklık ve sertlikte kullanılabilen puzzle şekilli taban, bölgesel basıncın ayarlanabilmesini sağlar.

Endikasyonlar

1. Ön ayak ülserleri
2. Ameliyat sonrası stabilite ve basınç azaltmak için

Beden

S : 35-37 Numara
M : 38-39 Numara
L : 40-41 Numara
XL : 42-44 Numara



Alçı Ayakkabısı

REF: 822-A

Hastanın ayağının alçıya alındığı durumlarda normal ayakkabı görevlerini görerek alçı ile yürüyüşünü kolaylaştırır. Taban kısmındaki rocker model tasarımı doğal yürüyüş paternini destekleyerek daha rahat yürümeyi sağlar.

Beden

S : 33 - 35 numara
M : 36 - 40 numara
L : 41 - 45 numara





GÖĞÜS PROTEZİ & SÜTYEN




Silikon Göğüs Protezi

REF: AG-1060

Yüksek kalite silikondan üretilmiştir. Mastektomi sonrası göğüs dokusunun alındığı durumlarda doğal bir görünüm sağlamak, kas dengesizliklerinden kaynaklanan ağrıları azaltmak, ameliyat yarasını dış darbe ve ezilmelerden korumak amaçlı kullanılır.

Beden

15 Boy (60-130)




Göğüs Protezi Sütyeni

REF: AG-1050

Kullanımı oldukça rahat ve görünümü şık olan protez sütyeni, göğüs protezine özel üretilmiştir. Protezi ve ağırlığını destekleyerek güven hissi ve rahat kullanım olanağı sağlar. İç yüzeyi cildi tahriş etmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Omuz askıları rahat kullanım için yumuşatılmıştır. İki tarafta da cep oluşu, protezin sağ ve sol olarak kullanılmasına olanak verir.

Beden

15 Boy (60-130)




Göğüs Protezi Sütyeni (Fermuarlı)

REF: AG-1051

Ön bölümde yer alan fermuarı ile arkadan bağlanan modellere göre kullanımı daha rahat ve görünümü şık olan protez sütyeni, göğüs protezine özel üretilmiştir. Protezi ve ağırlığını destekleyerek güven hissi ve rahat kullanım olanağı sağlar. İç yüzeyi cildi tahriş etmeyen auralipo kumaştan üretilmiştir. Omuz askıları rahat kullanım için yumuşatılmıştır. İki tarafta da cep oluşu protezin sağ ve sol olarak kullanılmasına olanak verir.

Beden

15 Boy (60-130)





YASTIKLAR & OTURMA MİNDERLERİ

YASTIKLAR VE OTURMA MİNDERLERİ

1960'lı yıllarda Amerikan uzay dairesi (NASA) astronotların seyahatleri sırasında omurgaya binen yükü ve basıncı azaltmak için visko elastik memory formu geliştirmiştir. Bu ürün yıllar sonra endüstri ortamına sunulmuştur. Firmamız bu olanaklardan yararlanarak her gün 8 saatinizi birlikte geçireceğiniz aurafix koleksiyon ürünlerini size sunmaktadır. Bu ürünler Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmekte ve bu standartlardaki tüm sertifikalara sahiptir.

- Visko elastik memory form teknolojisi ile üretilen yastıklar vücut ısısına, basınca ve ortam sıcaklığına duyarlıdır.
- Ürünler boyun, bel boşluğunuzu tam olarak destekler.
- Uyku esnasında omurganızın doğru bir çizgide kalmasını sağlar.
- Gece boyunca rahat bir biçimde uyumanızı sağlar.
- İstem dışı hareketlerinizi %80 oranında azaltır.
- Basıncı en aza indirerek kan dolaşımını düzenler, eklem ağrılarını giderir.
- Boyun tutulması, bel ağrısı, kol uyuşması gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur.
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, kanserojen madde içermez.



Visko Boyun Yastığı (Small)

REF: 862

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Servikal lordozu destekleyerek baş, boyun ağrılarının ve horlamanın hafiflemesine yardımcı olur. Boyunun fizyolojik eğriliğine uygun dizaynı sayesinde boynun anatomik duruşuna uygun şeklini korur.

Endikasyonlar

1. Servikal Disk Herni, Artrit, Fibromiyalji gibi boyun ağrıları
2. Servikal Osteokondroz Semptomatik Tedavi
3. Vertebrobaziler Yetmezlik, Spondilartrozu Spondiloz
4. Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir.
Baş ve boyunun anatomik duruşunu sağlar
Uyku esnasında kas tonusunda azalma ve rahatlama sağlar.
Boyun ve omuz kaslarının tamamen rahattamasına izin vererek boyun ve omuz ağrısını hafifletir.
Basıncı absorbe eder ve vücuttaki basınç noktalarında rahatlama sağlar



Visko Boyun Yastığı (Medium)

REF: 864

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Servikal lordozu destekleyerek baş, boyun ağrılarının ve horlamanın hafiflemesine yardımcı olur. Boyunun fizyolojik eğriliğine uygun dizaynı sayesinde boynun anatomik duruşuna uygun şeklini korur.

Endikasyonlar

1. Servikal Disk Herni, Artrit, Fibromiyalji gibi boyun ağrıları
2. Servikal Osteokondroz Semptomatik Tedavi
3. Vertebrobaziler Yetmezlik, Spondilartrozu, Spondiloz
4. Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir.
Baş ve boyunun anatomik duruşunu sağlar
Uyku esnasında kas tonusunda azalma ve rahatlama sağlar.
Boyun ve omuz kaslarının tamamen rahattamasına izin vererek boyun ve omuz ağrısını hafifletir.
Basıncı absorbe eder ve vücuttaki basınç noktalarında rahatlama sağlar



Visko Boyun Yastığı (Large)

REF: 866

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Servikal lordozu destekleyerek baş, boyun ağrılarının ve horlamanın hafiflemesine yardımcı olur. Boyunun fizyolojik eğriliğine uygun dizaynı sayesinde boynun anatomik duruşuna uygun şeklini korur.

Endikasyonlar

1. Servikal Disk Herni, Artrit, Fibromiyalji gibi boyun ağrıları
2. Servikal Osteokondroz Semptomatik Tedavi
3. Vertebrobaziler Yetmezlik, Spondilartrozu Spondiloz
4. Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir.
Baş ve boyunun anatomik duruşunu sağlar
Uyku esnasında kas tonusunda azalma ve rahatlama sağlar.
Boyun ve omuz kaslarının tamamen rahattamasına izin vererek boyun ve omuz ağrısını hafifletir.
Basıncı absorbe eder ve vücuttaki basınç noktalarında rahatlama sağlar

Kumaş Rengi



60*40*11 cm

Visko Klasik Boyun Yastığı

REF: 868

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplı klasik tasarımlı boyun yastığıdır. Servikal lordozu destekleyerek baş, boyun ağrılarının ve horlamanın hafiflemesine yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Servikal Disk Herni, Artrit, Fibromiyalji gibi boyun ağrıları
2. Servikal Osteokondroz Semptomatik Tedavi
3. Vertebro baziler Yetmezlik, Spondilartrozu, Spondiloz
4. Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu
5. Servikal Travma Sonrası

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir
Baş ve boyunun anatomik duruşunu sağlar.
Uyku esnasında kas tonusunda azalma ve rahatlama sağlar.
Boyun ve omuz kaslarının tamamen rahatlmasına izin vererek boyun, omuz ağrısını hafifletir.
Basıncı absorbe eder ve vücudunuzdaki basınç noktalarında rahatlama sağlar.

Kumaş Rengi



60*40*10 cm

Visko Klasik Delikli Boyun Yastığı

REF: 869

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplı klasik tasarımlı boyun yastığıdır. Servikal lordozu destekleyerek baş, boyun ağrılarının ve horlamanın hafiflemesine yardımcı olur.

Endikasyonlar

1. Servikal Disk Herni, Artrit, Fibromiyalji gibi boyun ağrıları
2. Servikal Osteokondroz Semptomatik Tedavi
3. Vertebro baziler Yetmezlik, Spondilartrozu, Spondiloz
4. Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu
5. Servikal Travma Sonrası

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir
Baş ve boyunun anatomik duruşunu sağlar.
Uyku esnasında kas tonusunda azalma ve rahatlama sağlar.
Boyun ve omuz kaslarının tamamen rahatlmasına izin vererek boyun, omuz ağrısını hafifletir
Basıncı absorbe eder ve vücudunuzdaki basınç noktalarında rahatlama sağlar
Delikli tasarım, ısı ve nem tutmayı önleyerek hava dolaşımını sağlar.

Kumaş Rengi



60*65*24/5 cm

Visko Reflü Boyun Yastığı

REF: 874

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Gövdenin üst kısmını yükselterek reflü, horlama, nefes darlığı, sirkülasyon bozukluğu ve sırt veya boğaz sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kumaş Rengi



31*27*7 cm

Visko Seyahat Yastığı

REF: 870

Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır.

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir.
Seyahat esnasında boynun anatomik duruşunu sağlayarak yorgunluk, ağrı ve kas spazmlarının önüne geçer.



Visko Seyahat Yastığı (Kapüşonlu)

REF: 870A

Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Üzerinde yer alan kapüşonu ile seyahat sırasında soğuk ve ışık gibi dış etkileri minimize ederek daha kişisel bir deneyim sunar.

Faydaları

Omurgaya binen yükü hafifletir.
Seyahat esnasında boynun anatomik duruşunu sağlayarak yorgunluk, ağrı ve kas spazmlarının önüne geçer.

Kumaş Rengi



36*34*12 cm

Visko Bel Destek Yastığı

REF: 840

Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Evde, iş yerinde, seyahat sırasında kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Lomber osteochondrosis, spondilartrozu, spondiloz gibi bel ağrılarında
2. Bel bölgesi travmalarından sonra,
3. Uzun süre oturan kişilerde yorgunluk ve ağrı durumlarında

Faydaları

Lordozu destekleyerek bel ağrılarını rahatlatır.
Gününün büyük çoğunluğunu oturarak geçiren kişilerde doğru duruş postürünü hatırlatır.
Lomber lordoza yumuşak bir destek sağlayarak kaslardaki gerilimi azaltarak, ağrıları azaltır.

Kumaş Rengi



36*34*12 cm

Bel Destek Yastığı

REF: 841

Sert poliüretan sünger malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Evde, iş yerinde, seyahat sırasında kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Lomber osteochondrosis, spondilartrozu, spondiloz gibi bel ağrılarında
2. Bel bölgesi travmalarından sonra,
3. Uzun süre oturan kişilerde yorgunluk ve ağrı durumlarında

Faydaları

Lordozu destekleyerek bel ağrılarını rahatlatır. Gününün büyük çoğunluğunu oturarak geçiren kişilerde doğru duruş postürünü hatırlatır. Lomber lordoza yumuşak bir destek sağlayarak kaslardaki gerilimi azaltır.

Kumaş Rengi



32*31*7 cm

Visko Araba Bel Destek Yastığı

REF: 845

Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Evde, iş yerinde, seyahat sırasında kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Lomber osteochondrosis, spondilartrozu, spondiloz gibi bel ağrılarında
2. Bel bölgesi travmalarından sonra
3. Uzun süre oturan kişilerde yorgunluk ve ağrı durumlarında

Faydaları

Lordozu destekleyerek bel ağrılarını rahatlatır. Gününün büyük çoğunluğunu oturarak geçiren kişilerde doğru duruş postürünü hatırlatır. Lomber lordoza yumuşak bir destek sağlayarak kaslardaki gerilimi azaltarak, ağrıları azaltır.

Kumaş Rengi



42* 39*8/1 cm


Visko Anatomik Oturma Minderi

REF: 855

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Evde, iş yerinde, seyahat sırasında kullanılabilir çoğu oturma yüzeyine rahatlıkla uyacak bir şekle sahiptir.

Faydaları

Otururken düzgün duruş postürünü sağlar. Doğru spinal postür, düzgün dolaşımı sağlar, alt ekstremitelerde eklem ağrısının azaltmasına yardımcı olur



Visko Tekerlekli Sandalye Minderi

REF: 857

Isıya ve basınca duyarlı viscoelastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Tekerlekli sandalye kullananlar için tasarlanmış olup diğer oturma grupları için de kullanılabilir.

Faydaları

Otururken düzgün duruş postürünü sağlar.
Ağrıyı engeller ve hafif dekübit yaralarının iyileşmesini sağlar.



Visko Oturma Simidi

REF: 850

Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Hafif ve taşınabilir olup evde, iş yerinde ve seyahatlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Koksiks(kuyruk sokumu) kırığı, ağrısı (Koksigidini) gibi kuyruk sokumu rahatsızlıklarında
2. Hemoroid
3. Doğum sonrası gelişen kuyruk sokumu ağrıları

Faydaları

Lordozu destekleyerek bel ağrılarını rahatlatır.
Gününün büyük çoğunluğunu oturarak geçiren kişilerde doğru duruş postürünü hatırlatır.
Lomber lordozu yumuşak bir destek sağlayarak kaslardaki gerilimi azaltır.



Oturma Simidi

REF: 851

Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Hafif ve taşınabilir olup evde, iş yerinde ve seyahatlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Koksiks (kuyruk sokumu) kırığı, ağrısı (Koksigidini) gibi kuyruk sokumu rahatsızlıklarında
2. Hemoroid
3. Doğum sonrası gelişen kuyruk sokumu ağrıları

Faydaları

Koksiksdeki basıncın hafifletilmesine yardımcı olur
Uzun süre otururken daha fazla konfor sağlar
Sürekli oturarak çalışan insanların, doğum sonrası, kuyruk sokumu üzerine düşen kişilerde gelişen ağrılarda bölgesel basıncı dağıtarak rahatlama sağlar.

Kumaş Rengi



Oturma Simidi (Açık)

REF: 852


Isıya ve basınca duyarlı visco elastik malzemeden üretilmiş, dış yüzeyi yumuşak kadife kumaş kaplıdır. Hafif ve taşınabilir olup evde, iş yerinde ve seyahatlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar

1. Koksiks (kuyruk sokumu) kırığı, ağrısı (Koksigidini) gibi kuyruk sokumu rahatsızlıklarında
2. Hemoroid
3. Doğum sonrası gelişen kuyruk sokumu ağrıları

Faydaları

Koksiksdeki basıncın hafifletilmesine yardımcı olur
Uzun süre otururken daha fazla konfor sağlar
Sürekli oturarak çalışan insanların, doğum sonrası, kuyruk sokumu üzerine düşen kişilerde gelişen ağrılarda bölgesel basıncı dağıtarak rahatlama sağlar.



An abstract graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of motion and depth. The lines are dense and form a complex, organic shape that resembles a wave or a stylized landscape feature.

TANITIM ÜRÜNLERİ

Ürün Teşhir Standları

REF: ST-01/03



Aurafix Torba

REF: PRM-UC-S/PRM-UC-M/PRM-UC-L




Ebatları

AC-L : 60 x 55 cm
AC-M : 45 x 36 cm
AC-S : 45 x 36 cm

Aurafix Zemin Posterleri | A3 42X29 cm

REF: ZP-01/02/03/04



Aurafix Posterler | 48x68 cm

REF: AP-01/02/03/04



REF: AP-05/06/07/08

