



aurafix
COMPRESSION PRODUCTS




YOUR SUPPORT IN LIFE

2019

 **MPRESSION
PRODUCTS**

aurafix
COMPRESSION PRODUCTS



C  **MPRESSION
PRODUCTS**



 **MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS**



 **LYMPHEDEMA ARMSLEEVES**



 **TRAVEL SOCKS**



 **ANTI EMBOLISM STOCKINGS**





INDEX

■ Hakkımızda	5
■ Varis Oluşumu	7
■ Aurafix İplik Teknolojisi	8
■ Varis Çorapları	11
■ Anti Emboli Çorapları	17
■ Lenfödem Kollukları	23
■ Seyahat Çorapları	29
■ Gümüş Çoraplar	35
■ Gümüş İplik Teknolojisi	43
■ Promosyon Ürünleri	51





TSD Sağlık Ürünleri çatısı altında oluşturduğumuz markalarımızla 16 yıldır medikal sektöre değer üretiyoruz.

50'ye yakın ülkede varlığımızı sürdürüyoruz ve ortopedik hazır ürünler, ortez, protez, kompresyon ve liposuction sonrası ürünler konusundaki deneyimimizi hastalarımızla paylaşıyoruz.

Sağlık; özen ve dikkat gerektirir. Hata kabul etmez niteliktedir. Bu bilinçle işimize özen ve tutkuyla eğiliyor, sektördeki yenilikleri yakından takip ediyoruz.

Geleneklerimizden ödün vermeden sürdürdüğümüz kurumsal yaklaşımımızla hastalarımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve en güvenilir çözümü sunuyoruz. Bugün Aurafix çatısı altında yer alan tüm çalışma arkadaşlarımızla, yaptığımız işin ciddiyetinin farkında olarak ve ilkelerimizden ödün vermeden hedeflerimize giden yolda ilerliyoruz.

Aurafix'in kesintisiz yükselişi ve bu örnek başarısını, çalışma arkadaşlarımız, hastalarımız, bayilerimiz, doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz işbirliği ile inşa ediyor ve büyümeye devam ediyoruz.

Türkay Gülhan
CEO




#yoursupportinlife

YOUR SUPPORT IN LIFE

VARİS OLUŞUMU


Alt ekstremitte venöz sistemde, derin venler ana drenaj sistemidir. Venöz sirkülasyonda, bacaklarımızdaki venler kanı akciğere gönderirken yerçekimine ters yönde çalışmak zorundadır. Bu sistem; bacak kaslarının çalışması ile ve tek yönlü kapakçıklar ile sağlanır. Ancak bu mekanizma, bazı bireylerde çeşitli nedenlere bağlı olarak zamanla bozulabilir. Bu durum venlerin aşırı genişlemesine ve sonunda kapakçıkların fonksiyonunu yerine getirememesine neden olur. Böylece bütün bacakta, özellikle bacağın aşağı kısmında deri altında genişlemiş, balon gibi çıkıntılar ile karakterize 'varisli venler' gelişir.

Varisler genellikle estetik ve görünüm olarak problem teşkil etmekle birlikte, tedavi edilmediklerinde ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. İlaçsız, ağrısız bir varis tedavi yöntemi de 'varis çorabı' kullanımıdır.



Varisli Damar
Kapakçık düzgün çalışmıyor.
İltihap oluşumuna neden oluyor

Sağlıklı Damar
Kan dolaşımı sırasında
kapakçık kapanır.



Yüksek uzama özelliğine sahip likra etrafını saran çift katlı poliamid liflerin sık örülmesinden meydana gelmektedir. Oldukça dayanıklı, güçlü ve esnek bir lif olan likra istenilen kompresyonu sağlarken, poliamid lifler nem transferi ve hava geçirgenliğini en üst düzeyde tutar. Kullanılan teknolojiimiz; ürünlerimizin, cildinize dost ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Antibakteriyel Dokuma

Aurafix Kompresyon Ürünleri, sağlık açısından tehlike arz eden mikro organizma ve bakterilerin zararlarının yok edilmesi amacıyla anti bakteriyel özellikleri geliştirilmiş dokuma teknolojisi ile dünya standartlarına göre üretilmiş ve test edilmiştir.



Terleme Yapmayan Örme

Aurafix Kompresyon Ürünlerinde kullanılan iplikler ve örme tekniği hava geçirgenliğini maksimum düzeyde sağlar ve nemi dışarıya atarak terlemeyi minimum düzeye indirir.



Çift Kaplamalı İplik

Aurafix Kompresyon Ürünlerini oluşturan yüksek kalite standartlarında üretilen çift kaplamalı iplik sayesinde iplikten kaynaklanabilecek etkiler minimum düzeyde kalır.



Yumuşak Örme

Aurafix Kompresyon Ürünlerinin örülmesi sırasında kullanılan teknikler ürünlerin yumuşak bir yapıda kalmasını sağlayarak cilde dost ve tahriş etmeyen bir temas sağlar.



Kaymayan Bant

Aurafix Kompresyon Ürünlerinde uygulanan damla silikonlu kaymayı engelleyen elastik bantlar sayesinde ürünün stabil kalması sağlanır ve kaymanın yarattığı rahatsızlık hissi ve kullanışsızlık ortadan kalkar.



Baskıya Dayanıklı Topuk

Aurafix Kompresyon Ürünlerinde kullanılan dokuma ve örgü kalitesi özellikle topuk bölgesinde yoğunlaşan baskıya maksimum düzeyde dayanıklılık göstererek ürünün ömrünün daha uzun olmasını sağlar.



YOUR SUPPORT IN LIFE





MEDİKAL VARİS ÇORAPLARI



#yoursupportinlife



■ MEDİKAL VARİS ÇORAPLARI

Dünya standartlarındaki basınç profiline ve örme kalitesine sahip Aurafix varis çorapları kaliteli ve sağlam dokuması ile varis çorabı ihtiyacı için konforlu ve kaliteli bir çözümdür. Aurafix Varis Çorapları ilgili "TSE CENTR 15831" standardına uygun olarak tasarlanmıştır. CCL1 (18-21 mmHg), CCL2 (23-32 mmHg), CCL3 (34-46 mmHg), basıncında ve açık-kapalı parmak modelleri mevcuttur. Kullanılan hammaddeler Oeko-Tex 100 sertifikalı olup, ciltte oluşabilecek alerjik etkileri minimuma indirmektedir.

Varis çorapları, dış basıncı ayak bileğinde en yüksek olmak üzere, baldır ve üst bacağı doğru azalan bir kompresyon uygular. Böylece, bacakta ve ayakta düzgün bir basınç dağılımı sağlayarak, kan akışını hızlandırırlar.

■ ENDİKASYONLAR

Hafif Basınçlı (18-21 mmHg) Varis Çorapları

- Toplardamar hastalıklarının önlenmesinde,
- Ödemin eşlik etmediği hafif varisler ve gebeliğin hafif varislerinde,
- Damarda genişleme ve elastikiyet kaybına yol açan diyabet ve romatizma türü hastalıklarda,
- Toplar damar ameliyatları sonrası tedavide.

Orta Basınçlı (23-32 mmHg) Varis Çorapları

- Ödeme eğimli belirli varislerde,
- Travma sonrası şişliklerde,
- Basit ülserlerin iyileşme döneminde,
- Yüzeysel tromboflebitlerde,
- Gebelikte belirgin varislerde

Yüksek Basınçlı (34-46 mmHg) Varis Çorapları

- Ağır yapısal ve post-trombotik venöz yetersizliklerinde
- Ödemin eşlik ettiği belirgin varislerde
- Sekonder varislerde
- Dermatoskleroz
- Ciddi ve tekrarlayan ülserlerin iyileşme döneminde (Ülser iyileştikten sonra)

■ KONTRENDİKASYONLAR

Mutlak Kontrendikasyonlar

- İlerlemiş perifik arteriyel tıkanıklığı hastalığı.
- Dekompanse kalp yetmezliği.
- Septik flebit.
- Flegmazi serula dolens.

Nispi Kontrendikasyonlar

- Sekretuar dermatoz.
- Kompresyon çorabı malzemesine uyumsuzluk.
- Uzunlarda duyarlılığın bozulması.
- İlerlemiş perifik nöropati (Diabetes Mellitus).



Antibakteriyel Dokuma



Terleme Yapmayan Örme



Yumuşak Örme



Çift Kaplamalı İplik



Kaymayan Bant



Baskıya Dayanıklı Topuk




Yüksek kaliteli çift kaplamalı ipliklerden üretilen Aurafix Varis Çorapları, dokunması sırasında anti bakteriyel özellikleri geliştirilmiş ve dünya standartlarına göre test edilmiştir. İplikler ve örme tekniği hava geçirgenliğini maksimum düzeyde sağlar ve nemi dışarıya atarak terlemeyi minimum düzeye indirir. Yumuşak örgüsü sayesinde cilde dost ve tahriş etmeyen bir temas sağlar. Damla silikonlu kaymayı engelleyen elastik bantlar sayesinde ürünün sabit kalması sağlar ve kaymanın yarattığı rahatsızlık hissi ve kullanışsızlık ortadan kalkar. Özellikle topuk bölgesinden uygulanan baskıya maksimum düzeyde dayanıklılık göstererek, ürünün ömrünün daha uzun olmasını sağlar.





	A-D Diz Altı Kapalı Parmak	A-D Diz Altı Açık Parmak	A-G Diz Üstü Kapalı Parmak	A-G Diz Üstü Açık Parmak	A-T Külotlu Kapalı Parmak	A-T Külotlu Açık Parmak	A-T/U Hamile Külotlu Kapalı Parmak
CCL 1 18-21 mmHg	AV-101	AV-100	AV-103	AV-102	AV-105	AV-104	AV-117
CCL 2 23-32 mmHg	AV-107	AV-106	AV-109	AV-108	AV-111	AV-110	AV-118
CCL 3 34-46 mmHg		AV-112		AV-113		AV-114	

Beden	cB	cC	cF	cG
1	18-20 cm	28-33 cm	37-47 cm	43-57 cm
2	20-22 cm	30-37 cm	38-52 cm	46-60 cm
3	22-24 cm	33-40 cm	43-58 cm	49-67 cm
4	24-26 cm	35-43 cm	46-61 cm	52-72 cm
5	26-28 cm	37-45 cm	50-66 cm	55-76 cm
6	28-30 cm	39-46 cm	53-69 cm	60-79 cm
7	30-32 cm	41-48 cm	56-71 cm	64-80 cm



* AD - Diz Altı Varis Çorabı
cB

* AG - Diz Üstü Varis Çorabı
cB / cC / cF

* AT - Hamile Varis Çorabı & Külotlu Varis Çorabı
cB / cC / cG

YOUR SUPPORT IN LIFE





anti emboli ORAPLARI



#yoursupportinlife

ANTİ EMBOLİ ÇORAPLARI

Anti emboli çorapları bacaklara devamlı basınç uygulayarak kan akışını hızlandırır ve pıhtılaşmayı azaltır. Dış basıncı ayak bileğinde en yüksek olmak üzere, baldır ve üst bacağı doğru azalan bir kompresyon uygular. Böylece derin damar sisteminde kan akışkanlığını artırır.

Aurafix Anti Emboli Çorapları ilgili "TSE CEN/TR 15831" standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Diz altı, dizüstü, dizüstü belden kemerli olmak üzere 3 modeli mevcuttur. Parmak bölgesindeki anti bakteriyel dokuma mantar riskini azaltır. Çorabın üst tarafında kaymayı önleyen silikon bantları mevcuttur. Latex içermeyen özel dokuması sayesinde elastik yapısı ile hastaya uyumu yüksektir.



■ ENDİKASYONLAR

- Ameliyat öncesi ve sonrası immobilize hastalarda derin ven trombozu riskini azaltır.
- Dereceli baskı sağlayarak kan akış hızını artırır.
- Kronik toplardamar stazı gibi diğer toplardamar bozukluklarında kan akışını artırır.

■ KONTRENDİKASYONLAR

- Çorabın ağırlaştırabileceği bölgesel bacak durumları;
 - Selülit • Deri iltihabı • Gangren • Fasit, yakın zamanda deri grafiti, • Panikülit
- Ciddi damar sertliği ya da diğer iskemik damar hastalığı nedeniyle akciğer ödemi
- Bacaklarda ağır ödem ya da konjektif kalp hastalığı nedeniyle akciğer ödemi
- Bacakta aşırı ölçüde biçim bozukluğu



Antibakteriyel Dokuma



Terleme Yapmayan Örme



Yumuşak Örme



Çift Kaplamalı İplik



Kaymayan Bant



Baskıya Dayanıklı Topuk




Aurafix Anti Emboli Çorapları, yüksek kaliteli çift kaplamalı ipliklerden üretilir ve dokunması sırasında anti bakteriyel özellikleri geliştirilmiş ve dünya standartlarına göre test edilmiştir. İplikler ve örme tekniği hava geçirgenliğini maksimum düzeyde sağlar ve nemi dışarıya atarak terlemeyi minimum düzeye indirir. Damla silikonlu kaymayı engelleyen elastik bantlar sayesinde ürünün sabit kalması sağlanır ve kaymanın yarattığı rahatsızlık hissi ve kullanışsızlık ortadan kalkar. Çorabın alt kısmında yer alan kontrol deliği sayesinde kan dolaşımının kontrolü sağlanır. Baskıya dayanıklı ve renkli topuklar beden ayırımı sağlar. Yumuşak örgüsü sayesinde baskı yarısı riskini ortadan kaldırır ve çorabın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.





CCL 1
13-18 mmHg

A-D Diz Altı	A-G Diz Üstü	A-G Diz Üstü Belden Kemerli
AV-99AD	AV-99AG	AV-99T




Beden	cB	cC	cF
XS	18-20 cm	27-34 cm	37-47 cm
S	20-23 cm	31-37 cm	41-53 cm
M	23-26 cm	35-40 cm	47-58 cm
L	26-29 cm	38-44 cm	52-62 cm
XL	29-32 cm	41-48 cm	58-69 cm

* AD - Diz Altı Anti Emboli Çorabı
cB / cC

* AG - Diz Üstü Anti Emboli Çorabı
cB / cC / cF

Bedenlere Göre Topuk Renkleri



YOUR SUPPORT IN LIFE





#yoursupportinlife



I LENFÖDEM KOLLUKLARI

Lenfödem, intersitisyel boşlukta aşırı miktarda protein birikimi olarak tanımlanan ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlamalara yol açan bir durumdur. Lenfödem, primer ve sekonder lenfödem olarak sınıflandırılmaktadır. Primer lenfödem, lenf damarları ve lenf nodüllerinin gelişim anormallığı ile ilgilidir. Sekonder lenf ödem ise, radyoterapi, cerrahi müdahale, travma, inflamasyon veya neoplastik bozukluk sonucu lenf yollarının kesintisi neticesinde gelişir. Sekonder lenfödem, primer lenfödeme göre daha sık görülmektedir.

Lenödem hayat boyu dikkat gerektiren kronik bir durumdur. Ödem kontrolü, hastalığın ilerlemesini ve yumuşak doku insidansını azaltır. Basınç tedavisi, lenf ödem tedavisinin önemli bir parçasıdır. Hafif lenfödemi olan insanlar, medikal basınçlı kolluklar ve çoraplar giyerek şişkinliği azaltabilirler. Aurafix Lenfödem Kollukları, ilgili "TSE CENTR 15831" standardına uygun olarak tasarlanmış olup, CCL1 (18-21 mmHg), CCL2 (23-32 mmHg) ve CCL3 (34-46 mmHg) basınçlı, bilekten başlayan ve başparmağı içine alan 4 farklı modeli mevcuttur.

■ ENDİKASYONLAR

- Primer veya sekonder lenfödem tedavisinde,
- Üst ekstremitelerde cerrahi veya travması sonrası gelişen ödemde,
- Paget-von-Schrotter sendromunda (Aksillar Flebotromboz).

■ KONTRENDİKASYONLAR

- Damar tıkanıklığı (İleri atardamar hastalığı),
- Kontrolsüz ileri kalp yetmezliği,
- Tedavi edilmemiş iltihabi flebit,
- Belirginleşen veya azalmayan lenfödem,
- İlerlemiş periferik nöropatiler.

■ KISMİ KONTRENDİKASYONLAR

- İmmobilite (Yatağa bağımlılık),
- Cilt enfeksiyonları, akıntılı cilt hastalıkları,
- Kullanılan materyale karşı hassasiyet,
- Uzunlarda duyarlılığın bozulması.



Antibakteriyel Dokuma



Terleme Yapmayan Örme



Yumuşak Örme



Çift Kaplamalı İplik



Kaymayan Bant




Aurafix'in yüksek kaliteli çift kaplamalı iplik ve dokuma teknolojisi ile üretilen, lenfödem kolluklarının anti bakteriyel özellikleri geliştirilmiş ve dünya standartlarına göre test edilmiştir. İplikler ve örme tekniği hava geçirgenliğini maksimum düzeyde sağlar ve nemi dışarıya atarak terlemeyi minimum düzeye indirir. Damla silikonlu elastik bantlar, ürünün kullanılmak istenen bölgede sabit kalması sağlar ve kaymanın yarattığı rahatsızlık hissi ve kullanışsızlık ortadan kaldırır. Yumuşak örgüsü sayesinde cilde dost ve tahriş etmeyen bir temas sağlar.





	Bilekten Omuza Silikon Bantlı	Bilekten Omuza Omuz Askılı	Parmaktan Omuza Silikon Bantlı	Parmaktan Omuza Omuz Askılı
CCL 1 18-21 mmHg	AV-130 ●	AV-150 ●	AV-133 ●	AV-153 ●
CCL 2 23-32 mmHg	AV-131 ●	AV-151 ●	AV-134 ●	AV-154 ●
CCL 3 34-46 mmHg	AV-132 ●	AV-152 ●	AV-135 ●	AV-155 ●

Beden	cA	cC	cE	cG
1	15-16 cm	12-13 cm	17-22 cm	19-25 cm
2	16-19 cm	13-15 cm	20-26 cm	22-29 cm
3	18-21 cm	15-17 cm	23-29 cm	25-32 cm
4	20-23 cm	17-19 cm	26-32 cm	29-36 cm
5	22-25 cm	19-21 cm	29-35 cm	33-40 cm
6	24-27 cm	21-23 cm	32-38 cm	37-44 cm
7	26-29 cm	23-25 cm	35-41 cm	41-48 cm



Renkler



Karamel

YOUR SUPPORT IN LIFE





SEYAHAT ÇORAPLARI



#yoursupportinlife

SEYAHAT ÇORAPLARI

Uçak, araba, otobüs veya tren yolculukları gibi 4 saatin üzerindeki uzun yolculuklarda, hareketsiz kalmak ya da dar alanda uzun süre oturmak sağlıksızdır ve tehlikeli olabilir.

Derin damar trombozu, tıkanmış ve küçük pıhtılar haline gelmiş kandan kaynaklanır. Yapılan klinik çalışmalara göre; Seyahat çorapları belirtisiz derin damar trombozu ve bacak ödemlerini azaltır. Seyahat Çorapları, ayak bileğinde en yüksek ve baldıra doğru azalan dereceli bir dış basınç uygular. Damarları hafifçe sıkıştırarak damar çapını küçültür ve kan akışını artırarak kandaki pıhtılaşmayı azaltır. Böylelikle, seyahat çorapları bacaklardaki şişmeyi engeller, bacaklarınızı sağlıklı ve enerjik tutar, derin damar trombozu riskini azaltır.

Dünya standartlarındaki basınç profiline ve örme kalitesine sahip Aurafix Seyahat Çorapları kaliteli ve sağlam dokuması ile konforlu bir çözümdür. Kullanılan hammaddeler Oeko-Tex 100 sertifikalı olup, ciltteki oluşabilecek alerji etkileri minimuma indirir.



Aurafix'in yüksek kaliteli çift kaplamalı iplik ve dokuma teknolojisi ile üretilen, seyahat çoraplarının anti bakteriyel özellikleri geliştirilmiş ve dünya standartlarına göre test edilmiştir. İplikler ve örme tekniği hava geçirgenliğini maksimum düzeyde sağlar ve nemi dışarıya atarak terlemeyi minimum düzeye indirir. Yumuşak örgüsü sayesinde cilde dost ve tahriş etmeyen bir temas sağlar. Topuk bölgesinden uygulanan baskıya maksimum düzeyde dayanıklılık göstererek, ürünün ömrünün daha uzun olmasını sağlar.



Antibakteriyel Dokuma



Terleme Yapmayan Örme



Yumuşak Örme



Çift Kaplamalı İplik



Baskıya Dayanıklı Topuk

**A-D Diz Altı****CCL 1**
13-18 mmHg


AV-125

**Renkler**

Siyah

Beden**cB**

XS	18-20 cm
S	20-23 cm
M	23-26 cm
L	26-29 cm
XL	29-32 cm



Ref VG-05



Varis Çorabı Giydirme Aparatı

Varis çorabı kan akışını düzenlemek için damarlarınıza basınç uygulandığından dolayı sık örümlü bir çoraptır ve özellikle ayak bileğinizden geçirirken zorlanmaya sebep olur.

Varis çorabı giydirme aparatı bu durumu ortadan kaldırarak çorabınızı daha hızlı ve kolay bir şekilde giymenize yardımcı olur. Bu alet yardımıyla hassas bir dokumaya sahip olan varis çorabınızın kaçmasını, yırtılmasını veya yıpranmasını engellemiş ve ömrünü uzatmış olursunuz. Dizaltı, dizüstü (kasık) ve külotlu tüm boylar ve tüm basınçlar için kullanılır. Burnu açık veya kapalı tüm varis çoraplarında, tüm modellerde kullanabilirsiniz.



SILVER
SOCKS



aurafix
SILVER SOCKS

GLOW WITH HEALTH
COMES FROM SILVER





I aurafix GÜMÜŞ ÇORAPLAR

Saf gümüş teknolojisi ile üretilen Aurafix Gümüş Çoraplar, diyabetliler için özel tasarlanmış lastiğiyle kan dolaşımını engellemez ve iç yüzeydeki gümüş örgü sayesinde kan dolaşımınızı düzenler bu sayede ayağınızdaki uyuşma ve ödem oluşmasını önler.

Antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliği sayesinde ayağınızda oluşabilecek yara ve enfeksiyonların önüne geçer, ayak kokusuna neden olan bakterilerin oluşmasını engeller, ayağınızda oluşacak mantar ve egzama rahatsızlıklarının önüne geçer.

Gümüş metalinin tedavi edici özelliği sayesinde ayağınızda bulunan yaraların ve enfeksiyonların en kısa sürede mikrop kapmadan iyileşmesine yardımcı olur. Vücudunuzda biriken statik elektriği yalıtarak yorgunluk ve stresten uzaklaşmanıza neden olur. Çeşitli nedenlerle oluşabilecek ayak şişmesini engeller ve rahatlık hissi sağlar.



DİYABETİK ÖZELLİĞİ

Aurafix Gümüş Çoraplar saf gümüş iplikten diyabetliler için özel üretilmiştir. Saf gümüş iplik teknolojisi sayesinde ayağınızı sıcak tutar. Antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliği sayesinde ayağınızda oluşabilecek yara ve enfeksiyonların önüne geçer. Gümüş metalinin tedavi edici özelliği sayesinde ayağınızda bulunan yaraların ve enfeksiyonların en kısa sürede mikrop kapmadan iyileşmesine yardımcı olur.

Aurafix Gümüş Çoraplar diyabetliler için özel üretilmiş lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez ve iç yüzeyindeki gümüş örgü sayesinde ödem oluşumunu engeller. Dikişsiz burun özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez, olası yaralanmaların önüne geçer.

MANTAR VE EGZEMA ÖNLEYİCİ ÖZELLİĞİ

Gümüş bakterilerin bağımsızlık kazanmasına izin vermez. Bakterilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için sıcaklık, nem ve bu şartları hazırlayan yüzeylere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çoraplar bakteriler için ideal bir ortam oluşturur. Gümüş bu mikroorganizmaları uzaklaştırarak koloniler meydana getirmelerini engeller.

Aurafix Gümüş Çoraplar, saf gümüş iplik teknolojisinin sahip olduğu antibakteriyel ve antimikrobiyal etkisi ayakta oluşabilecek bakteri ve enfeksiyonların önüne geçmektedir.

Termodinamik özelliği sayesinde ter bezlerinin doğru oranda çalışmasını sağlayarak bakteri oluşumunda en önemli faktörü yani teri engelleyerek sağlıklı bir kullanım sağlar.

Aurafix Gümüş Çoraplar'ın önceden oluşmuş mantar ve egzama rahatsızlığının tedavi sürecinde de tedavi destek ürünü olarak kullanılması tavsiye edilir. Bu etki klinik araştırmalarca kanıtlanmıştır.





ANTİKOKU ÖZELLİĞİ

Aurafix saf gümüş iplik ve doğal liflerden üretilmiş çoraplar ayağınızın hava almasını sağlayarak ayağınızın terlemesini engeller.

Gümüş iplik ter ve ayak kokusu yağan bakterilerin üremesini ve çoğalmasını önler. Gümüş, ter (amonyak) ve yapısı bozulmuş (denatüre) proteinleri nötralize eder, bakterilerin birleşiminden meydana gelen koku moleküllerini antibakteriyel özelliği ile ortadan kaldırır.

ANTİSTATİK ÖZELLİĞİ

Gümüş metali, bilinen metaller arasında en yüksek iletkenliğe sahip elementtir. Aurafix Gümüş Çoraplar, gümüş iplik teknolojisi anti statik özelliği sayesinde vücutta biriken statik elektrikliği yalıtarak yorgunluk hissini azaltır ve daha rahat bir kullanım sağlar.

Seyahat esnasında hava değişiminden dolayı oluşan durgun elektrik yükünü gümüş iyonları vasıtasıyla dağıttığı için seyahat çorabı olarak da tavsiye edilir.





TERMODİNAMİK ÖZELLİĞİ


Gümüş iplik, vücudunuzdan çıkan ısı enerjisinin %95'ini kaynağına geri yansıtır ve termal enerjiyi depolayıp dağıtır. Böylece ayağınızı soğuk havalarda sıcak tutar. Gümüş iplik ısı iletkenliği sayesinde sıcak ortamlarda ayağınızdaki ısıyı dış ortama dağıtır. Böylece ayaklarınızı serin tutar. Gümüş ipliği ter bezlerinin doğru oranda çalışmasını sağlayarak vücudunuzun ısı dengesini düzenler.

100% DOĐAL

Aurafix markasını gördüğünüz tüm ürünler saf gümüşten yapılmış gümüş ipliğine sahiptir. Hiçbir kimyasal ve zararlı madde içermezç Tamamen doğal ve antialerjiktir. Bu sebeple gümüş iplik teknolojisi ile ürüne kazandırılan bütün özellikler yıkama işlemi ile etkisini kaybetmez. Ürünün özellikleri ömrü boyunca kalıcıdır.

Hem ürün özelliklerinin kalıcı olması hem de gümüşün sağladığı faydalardan tam anlamıyla yararlanılması için özel olarak tasarlanmıştır.





Aurafix Gümüş Çorapları; saf gümüş, modal ve likra birleşiminden oluşur. Sentetik iplik karışımları içermez bu sayede Gümüş İplik teknolojisinden maksimum fayda sağlar. Kayın ağacı liflerinden üretilen modal; nem transferi ve hava geçirgenliğini en üst düzeyde tutarken, gümüşün antimikrobiyal, antistatik özellikleri ayağınıza koruma sağlar. İçeriğindeki modal yıpranmaya karşı dayanıklılığı desteklemenin yanı sıra dokunun yumuşak ve tahriş etmeyen bir yapıda olmasını sağlar. Ürünlerimizde kullanılan iplik kalitemiz sayesinde ürünlerimiz cildinize dost ve uzun ömürlüdür.



GLOW WITH HEALTH COMES FROM SILVER



SILVERSOCKS




#yoursupportinlife

DC-105



Soket Gümüş Çorap

Aurafix Soket Gümüş Çorap diyabet hastaları için özel üretilmiş olup kan dolaşımınızı düzenler. Bunun yanı sıra ayak kokusu, mantar gibi bakteriyel hastalıklardan korunmanızı sağlar. Özel üretilmiş lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. 3 renk çeşidi ile günlük hayatınızda rahatça kullanabilirsiniz. Unisex kullanıma uygundur.



Beden	Numara
S	35-38
M	39-42
L	43-46

DC-120



Diz Altı Gümüş Çorap

Aurafix Diz Altı Gümüş Çorap diyabet hastaları için özel üretilmiş olup kan dolaşımınızı düzenler. Bunun yanı sıra ayak kokusu, mantar gibi bakteriyel hastalıklardan korunmanızı sağlar. Özel üretilmiş lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Seyahat sırasında veya spor yaparken tercih edilen diz altı çoraplar, Siyah renk seçeneği ile unisex kullanıma uygundur.




Beden	Numara
S	35-38
M	39-42
L	43-46

DC-110



Patik Gümüş Çorap

Aurafix Patik Gümüş Çorap diyabet hastaları için özel üretilmiş olup kan dolaşımınızı düzenler. Bunun yanı sıra ayak kokusu, mantar gibi bakteriyel hastalıklardan korunmanızı sağlar. Özel üretilmiş lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Özellikle spor yaparken tercih edilen patik çoraplar, 4 renk çeşidi ile günlük hayatınızda rahatça kullanabilirsiniz. Unisex kullanıma uygundur.



Beden	Numara
S	35-38
M	39-42
L	43-46

Renkler



Siyah



Füme



Lacivert



13%

Gümüş

Renkler



Siyah



25%

Gümüş

aurafix

Renkler



Siyah



Beyaz



Füme




Lacivert



13%

Gümüş

DC-115



Parmaklı Gümüş Çorap

Aurafix Parmaklı Gümüş Çorap diyabet hastaları için özel üretilmiş olup kan dolaşımını düzenler. Ayak kokusu, mantar gibi bakteriyel hastalıklardan korunmanızı sağlar. Özel lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Özellikle askerlik gibi ayağınızın ayakkabı içinde fazla kaldığı durumlarda parmak aralarına temas ederek ayak sağlığını korumanıza yardımcı olur. Unisex kullanıma uygundur.



Beden	Numara
S	35-40
M	41-44

DC-125



Parmaklı Patik Gümüş Çorap

Aurafix Parmaklı Patik Gümüş Çorap diyabet hastaları için özel üretilmiş olup kan dolaşımını düzenler. Bunun yanı sıra ayak kokusu, mantar gibi bakteriyel hastalıklardan korunmanızı sağlar. Özel üretilmiş lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Siyah ve beyaz renk çeşidi ile günlük hayatınızda rahatça kullanabilirsiniz. Unisex kullanıma uygundur.



Beden	Numara
S	35-40
M	41-44

DC-100



Babet Gümüş Çorap

Aurafix Babet Gümüş Çorap diyabet hastaları için özel üretilmiş olup kan dolaşımını düzenler. Bunun yanı sıra ayak kokusu, mantar gibi bakteriyel hastalıklardan korunmanızı sağlar. Özel üretilmiş lastiğiyle ayağınızı sıkmaz, kan dolaşımını engellemez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. 4 renk çeşidi ile günlük hayatınızda rahatça kullanabilirsiniz. Unisex kullanıma uygundur.



Beden	Numara
S	35-38
M	39-42
L	43-46

Renkler



Siyah



13%

Gümüş

Renkler



Siyah



Beyaz



10%

Gümüş

Renkler



Siyah



Beyaz



Füme



Lacivert



12%

Gümüş

aurafix

YOUR SUPPORT IN LIFE




PROMOSYON ÜRÜNLERİ




#yoursupportinlife

I Posterler



**Kompresyon
Ürünleri 1**

Ref PP-100




**Kompresyon
Ürünleri 2**

Ref PP-101



**Lenfödem
Kollukları**

Ref PP-102



**Seyahat
Çorapları**

Ref PP-103



**Gümüş
Çoraplar 1**

Ref PP-800



**Gümüş
Çoraplar 2**

Ref PP-801

I Zemin Posterleri



**Kompresyon
Ürünleri 1**

Ref PZ-100



**Kompresyon
Ürünleri 2**

Ref PZ-101



**Gümüş
Çoraplar 1**

Ref PZ-800



**Gümüş
Çoraplar 2**

Ref PZ-801

Roll Up I



Kompresyon Ürünleri 1

Ref PR-100



Kompresyon Ürünleri 2

Ref PR-101



Gümüş Çoraplar

Ref PR-800

Ayaklı Posterler I



Kompresyon Ürünleri 1

Ref PA-100



Gümüş Çoraplar

Ref PA-800



Dakota Ayaklı Manken

Ref PD-100



Ürün Standı

Ref ST-02



Ürün Reçetesi

Ref RECETE-VAR-TR



Taşıma Çantaları

Ref AC-S

45x36 cm

Ref AC-L

60x55 cm

Ref AC-M

45x36 cm



Satış Noktası Sticker

Ref AS-TR



Diz Altı Çorap Mankenleri I




Diz Üstü Çorap & Kolluk Mankenleri I



I Tüm Vücut Cansız Mankenler




A-D Diz Altı		* AD - Diz Altı Varis Çorabı cB		
A-G Diz Üstü		* AG - Diz Üstü Varis Çorabı cB / cC / cF		
A-T Külütlü		* AT - Külütlü Varis Çorabı cB / cC / cG		
A-TU Hamile Külütlü		* ATU - Hamile Varis Çorabı cB / cC / cG		










CCL 1
18-21 mmHg

CCL 2
23-32 mmHg

CCL 3
34-46 mmHg


Beden	1	2	3	4	5	6	7
cB	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm	28-30 cm	30-32 cm
cC	28-33 cm	30-37 cm	33-40 cm	35-43 cm	37-45 cm	39-46 cm	41-48 cm
cF	37-47 cm	38-52 cm	43-58 cm	46-61 cm	50-66 cm	53-69 cm	56-71 cm
cG	43-57 cm	46-60 cm	49-67 cm	52-72 cm	55-76 cm	60-79 cm	64-80 cm







A-D Diz Altı		AD - Diz Altı Anti Emboli Çorabı cB / cC			
A-G Diz Üstü		AG - Diz Üstü Anti Emboli Çorabı cB / cC / cF			
Bedenlere Göre Topuk Renkleri					
	Bej XS	Sarı S	Yeşil M	Kırmızı L	Mavi XL

CCL 1
13-18 mmHg

Beden	XS	S	M	L	XL
cB	18-20 cm	20-23 cm	23-26 cm	26-29 cm	29-32 cm
cC	27-34 cm	31-37 cm	35-40 cm	38-44 cm	41-48 cm
cF	37-47 cm	41-53 cm	47-58 cm	52-62 cm	58-69 cm




Bilekten Omuza		Silikon Bantlı
Bilekten Omuza		Omuz Askılı
Parmaktan Omuza		Silikon Bantlı
Parmaktan Omuza		Omuz Askılı


CCL 1
18-21 mmHg

CCL 2
23-32 mmHg

CCL 3
34-46 mmHg


Beden	1	2	3	4	5	6	7
cA	15-16 cm	16-19 cm	18-21 cm	20-23 cm	22-25 cm	24-27 cm	26-29 cm
cC	12-13 cm	13-15 cm	15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm
cE	17-22 cm	20-26 cm	23-29 cm	26-32 cm	29-35 cm	32-38 cm	35-41 cm
cG	19-25 cm	22-29 cm	25-32 cm	29-36 cm	33-40 cm	37-44 cm	41-48 cm



A-D Diz Altı		* AD - Diz Altı Varis Çorabı cB
--------------	---	------------------------------------

CCL 1
13-18 mmHg

Beden	XS	S	M	L	XL
cB	18-20 cm	20-23 cm	23-26 cm	26-29 cm	29-32 cm



Aurafix yenilikleri ve sađlık sekt6r6ndeki geliřmeler iin;
aurafix.com



Pc, mobil ve tabletlerde...



YOUR SUPPORT IN LIFE

TSD Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Adil Mah. Ekol Cad. No: 12/A 34935
Sultanbeyli - İSTANBUL/TURKEY
T:+90 216 399 30 55
F:+90 216 399 63 03
info@aurafix.com
aurafix.com

