

AYAK SAĞLIĞI ÜRÜN KATALOĞU





**YOUR
SUP
PORT
IN** LI
FE

AYAK SAĞLIĞI

TG-811	8
Hafif Pes Planus Tabanlıđı	
TG-812	8
Pes Planus Tabanlıđı	
DG-812	9
Pes Planus Tabanlıđı	
TG-810	9
Pes Cavus Tabanlıđı	
805	10
Silikon Tabanlık	
TG-804	10
Comfort Silikon Tabanlık	
811	11
Çelik Tabanlık	
TG-807	11
Starflex Tabanlık	
828	12
UCBL Tabanlık	
DG-829	12
UCBL Tabanlık	
TG-829	13
Yetişkin UCBL Tabanlık	
DG-827	13
Starflex Tabanlık (Çocuk)	
TG-815	14
Halluks Rigidus Tabanlıđı	
TG-826	14
No-Limit Sport Tabanlık	
TG-813	15
Performans Tabanlıđı	
TG-827	15
Active Sport Tabanlık	
TG-803	16
İç – Dış Kama Tabanlık	
TG-820	16
Konfort Epin Topukluk	
TG-824	17
Tabanlık (İç Kama)	
TG-825	17
Tabanlık (dış kama)	
TG-819	18
Jel Epin Topukluk (deđişen)	
806	18
Silikon Epin Topukluk	
TG-821	18
Topuk Yükseltici	
AO-09	19
Elastik Halluks Valgus Ateli	
AO-10	19
Halluks Valgus Gece Ateli	
812	20
Silikon Makara	

831	20
Bunion Koruyuculu Parmak Arası Makara	
814	21
Silikon Parmak Kılıfı	
833	21
Çekiç Parmak Ateli	
818	22
Bunion Ped	
816	22
Metatarsal Ped	

POST-OP VE CAST AYAKKABI

822A	24
Alçı Ayakkabısı	
824	25
Halluks Valgus Ayakkabısı	
832	26
Post-Op Ayakkabı	

AYAK BİLEĞİ ORTEZLERİ

450A	28
R.O.M. Walker	
451	28
Walking Boot	
452A	29
Air Walking Boot (Uzun)	
453A	29
Air Walking Boot (Kısa)	
ORT-17	30
Gece Splinti	
ORT-17A	30
Gece Splinti	
ORT-15	31
Foot Guard	
ORT-16	31
Refleks Afo	
DG-451	32
Çocuk Walking Boot	

DİYABET ÜRÜNLERİ

TG-830	34
Diyabet Tabanlıđı	
DC-100	35
Diyabetik Gümüş Çorap	
DC-105	35
Silikonlu Babet Gümüş Çorap	
DC-110	35
Patik Gümüş Çorap	
DC-130	36
Koşu Aktivite Söket Çorabı	
DC-135	36
Koşu Aktivite Patik Çorap	

AURAFIX
HEALTH PRODUCTS
DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.

Yolculuğuna 2004 yılından perakende sektöründe aktif rol alarak başlayan Aurafix markası, 2007 yılında deneyimlerini toptan sektörüne yansıtmıştır. 2009 yılında ilk ihracatını yapan Aurafix yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir. Aurafix, insanlar için değer yaratan, her yaşta insanın aktif bir yaşam sürmesini hedefleyen, inovatif ürünleriyle sektörüne yön veren, yenilikçi bakış açısıyla kendini geliştirmeye devam eden bir markadır. Aurafix olarak ruhunu zamanın enerjisine sabitleyen bir marka meydana getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayarak iş ortaklığını değerli kılmak öncelikli hedefimizdir. Aurafix, modern yapıya sahip, geleceğini planlayan bir markadır. Teknolojiye olan bağlılığımız, kaliteli hizmet politikalarımız ve gelişmiş ürünlerimizle küresel bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Bugün dünyanın her yerinde temsilcilerimiz ve iş ortaklarımızla büyük bir Aurafix ailesi meydana getirerek, her yaşta insana dokunduk.

İnsan kaynaklarını en üst seviyede kullanan Aurafix, uzman kadrosuyla hem geleceğe hem günümüze yön vermektedir. Soft-rijit ortezler, kompresyon çorapları, liposuction korseleri ve rehabilitasyon ürünleri alanındaki başarısını, dünya standartlarındaki sertifikaları olarak (ISO 13485 ve ISO 9001), taçlandırmıştır.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılama politikamız bugünkü AURAFIX ailesini kurmada en büyük yardımcımız oldu. Çoğunluğu kadın istihdamı olan ekibimizin pozitif enerjisi sayesinde her zaman daha iyisini üretmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.



HEDEFİMİZ

İnsan sağılığını ön planda tutan , estetik açıdan göze hitap eden, inovatif ürünler üreterek sektörümüzde dünyanın öncü firmalarından biri olmayı hedefliyoruz.

VİZYON

İnovatif ve dinamik yapıya sahip olan Aurafix teknolojiyi her zaman ön planda tutarak ürünler üretmektedir. Aurafix öncelikli olarak gündelik hayatınızı etkilemeyen, işlevsel, estetik ürünler üretmektedir. Ürün gamını zamana ayak uyduracak şekilde güncelleyen Aurafix sağılık sektöründe öncü firmalardandır. Aurafix bu bakış açısıyla ürünlerini ve kendini geliştirmeye devam etmektedir.

MİSYON

Sunduğumuz hizmet, her bireyin yüksek kaliteli tıbbi ürünleri kullanma hakkına sahip olduğuna inandığımızı göstermektedir. Aurafix olarak, tecrübelerimizden edindiğimiz bilgileri meydana getirdiğimiz Aurafix ailesine ileterek dayanıklı, kaliteli, sağılıklı ve yaşamı güzelleştiren ürünler üretmek için çalışıyoruz.

KALİTE POLİTİKASI

- Aurafix mevzuata, yasal gerekliliklere ve müşteri taleplerine uygun, son teknolojiyle çalışanlarının tecrübe ve bilgi birikimiyle son kullanıcıya uygun ürünler üretmektedir.
- Aurafix estetik, seçim, işlevsellik ve dayanıklılık özelliklerini sunan, yüksek ürün kalitesini her zaman aynı seviyede tutan tüm süreçleri devamlı olarak sağlar.
- Aurafix kaliteli ürün, zamanında teslimat, satış öncesi ve sonrası müşteri hizmetleriyle her yaşta insanın memnuniyetini sağlamaktadır.
- Aurafix insan kaynağını değerlendirerek ve çalışanların yetkinliğini eğitimlerle destekleyerek sektörde lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.



A
YAKÜ
SAĞRÜN
Lİ
Ğİ



TG-811 HAFİF PES PLANUS TABANLIĞI

Hafif Pes Planus (Düşük taban) tedavi sürecinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Yüksek kaliteli materyaller ve ekstra desteklerden oluşur. Cilde temas eden yüzeyi; ayağı terletmeyen, anti bakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Yüksek kaliteli medial ark desteği bulunmaktadır. Metatars bölgesinde yer alan özel destekleri ile itme kuvvetini artırarak doğru yürüyüşü kolaylaştırır. Topuk bölgesinde yer alan memory foam destek, topuk üzerine binen yükü azaltır. Hafif düz taban tedavisinde konforlu bir kullanıma olanak sağlar.


Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Hafif Pes Planus	S	35-36-37	4 ½ - 5 - 5 ½
	M	38-39-40	6 - 6 ½ - 7
	L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
	XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11



TG-812 PES PLANUS TABANLIĞI

Pes Planus (Düşük taban) tedavi sürecinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Yüksek kaliteli materyaller ve ekstra desteklerden oluşur. Cilde temas eden yüzeyi; ayağı terletmeyen, anti bakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Yüksek kaliteli medial ark desteği bulunmaktadır. Metatars bölgesinde yer alan özel destekleri ile itme kuvvetini artırarak doğru yürüyüşü kolaylaştırır. Topuk bölgesinde yer alan memory foam destek, topuk üzerine binen yükü azaltır. Düz taban tedavisinde konforlu bir kullanıma olanak sağlar.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Pes planus	S	35-36-37	4 ½ - 5 - 5 ½
2. Sever	M	38-39-40	6 - 6 ½ - 7
	L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
	XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11



DG-812


PES PLANUS TABANLIĞI

Çocuklarda Pes Planus (düztaban) tedavi sürecinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Yüksek kaliteli materyaller ve ekstra desteklerden oluşur. Cilde temas eden yüzeyi; ayağı terletmeyen, antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır ve cildi tahriş etmez. Longitudinal ark desteği, medial arkin desteklenmesini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Metatars bölgesinde yer alan özel destek itme kuvvetini artırır. Topuk bölgesinde yer alan memory foam destek, topuk üzerine binen yükü azaltır. Doğal yürüyüş hareketini kolaylaştıran tasarımı konforlu bir kullanım sağlar. Çocuklarda pes planus tedavisi sırasında, arkin normal formuna gelmesine katkıda bulunur.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
XXS	20-21-22		1. Pes Planus
XS	23-24-25		2. Sever
S	26-27-28	1 inc	
M	29-30-31	1 ½ - 2 - 2 ½ inc	
L	32-33-34	3 - 3 ½ - 4 inc	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

- Ayakkabılarda kullanıma uygundur
- Antibakterial
- Koku Giderici
- Ortopedik



TG-810

PES CAVUS TABANLIĞI

Pes Cavus (Çukur taban) tedavi sürecinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Yüksek kaliteli materyaller ve ekstra desteklerden oluşur. Cilde temas eden yüzeyi; ayağı terletmeyen, anti bakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Longitudinal desteği, medial arki desteklemek üzere tasarlanmıştır. Metatars bölgesinde yer alan özel destekleri ile itme kuvvetini artırarak doğru yürüyüşü kolaylaştırır. Topuk bölgesinde yer alan memory foam destek, topuk üzerine binen yükü azaltır. Pes cavus (çukur taban) tedavisinde konforlu bir kullanıma olanak sağlar.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	35-36-37	4 ½ - 5 - 5 ½	1. Pes cavus
M	38-39-40	6 - 6 ½ - 7	2. Plantar Fasciiti
L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½	
XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

- Ayakkabılarda kullanıma uygundur
- Antibakterial
- Koku Giderici
- Ortopedik





Daha yumuşak Metatars ve Topuk destek

Yüksek kaliteli silikon.

805

SİLİKON TABANLIK

Ayağın anatomik formuna göre özel olarak şekillendirilmiş, yüksek kaliteli silikon tabanlıktır. Antibakteriyeldir ve cilde zarar vermez. Pes Planus(düztaban) tedavisinde kullanılabilir. Kalkaneal epin bölgesi daha yumuşak yapıdadır ve şok absorbe etme özelliğine sahiptir. Yürüyüş sırasında topuk üzerine binen yükü azaltır. Yumuşak yapısı ile, deforme ayak problemlerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Günlük kullanım için uygundur.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1.Pes Planus	XS	34-35	3 ½ - 4 ½
2.Plantar Fasciitis	S	36-37	5 - 5 ½
3.Morton nöroma	M	38-39	6 ½ - 6 ½
4.Metatars bölgesi ağrıları	L	40-41	7 ½ - 7 ½
5.Topuk dikenli ve topuk ağrılarında	XL	42-43	8 ½ - 9 ½
6-Parmak bursitleri	XXL	44-45	10-11



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakterial




Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



TG-804

COMFORT SİLİKON TABANLIK

Performansı maksimuma çıkarmak amacı ile tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Metatars bölgesindeki jel destekleri itme kuvvetini artırarak enerjiyi daha efektif kullanmaya olanak sunar. Longitudinal ark bölgesini kapsayan sert destek ayağın anatomik yapısına uygundur. Topuk bölgesinin petekli jel yapısı, topuk üzerine binen yükü minimuma indirir. Farklı yoğunluklardaki jel destekler bir bütün olarak hareket eder ve ayağın salınımı sırasında maksimum denge ve performans sağlar. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1.Epin Calcanei (Topuk Dikeni) ve topuğun ağırlı durumları	S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5
2.Plantar Fasciitis	M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½
3.Pes planus	L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
4.Metatars bölgesi ağrıları	XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11
5.Parmak bursitleri			



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakterial




Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



Ayak topuğu bölümündeki petekli yapı şok emici özelliğe sahiptir.

Taban, maksimum konfor sağlayan bir jel yüzeyden oluşur.

Ark ve topuk stabilizör desteği, maksimum dengeli korumaya yardımcı olur.


Metatars bölgesindeki destek pedleri, zemin tepki kuvvetini emer.

Üst yüzeyi kaplayan kumaş ter geçirmez, antialerjik ve antibakteriyel özelliktedir.

811 ÇELİK TABANLIK

Ayağın anatomik formuna göre özel olarak tasarlanmış çelik destekli ortopedik tabanlıktır. Tabanlığın ayak tabanına temas eden yüzeyi özel bir deri ile kaplanmıştır ve cildi tahriş etmez. Logitudinal ark bölgesinde anatomik olarak şekillendirilmiş çelik destek, arkin doğal şeklinde durmasını sağlar. Yükseltilmiş metatars bölümü doğal yürüyüşü kolaylaştırır. Eklemle binen yükü azaltır ve vücut yükünün ayak tabanında dengeli dağılmasına olanak sunar. Günlük kullanım için uygundur.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	35-36	4 ½ - 5	1. Pes planus-planovalgus
M	37-38	5 ½ - 6	2. Longitudinal arkin desteklenmesinin gerektiği durumlar
L	39-40	6 ½ - 7	
XL	41-42	7 ½ - 8 ½	
XXL	43-44	9 ½ - 10 ½	



TG-807 STARFLEX TABANLIK

Ayağın anatomik formuna göre tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Ayağa temas eden ve alt yüzeyi yüksek kaliteli deri ile kaplıdır. Cildi tahriş etmez. Ayağın anatomik form doldurmasını sağlayan termoplastik destek medial ark, lateral ark ve transvers arki kapsar. Yumuşak metatars desteği maksimum konfor sağlar. Doğal yürüyüşü kolaylaştıran tasarımı, vücut yükünün ayakta tabanında dengeli dağılmasına olanak sunar. Eklemle binen yükü azaltır. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5	1. Pes Planus- Pes Planovalgus
M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½	2. Transvers arkin desteklenmesi gereken durumlarda
L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½	
XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11	



YENİ





828

UCBL TABANLIK

Çocuklarda ayak deformitelerinin tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış rijit ortopedik tabanlıktır. Cildi tahriş etmez. Topuğu tamamen kavrar ve longitudinal arka destekler. Üç farklı noktadan düzeltme kuvveti uygulayarak yük dağılımı desteği sağlar. Erken yaştan itibaren kullanılmaya başlaması tedavinin başarı oranını artırır. İnce ve hafif yapısı kullanım kolaylığı sağlar. Günlük kullanım için uygundur.

Endikasyonlar

1. Planovalgus deformitesi
2. Flexible pes planus
3. Posterior tibial tendon disfonksiyonu
4. Flexible metatarsus adductus/abductus

EU

US

21-22/23-24

.....1 inch

25-26/27-28

.....1 inch

29-30/31-32

1 ½ - 2 - 2 ½

33-34

3 - 3 ½ - 4



Ayakkabılarda kullanıma uygundur




Antibakterial



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü**Etkileşim Alanı**

DG-829

UCBL TABANLIK

Çocuklarda ayak deformitelerinin tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış rijit ortopedik tabanlıktır. Tabanlığın ayak tabanına temas eden yüzeyi daha yumuşak yapıdadır ve ayağı terletmeyen, antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Cildi tahriş etmez. Topuğu tamamen kavrar ve longitudinal arka destekler. Üç farklı noktadan düzeltme kuvveti uygulayarak yük dağılımı desteği sağlar. Erken yaştan itibaren kullanılmaya başlaması tedavinin başarı oranını artırır. İnce ve hafif yapısı kullanım kolaylığı sağlar. Günlük kullanım için uygundur.

Endikasyonlar

1. Planovalgus deformitesi
2. Flexible pes planus
3. Posterior tibial tendon disfonksiyonu
4. Flexible metatarsus adductus/abductus

SIZE

EU

US

XXS

22-23

.....

XS

24-25

.....

S

26-27

.....

M

28-29

1 - 1 ½ inc

L

30-31

2 - 2 ½ inc

XL

32-33

3 - 3 ½ inc



Ayakkabılarda kullanıma uygundur




Antibakterial



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü**Etkileşim Alanı**


TG-829

YETİŞKİN UCBL TABANLIK

Ayak deformitelerinin tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış rijit ortopedik tabanlıktır. Tabanlığın ayak tabanına temas eden yüzeyi daha yumuşak yapıdadır ve ayağı terletmeyen, antibakteriyel, özel kumaş ile kaplıdır. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Topuğu tamamen kavrar ve longitudinal arkı destekler. Üç farklı noktadan düzeltme kuvveti uygulayarak yük dağılımı desteği sağlar. Erken yaştan itibaren kullanılmaya başlaması tedavinin başarı oranını artırır. İnce ve hafif yapısı kullanım kolaylığı sağlar. Günlük kullanım için uygundur.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	34-35	3 ½ - 4 ½	1. Planovalgus deformitesi
M	36-37	5 - 5 ½	2. Flexible pes planus
L	38-39	6 - 6 ½	3. Tibialis posterior'un yetmezliğinde ek destek olur.
XL	40-41	7 - 7 ½	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı




DG-827

STARFLEX TABANLIK (ÇOCUK)

Çocuklarda Pes Planus (düztaban) tedavi sürecinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Cildi tahriş etmez. Ayağın anatomik form doldurmasını sağlayan termoplastik destek medial ark, lateral ark ve transvers arkı kapsar. Yumuşak metatars desteği maksimum konfor sağlar. Doğal yürüyüşü kolaylaştıran tasarımı, vücut yükünün ayakta tabanında dengeli dağılmasına olanak sunar. Eklemlere binen yükü azaltır. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
XXS	20-21-22	1 inch	1. Pes Planus- Pes Planovalgus
XS	23-24-25	1 inch	2. Transvers arkın desteklenmesi gereken durumlarda
S	26-27-28	1 inch	
M	29-30-31	1 ½ - 2 - 2 ½	
L	32-33-34	3 ½ - 3 ¾ - 4	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı





TG-815

HALLUKS RİGİDUS TABANLIĞI

Halluks Rigidus'tan kaynaklanan yürüyüş bozukluğunu gidermek üzere tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Topuktan başparmağa doğru asimetrik olarak eğimli tasarımı halluks rigidus tan kaynaklanan yapısal bozukluğu destekleyecek niteliktedir. Yüksek kaliteli materyal yapısı basıncın dengeli dağılmasını sağlar. Başparmağı da kapsayan jel metatars desteği yürüyüşü kolaylaştırır. Topuk bölgesinde özel olarak şekillendirilmiş jel desteği topuk üzerine binen yükü azaltır. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Halluks rigidus	S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5
2. Halluks limitus	M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½
	L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
	XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel




Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



TG-826

NO-LİMİT SPORT TABANLIK

Enerjiyi daha efektif kullanmak amacı ile tasarlanmış ortopedik performans tabanlığıdır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. İçeriğindeki yüksek kaliteli materyal aktivite sırasında ayak tabanındaki basıncı dengeler. Tabanlığın metatars ve topuk bölümü poron XRD* ile desteklenmiştir. Metatars bölgesinde yer alan poron destek(yeşil) ayağın salınımında itme kuvvetini artırır. Daha yumuşak yapıdaki poron destek(sarı) ise topuk üzerine binen yükü azaltır. Maksimum performans sağlamak üzere geliştirilmiş olup, ergonomik tasarımı ile de yorgunluk ve sakatlanmaların minimuma indirmesine olanak sağlar. Ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Indoor & Outdoor spor aktiviteleri	XS	32-33-34	2 ½ - 3 - 3 ½
2. Günlük Kullanım	S	35-36-37	4 ½ - 5 - 5 ½
	M	38-39-40	6 - 6 ½ - 7
	L	41-42-43	7 ½ - 8 ½ - 9 ½
	XL	44-45-46	10 - 11 - 11 ½



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

TG-813

PERFORMANS TABANLIĞI

Yoğun aktivite ve zorlu koşullarda performansı arttırmak amacı ile doğadan ilham alarak tasarlanmış ortopedik performans tabanlıdır. Ayak tabanındaki basıncı dengeleyen yüksek kaliteli materyaller ve ekstra destekler kullanılarak üretilmiştir. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Tüm destekleri ayağın salınımı sırasında enerjinin daha efektif kullanılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. İtme kuvvetini artırır ve maksimum denge sağlar. Yorgunluk ve sakatlanmaları minimuma indirir. Ergonomik tasarımı sayesinde ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	33-34-35	3 - 3 ½ - 4 ½	1. Indoor & Outdoor spor aktiviteleri 2. Günlük Kullanım
M	36-37-38	5 - 5 ½ - 6	
L	39-40-41	6 ½ - 7 - 7 ½	
XL	42-43-44	8 ½ - 9 ½ - 10	
XXL	45-46-47	11 - 11 ½ - 12	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel




Koku Giderici



Ortopedik



Yoğun aktivite ve zorlu koşullarda performansı arttırmak amacıyla doğadan ilham alınarak tasarlandı



TG-827

ACTIVE SPORT TABANLIK

Özellikle spor sırasında dengeyi maksimuma çıkarmak amacı ile tasarlanmış jel ortopedik spor tabanlıdır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Metatars bölgesinin kanallı jel yapısı itme kuvvetini artırarak enerjiyi daha efektif kullanmaya olanak sunar. Longitudinal ark bölgesini kapsayan sert destek ayağın anatomik yapısına destek olur. Topuk bölgesinin petekli jel yapısı, topuk üzerine binen yükü minimuma indirir. Farklı yoğunluktaki jel destekler bir bütün olarak hareket eder ve ayağın salınımı sırasında maksimum denge sağlar. Ergonomik yapısı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5	1. Indoor & Outdoor spor aktiviteleri 2. Günlük Kullanım
M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½	
L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½	
XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



Ayakkabılarda kullanıma uygundur





Antibakteriyel



Koku Giderici



Ortopedik





- Ayağın destek yönüne bağlı olarak iç veya dış tarafta değişebilir şekilde kullanılabilir.
- Ter geçirmez antibakteriyel özel kumaş.
- Yüksek kaliteli jel malzeme.

TG-803

İÇ - DIŞ KAMA TABANLIK

Hem Calcaneovarus, hem de Calcaneovalgus tedavisinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Tamamı jel yapıda olan tabanlığın bir tarafı diğer tarafına göre daha yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Tedavi edilmek istenen duruma göre eğim içe veya dışa gelecek şekilde kullanılabilir. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1.Calcaneovarus	S	36-37	5 - 5 ½
2.Calcaneovalgus	M	38-39	6 - 6 ½
3.X bacak / O bacak destek tedavisi amacı ile	L	40-41	7 - 7 ½
	XL	42-43	8 ½ - 9 ½
	XXL	44-45	10-11



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakterial



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



- Kaydırmaz silikon bantlar
- Auralipo kumaştan üretilen, kolay giyilebilir topuk desteği.
- Konfort epin topukluğu.

TG-820

KONFORT EPİN TOPUKLUK

Çorap şeklindeki tasarımı sayesinde kullanımı pratik, silikon topuk desteğidir. Mikroapsül bileşenlere sahip hava alabilen ve antibakteriyel auralipo kumaştan üretilmiştir. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Topuk destek bölgesi, anatomik forma göre özel olarak şekillendirilmiş, yüksek kalite silikondan üretilmiştir. Vücut yükünün maksimum düzeyde olduğu kalkaneal epin bölgesi daha yumuşak yapıdadır. Yüksek şok absorbe etme özelliği, yürüyüş sırasında topuk üzerine binen yükü azaltır ve ağrıları minimuma indirir. Tasarımı sayesinde ayakkabı giymeden kullanıma uygun olduğu gibi, ayakkabı içerisinde de rahatlıkla kullanılabilir ve yıkanabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Epin Calcanei (Topuk Dikeni)	S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5
2. Haglund deformitesi	M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½
3.Topuğun ağırlı durumlar	L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
	XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakterial



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı


TG-824

TABANLIK (İÇ KAMA)

İçe basma durumu ve genu valgum erken tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Tabanlığın formu; iç tarafı dış tarafına göre daha yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Metatars bölgesinde başparmağı da kapsayan jel desteği doğal yürüyüşü kolaylaştırır. Logitudinal ark ve topuk bölgesini kapsayan termoplastik yapı ayağın doğru pozisyonunda durmasını sağlar. Jel topuk desteği, topuk üzerine binen yükü azaltır. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5	1. İçe basma 2. Genu valgum 3. Tibialis posterior tendon yetmezliği 4. Plantar fasciitis
M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½	
L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½	
XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



TG-825

TABANLIK (DIŞ KAMA)

Dışa basma durumu ve genu varum erken tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış ortopedik tabanlıktır. Cilde temas eden yüzeyi antibakteriyel özel kumaş ile kaplıdır. Terletmez, ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Tabanlığın formu; dış tarafı iç tarafına göre daha yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Metatars bölgesinde başparmağı da kapsayan jel desteği doğal yürüyüşü kolaylaştırır. Logitudinal ark ve topuk bölgesini kapsayan termoplastik yapı ayağın doğru pozisyonunda durmasını sağlar. Jel topuk desteği, topuk üzerine binen yükü azaltır. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	35-36-37	4 ½ - 5 - 5 ½	1. Dışa basma 2. Genu varum 3. Gonartroz 4. Peroneal tendon yetmezliği
M	38-39-40	6 - 6 ½ - 7	
L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½	
XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı





TG-819

JEL EPİN TOPUKLUK (DEĞİŞEN)

Topuğun anatomik formuna uygun olarak tasarlanmış, portatif jellere sahip bir jel topukluktur. Cilde temas eden yüzeyi, ayağı terletmeyen ve antibakteriyel özel kumaşa kaplıdır. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Alt bölümünde portatif jel boşlukları bulunur.

Endikasyonlar

1. Epin Calcanei (Topuk Dikeni)
2. Haglund deformitesi
3. Topuğun ağrılı durumları

SIZE

EU

US

S

34-35-36-37

3 ½ - 4 ½ - 5 - 5 ½

M

38-39-40-41

6 - 6 ½ - 7 - 7 ½


L

42-43-44-45

8 ½ - 9 ½ - 10 - 11

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



Normal (Kırmızı) ve Soft (Sarı) jel destekleri akut ve sonrası durumlara göre değiştirilebilir.



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel



Koku Giderici



Ortopedik

806

SİLİKON EPİN TOPUKLUK

Topuğun anatomik formuna göre şekillendirilmiş yüksek kalite silikon topukluktur. Antibakteriyeldir ve cilde zarar vermez. Vücut yükünün maksimum olduğu kalkaneal epin bölgesi daha yumuşaktır. Yüksek şok absorbe etme özelliği ile yürüyüş sırasında topuk üzerine binen yükü azaltır ve ağırları minimuma indirir. Deforme olmuş topuklarda kullanılabilir, maksimum konfor sağlar.

Endikasyonlar

1. Epin Calcanei (Topuk Dikeni)
2. Haglund deformitesi
3. Topuğun ağrılı durumları

SIZE

EU

US

S

34-35-36-37

3 ½ - 4 ½ - 5 - 5 ½

M

38-39-40-41

6 - 6 ½ - 7 - 7 ½


L

42-43-44-45

8 ½ - 9 ½ - 10 - 11

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel



Koku Giderici



Ortopedik

TG-821

TOPUK YÜKSELTİCİ

Sağ ve sol uzunluk farkını gidermek için tasarlanmış topuk desteğidir. Terletmeyen, antibakteriyel kumaşa kaplıdır. Ayakkabı içinde kullanılır, boy uzatıcı olarak da işlev görür. 7.5 mm ve 15 mm portatif yükselticiler, 30 mm yükseltme sağlar.

Endikasyonlar

1. Ekstremiteler arası uzunluk farkı
2. Achilles tendon cerrahi sonrası rehabilitasyon amacı ile
3. Achilles tendinitis
4. Retro calcaneal bursit tedavisinde

SIZE

EU

US

S

34-35-36-37

3 ½ - 4 ½ - 5 - 5 ½

M

38-39-40-41

6 - 6 ½ - 7 - 7 ½


L

42-43-44-45

8 ½ - 9 ½ - 10 - 11

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel



Koku Giderici



Ortopedik

AO-09

ELASTİK HALLUKS VALGUS ATELİ

Hallux valgus deformitesinin ilerlemesini önlemek üzere geliştirilmiş halluks valgus atelidir. Başparmağı içine alan auraactive başparmak muhafazası ve elastik bandajlardan oluşur. Başparmağa çekirme kuvveti uygulayarak laterale deviasyonunu önler. Elastik ve yumuşak materyal yapısı rahatsızlık hissi vermez ve maksimum konfor sağlar. Ayakkabı içerisinde ve günlük kullanım için uygundur.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
			1. Hallux valgus deformitesi

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

Sağ veya sol ayak için farklılık gösterir.



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel




Koku Giderici



Ortopedik



Sağ ve sol ayak için farklılık gösterir.



AO-10

HALLUKS VALGUS GECE ATELİ

Halluks valgus deformitesinin ilerlemesini engellemek üzere geliştirilmiş halluks valgus atelidir. İç yüzeyi havlu olan süngerli auraterry kumaş ve ekstra destekler kullanılarak üretilmiştir. Ayağın yan bölümünde başparmak hizasında anatomik forma uygun alüminyum desteği bulunur. Başparmağın laterale deviasyonunu önlemek üzere çekirme kuvveti uygular. Ekstra yumuşak pedi ve materyal yapısı rahatsızlık hissi vermez ve maksimum konfor sağlar. Gece kullanımı için uygundur.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
			1. Halluks valgus deformitesi 2. Halluks rigidus

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

Sağ veya sol ayak için farklılık gösterir.



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakteriyel



Koku Giderici




Ortopedik



Sağ ve sol ayak için farklılık gösterir.





812 SİLİKON MAKARA

Yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilmiş hipo-alerjik silikon parmak desteğidir. Antibakteriyeldir ve cilde zarar vermez. Halluks valgus'ta başparmağın laterale deviasyonunu önlemek amacı ile parmak arasına yerleştirilerek kullanılır. Silikonun yumuşak yapısı ile rahatsızlık hissini minimuma indirir. Günlük kullanım için uygundur.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Halluks valgus deformitesi	S	34-35-36-37	3 ½ - 4 ½ - 5 - 5 ½
	M	38-39-40-41	6 - 6 ½ - 7 - 7 ½
	L	42-43-44-45	8 ½ - 9 ½ - 10 - 11

Ayakkabılarda kullanıma uygundur

Antibakterial

Koku Giderici

Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

831 BUNION KORUYUCULU PARMAK ARASI MAKARA

Yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilmiş hipo-alerjik silikon bunion desteğidir. Antibakteriyeldir ve cilde zarar vermez. Parmak arasına yerleştirilerek kullanılır ve başparmağın etrafından dönerek bunionu destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Anatomik formda şekillendirilmiş, yüksek kalite silikon destek başparmağın laterale deviasyonunu ve bunion üzerindeki sürtünmeyi önler. Bölgesel hassasiyeti azaltır ve konfor sunar.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1.Hallux valgus deformitesi 2.Hallux rigidus deformitesi 3.Baş parmak bunionlarında			Standart Beden


Ayakkabılarda kullanıma uygundur

Antibakterial

Koku Giderici

Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı




814

SİLİKON PARMAK KILIFI

Yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilmiş hipo-alerjik silikon parmak desteğidir. Antibakteriyeldir ve cilde zarar vermez. Nasır ve tahriş gibi durumları önlemek amacı ile geliştirilmiştir. Parmağa yerleştirilerek kullanılır. Hassasiyet ve ağrıyı azaltır. Silikonun yumuşak yapısı rahat bir kullanım sağlar. Ayakkabı içerisinde kullanılabilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	34-35-36-37	3 ½ - 4 ½ - 5 - 5 ½	1.Parmak nasırları 2.Çekiç parmak 3.Pençe parmak
M	38-39-40-41	6 - 6 ½ - 7 - 7 ½	
L	42-43-44-45	8 ½ - 9 ½ - 10 - 11	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



833

ÇEKİÇ PARMAK ATELI

Çekiç parmak deformitesinin pasif olarak düzeltilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş ateldir. Deformiteyi gerdirmeye yarayan elastik parmak bandajı ile deformite bulunan parmakların doğru pozisyonunda stabilizasyonu sağlanır. Yumuşak materyal yapısı rahatsızlık hissi vermez ve maksimum konfor sunar. Gece kullanımı için uygundur.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
Standart Beden			1.Çekiç parmak deformitesi 2.Pençe parmak deformitesi

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı





818 BUNION PED

Ayağa giyilebilen tasarımı ve esnek yapısı ile kullanımı pratik, jel bunion desteğidir. Auralipo; hava alabilen yapıdadır, antibakteriyeldir ve %100 hijyeniktir. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Anatomik formda şekillendirilmiş, yüksek kalite jel destek bunion bölgesindeki sürtünmeyi engeller. Bölgesel hassasiyeti azaltır ve konfor sağlar. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir, yıkanabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1.Hallux valgus deformitesi	S	35-39	4 - 6
2.Hallux rigidus deformitesi	M	40-45	6 ½ - 9
3.Baş parmak bunionlarında			



Antibakterial



Koku Giderici




Ortopedik



Auralipo'nun Stardust Beige rengi.

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



816 METATARSAL PED

Ayağa giyilebilen tasarımı ve esnek yapısı ile kullanımı pratik, jel metatars desteğidir. Auralipo; hava alabilen yapıdadır, antibakteriyeldir ve %100 hijyeniktir. Ayak kokusu ve mantar gibi sorunlara yol açmaz. Anatomik formda şekillendirilmiş, yüksek kalite jel destek metatars bölgesinde basıncı dağıtır ve konfor sağlar. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir, yıkanabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1.Metatarsalji	S	35-39	4 - 6
2.Ön ayak bursitleri	M	40-45	6 ½ - 9
3.Morton nöroma			



Antibakterial



Koku Giderici





Ortopedik



Auralipo'nun Stardust Beige rengi.

Alan Ölçümü

Etkileşim Alanı



Yüksek kaliteli silikon metatars destekleyici.

PO
STA
OPYAK
VEKABI
CALA
STRI



Bilek çevresi için stabilizasyon sağlayan velcro sistemi.

Özel olarak tasarlanmış velcro sistemi, her iki ayakta da kullanılmasına olanak tanır

Kaymayan, rocker taban sistem.

822A

ALÇI AYAKKABISI

Ayağın alçıya alındığı durumlarda yürüyüşü kolaylaştırmak amacı ile ayağın anatomik formuna göre tasarlanmış ayakkabıdır. Cilt dostu, antibakteriyel materyaller kullanılarak üretilmiştir. Tabanının kaydırmaz ve rocker sistem yapısı(bombeli tasarımı) ayak salınımına göre hareket ederek yürüyüşü destekler. Üst yüzeyi tamamen hava alabilen kumaştan üretilmiştir. Özel olarak tasarlanmış cırt yapısı ile her iki ayakta da kullanılabilme olanağı sağlar.

Endikasyonlar

1. Ayağın alçıya alınma durumunda destek amaçlı

SIZE	EU	US
S	33-34-35	3 - 3 ½ - 4 ½
M	36-37-38-39-40	5 - 5 ½ - 6 - 6 ½ - 7
L	41-42-43-44-45	7 ½-8 ½-9 ½-10-11



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakterial



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü



Etkileşim Alanı



824

HALLUKS VALGUS AYAKKABISI

Halluks valgus operasyonu sonrası mobilizasyona yardımcı olmak amacı ile ayağın anatomik formuna göre tasarlanmış Post-op ayakkabısıdır. Cilt dostu, antibakteriyel materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kaydırmaz yapıdaki rampalı taban şekli operasyonlu bölgedeki basıncı engeller ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ayağa temas eden yüzeyi yumuşaktır. Metatars ve falankslara yük bindirmeyip, topuğa binen ekstra yükü de normalize eder. Üst yüzeyi tamamen hava alabilen kumaştan üretilmiştir. Özel olarak tasarlanmış ırt yapısı ile her iki ayakta da kullanılabilme olanağı sağlar. Operasyon sonrası ayakta oluşabilecek ödemi azaltır.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	35-36-37	4 ½ - 5 - 5 ½	1.Halluks Valgus cerrahisi
M	38-39	6 - 6 ½	
L	40-41	7 - 7 ½	
XL	42-43-44	8 ½ - 9 ½ - 10	

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

- Ayakkabılarda kullanıma uygundur
- Antibakterial
- Koku Giderici
- Ortopedik





Bilek gevresi için stabilizasyon sağlayan velcro sistemi.

Özel olarak tasarlanmış velcro sistemi, her iki ayakta da kullanılmasına olanak tanır

Kaymayan, rocker taban sistem.

Puzzle destek ile istenilen sertlik veya yumuşaklık düzeyi için bölgesel basınç ayarı yapılabilir.

832

POST-OP AYAKKABI

Ayak cerrahisi sonrası mobilizasyona yardımcı olmak amacı ile ayağın anatomik formuna göre tasarlanmış Post-op ayakkabısıdır. Cilt dostu, antibakteriyel materyaller kullanılarak üretilmiştir. Ayak tabanına temas eden yüzeyi için iki alternatif desteği vardır. Puzzle destek ile istenilen sertlik ve yumuşaklıkta bölgesel basınç ayarlaması yapılabilir. Aynı zamanda parçaları çıkarılarak basınç istenmeyen bölge boş bırakılabilir. Operasyon sonrası ayaktaki yükü azaltır ve travmalara karşı koruma sağlar. Üst yüzeyi tamamen hava alabilen kumaştan üretilmiştir. Özel olarak tasarlanmış cırt yapısı ile her iki ayakta da kullanılabilme olanağı sağlar. Alt yüzeyi kaydırmaz yapıdadır.

Endikasyonlar

1. Diyabetik ayak ülser tedavisi
2. Metatars ve ayak parmakları cerrahi sonrası rehabilitasyon sürecinde
3. Halluks Valgus cerrahisi sonrası
4. Parmak amputasyonlarından sonra

SIZE	EU	US
S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5
M	37-38-39	5 ½ - 6 ½
L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11



Ayakkabılarda kullanıma uygundur



Antibakterial



Koku Giderici



Ortopedik

Alan Ölçümü



Etkileşim Alanı



A
YAKOR
BİTEZ
LELE
ĞİRİ



450A

R.O.M. WALKER

Anatomik yapıya göre tasarlanan ayak bileği dorsi ve plantar fleksiyon derecesi ayarlanabilen erken mobilizasyona yardımcı ayak bileği ortezidir. Ayak bileğinin plantar ve dorsi fleksiyonunu 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45 derecelerde ayarlanma olanağı vardır. Taban kısmındaki rocker model tasarımı doğal yürüyüş paternini destekleyerek, daha rahat yürümeyi sağlar.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı kullanılır.	S	35-36-37-38-39	4½ - 5 - 5½ - 6 - 6½
2. Kronik ligament instabiliteleri	M	40-41-42-43	7 - 7½ - 8½ - 9½
3. Distal tibia ve fibula kırıklarının plak ve IMN ile fiksasyonu ve Post-Op. rehabilitasyonu.	L	44-45-46-47	10 - 11 - 11½ - 12

4. Aşıl tendon rüptürleri
5. Ayak ve ayak bileği kırıklarının pre op. ve Post-Op. rehabilitasyonunda
6. 2.-3. derece ayak bileği burkulmaları tedavisinde

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

451

WALKING BOOT

Anatomik yapıya göre tasarlanan iç yüzeyi süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilen ayak bileği ortezidir. Ön ve arkadaki plastik parçalar, ürünün bilek çevresine tam oturmasına ve rahat ayarlanmasına olanak sağlar. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü destekler.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı kullanılır.	S	35-36-37-38-39	4½ - 5 - 5½ - 6 - 6½
2. Kronik ligament instabiliteleri	M	40-41-42-43	7 - 7½ - 8½ - 9½
3. Distal tibia ve fibula kırıklarının plak ve IMN ile fiksasyonu ve Post-Op. rehabilitasyonu.	L	44-45-46-47	10 - 11 - 11½ - 12

4. Ayak ve ayak bileği kırıkları
5. 2.-3. derece ayak bileği burkulmaları tedavisinde.

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı




452A

AİR WALKING BOOT (UZUN)

Anatomik yapıya göre tasarlanan iç yüzeyi süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilen ayak bileği ortezidir. Ayak bileği çevresinde hava yastıkları mevcuttur. Dış yüzeyin üzerindeki büyük buton ile şişirilen hava yastıkları bilek çevresindeki basıncın dağılmasında, ödemin azaltılmasında etkilidir. Yanında bulunan küçük düğme ile havası indirilerek kişiye özel bir deneyim sunar. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü sağlar.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	35-36-37-38-39	4½ - 5 - 5½ - 6 - 6½	1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı kullanılır.
M	40-41-42-43	7 - 7½ - 8½ - 9½	2. Kronik ligament instabilite
L	44-45-46-47	10 - 11 - 11½ - 12	3. Distal tibia ve fibula kırıklarının plak ve IMN ile fiksasyonu ve Post-Op. rehabilitasyonu.




453A

AİR WALKING BOOT (KISA)

Anatomik yapıya göre tasarlanan iç yüzeyi süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilen ayak bileği ortezidir. Ayak bileği çevresinde hava yastıkları mevcuttur. Dış yüzeyin üzerindeki büyük buton ile şişirilen hava yastıkları bilek çevresindeki basıncın dağılmasında, ödemin azaltılmasında etkilidir. Yanında bulunan küçük düğme ile havası indirilerek kişiye özel bir deneyim sunar. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü sağlar.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	35-36-37	4½ - 5 - 5½	1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı kullanılır.
M	38-39-40	6 - 6½ - 7	2. Kronik ligament instabilite
L	40-41-42	7 - 7½ - 8½	3. Distal tibia ve fibula kırıklarının plak ve IMN ile fiksasyonu ve Post-Op. rehabilitasyonu.
XL	43-44-45	9½ - 10 - 11	4. Ayak ve ayak bileği kırıkları





ORT-17 GECE SPLİNTİ

Anatomik yapıya göre tasarlanan özel plastik bir mazledemen yapılan ayak bileği ortezidir. Dorsi fleksiyon kayışları ile ayak bileğinin gerilmesini sağlar. İç yüzeyi süngerli kumaş kaplıdır. Sağ ve sol ayak için kullanılabilir. Tabandaki kaydırmaz yüzey, kısa mesafe yürüyüşlerde kullanım kolaylığı sağlar.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Aşil tendon yaralanmalarında	S	34-35-36-37-38	3 ½ - 4 ½ 5 - 5 ½ - 6
2. Plantar fasiit	M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½
3. Yatan hastada düşük ayağı önleme	L	43-44-45-46	9 ½ - 10 - 11 - 11 ½

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı



ORT-17A GECE SPLİNTİ

Anatomik yapıya göre tasarlanan özel plastik bir mazledemen yapılan ayak bileği ortezidir. Dorsi fleksiyon kayışları ile ayak bileğinin gerilmesini sağlar. İç yüzeyi süngerli kumaş kaplıdır. Sağ ve sol ayak için kullanılabilir. Tabandaki kaydırmaz yüzey, kısa mesafe yürüyüşlerde kullanım kolaylığı sağlar. 3 adet eva desteği ile ayakta istenilen yükseklikteki dorsi fleksiyon hareketine olanak sağlar.


Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Aşil tendon yaralanmalarında	S	34-35-36-37-38	3 ½ - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
2. Plantar fasiit	M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½
3. Yatan hastada düşük ayağı önleme	L	43-44-45-46	9 ½ - 10 - 11 - 11 ½

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

ORT-15 FOOT GUARD

Anatomik yapıya göre tasarlanan termoplastik malzemeden üretilen, içi havlu kumaş(Auraterry) kaplı T bantlı ayak bileği ortezidir. Ayak bileğinin 90 derecede sabitlenmesini sağlayarak, T bant ile rotasyonu engeller.


SIZE	EU	US	Endikasyonlar
M	35-36-37-38-39	4½ - 5 - 5½ - 6 - 6½	1. Düşük ayak
L	40-41-42-43-44	7 - 7½ - 8½ - 9½ - 10	



ORT-16 REFLEKS AFO

Anatomik yapıya göre tasarlanan plastik malzemeden üretilen ayak bileği ortezidir. Bileğin statik dorsifleksiyonunu sağlayarak lateral stabilitesini artırır. Ayak bileği çevresinden geçen cırt bandı kullanımda rahatlık sağlar. Ayakkabı içine tam uyumu için parmak ucundan makasla kesilebilir. Gerekli görüldüğünde ısı tabancası ile şekil verilebilir.

SIZE	EU	US	Endikasyonlar
S	34-35-36-37	3½ - 4½ - 5 - 5½	1. Hemipleji, bel fıtığı gibi sinir yaralanmalarının olduğu durumlarda gelişen düşük ayak deformitesi
M	38-39-40-41	6 - 6½ - 7 - 7½	2. Ayak bileğinin 90 derecede tutulmasının istendiği durumlarda
L	42-43-44-45	8½ - 9½ - 10 - 11	




Sağ ve Sol ayak için farklılık gösterir



DG-451 ÇOCUK WALKING BOOT

Çocuk anatomik yapısına göre tasarlanan iç yüzeyi süngerli kumaştan, dış yüzeyi ise sert plastikten üretilen ayak bileği ortezidir. Ön ve arkadaki plastik parçalar, ürünün bilek çevresine tam oturmasına ve rahat ayarlanmasına olanak sağlar. Özel taban yapısı sayesinde fizyolojik yürüyüşü destekler.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Tendon, ligament ve yumuşak doku yaralanmalarında ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı kullanılır.	S	22	
2. Kronik ligament instabiliteleri	M	23-24-25-26	
3. Distal tibia ve fibula kırıklarının plak ve IMN ile fiksasyonu ve Post-Op. rehabilitasyonu.	L	27-28-29-30	 - 1 - 1 ½ - 2 inch
4. Ayak ve ayak bileği kırıkları	XL	31-32-33-34	2 ½ - 3 - 3 ½ - 4 inch
5. 2.-3. derece ayak bileği burkulmaları tedavisinde.			



Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

DIÜ YARÜN BELE TRİ



TG-830 DİYABET TABANLIĞI

Diyabet hastaları için özel olarak geliştirilmiş ortopedik tabanlıktır. Hafızalı yumuşak materyali ayak tabanını tamamen saracak şekilde tasarlanmıştır. Ağırlığın dengeli ve homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Cilde temas eden yüzeyi özel kumaş ile kaplıdır. Hassas olan ayak tabanında ülser oluşumunun önüne geçmek amacıyla, ayak tabanı ile tabanlık arasındaki sürtünmeyi minimuma indirir. Antibakteriyeldir ve cilde zarar vermez. Maksimum düzeyde darbe ve şok emilimi sağlayan yapısı yürüyüşü destekler. Ergonomik tasarımı ile ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Endikasyonlar	SIZE	EU	US
1. Diyabet ve diyabet ayak ülserleri	S	34-35-36	3 ½ - 4 ½ - 5
2. Deforme ayak	M	37-38-39	5 ½ - 6 - 6 ½
3. Spina bifida sekeline bağlı ayak bozuklukları	L	40-41-42	7 - 7 ½ - 8 ½
4. Ayağı etkileyen damar hastalıkları (buerger)	XL	43-44-45	9 ½ - 10 - 11
5. Charcot Ayak (nöropatik ayak)			

Ayakkabılarda kullanıma uygundur

Antibakterial

Koku Giderici

Ortopedik

Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı

DC-100**DİYABETİK GÜMÜŞ ÇORAP**

Aurafix diyabetik gümüş çorapları üretiminde kullanılan özel örgü tekniği sayesinde kan dolaşımını düzenler. Ayrıca Aurafix gümüş çorapları lastiğiyle de ayağı rahatsız etmez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Ayakta oluşan yaraların iyileşme sürecinde yardımcı olur. Unisex kullanıma uygundur.

RENK

SIZE	EU	US	Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı
S	35-36-37-38	4 ½ - 5 - 5 ½ - 6		
M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½		
L	43-44-45	9 ½ - 10 - 11		

**DC-105****SİLİKONLU BABET GÜMÜŞ ÇORAP**

Aurafix silikonlu babet gümüş çorapları üretiminde kullanılan özel örgü tekniği sayesinde kan dolaşımını düzenler. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Ayakta oluşan yaraların iyileşme sürecinde yardımcı olur. Unisex kullanıma uygundur.

RENK

SIZE	EU	US	Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı
S	35-36-37-38	4 ½ - 5 - 5 ½ - 6		
M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½		
L	43-44-45	9 ½ - 10 - 11		

**DC-110****PATİK GÜMÜŞ ÇORAP**

Aurafix patik gümüş çorapları üretiminde kullanılan özel örgü tekniği sayesinde kan dolaşımını düzenler. Ayrıca Aurafix gümüş çorapları lastiğiyle de ayağı rahatsız etmez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Ayakta oluşan yaraların iyileşme sürecinde yardımcı olur. Unisex kullanıma uygundur.

RENK

SIZE	EU	US	Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı
S	35-36-37-38	4 ½ - 5 - 5 ½ - 6		
M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½		
L	43-44-45	9 ½ - 10 - 11		



**DC-130****KOŞU AKTİVİTE SOKET ÇORABI**

Aurafix koşu aktivite soket gümüş çorapları üretiminde kullanılan özel örgü tekniği sayesinde kan dolaşımını düzenler. Ayrıca Aurafix gümüş çorapları lastiğiyle de ayağı rahatsız etmez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Ayakta oluşan yaraların iyileşme sürecinde yardımcı olur. Unisex kullanıma uygundur.

RENK

SIZE	EU	US	Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı
S	35-36-37-38	4 ½ - 5 - 5 ½ - 6		
M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½		
L	43-44-45	9 ½ - 10 - 11		

**DC-135****KOŞU AKTİVİTE PATİK ÇORAP**

Aurafix koşu aktivite patik gümüş çorapları üretiminde kullanılan özel örgü tekniği sayesinde kan dolaşımını düzenler. Ayrıca Aurafix gümüş çorapları lastiğiyle de ayağı rahatsız etmez. Dikişsiz özelliği sayesinde ayağınızı tahriş etmez. Ayakta oluşan yaraların iyileşme sürecinde yardımcı olur. Unisex kullanıma uygundur.

RENK

SIZE	EU	US	Alan Ölçümü	Etkileşim Alanı
S	35-36-37-38	4 ½ - 5 - 5 ½ - 6		
M	39-40-41-42	6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 ½		
L	43-44-45	9 ½ - 10 - 11		

RE in
SIM DE
LiX

AYAK SAĞLIĞI

TG-811



08

HAFİF PES PLANUS
TABANLIĞI

TG-812



08

PES PLANUS
TABANLIĞI

DG-812



09

PES PLANUS
TABANLIĞI

TG-810



09

PES CAVUS
TABANLIĞI

805



10

SİLİKON
TABANLIK

TG-804



10

COMFORT SİLİKON
TABANLIK

811



11

ÇELİK
TABANLIK

TG-807



11

STARFLEX
TABANLIK

828



12

UCBL
TABANLIK

DG-829



12

UCBL
TABANLIK

TG-829



13

YETİŞKİN UCBL
TABANLIK

DG-827



13

STARFLEX TABANLIK
(ÇOCUK)

TG-815



14

HALLUKS RİGİDUS
TABANLIĞI

TG-826



14

NO-LİMİT SPORT
TABANLIK

TG-813



15

PERFORMANS
TABANLIĞI

TG-827



15

ACTIVE SPORT
TABANLIK

TG-803



16

İÇ - DIŞ KAMA
TABANLIK

TG-820



16

KONFORT EPİN
TOPUKLUK

TG-824



17

TABANLIK (İÇ KAMA)

TG-825



17

TABANLIK (DIŞ KAMA)


TG-819



18

JEL EPİN TOPUKLUK
(DEĞİŞEN)

806



18

SİLİKON EPİN
TOPUKLUK

TG-821



18

TOPUK YÜKSİLTİCİ

AO-09



19

ELASTİK HALLUKS
VALGUS ATELİ

AO-10



19

HALLUKS VALGUS
GECE ATELİ

812



20

SİLİKON MAKARA

831



20

B. K. PARMAK ARASI
MAKARA

814



21

SİLİKON PARMAK KILIFI

833



21

ÇEKİÇ PARMAK ATELİ

818



22

BUNION PED

816



22

METATARSAL PED

POST-OP VE CAST AYAKKABI

822A



24

ALÇI AYAKKABISI

824



25

HALLUKS VALGUS
AYAKKABISI

832



26

POST-OP AYAKKABI

AYAK BİLEĞİ ORTEZLERİ

405A



28

R.O.M. WALKER

451



28

WALKING BOOT

452A



29

AIR WALKING BOOT
(UZUN)

453A



29

AIR WALKING BOOT
(KISA)

ORT-17



30

GECE SPLINTİ

ORT-17A



30

GECE SPLINTİ

ORT-15



31

FOOT GUARD

ORT-16



31

REFLEKS AFO

DG-451



32

ÇOCUK WALKING BOOT

DİYABET ÜRÜNLERİ

TG-830



34

DİYABET TABANLIĞI

DC-100



35

DİYABETİK GÜMÜŞ
ÇORAP

DC-105



35

SİLİKONLU BABET
GÜMÜŞ ÇORAP

DC-110



35

PATİK GÜMÜŞ ÇORAP

DC-130



36

KOŞU AKTİVİTE SOKET
ÇORABI

DC-135



36

KOŞU AKTİVİTE PATİK
ÇORAP



“ Y O U R S U P P O R T I N L I F E ”
HEALTH PRODUCTS

AURAFIX HEALTH PRODUCTS

DIŐ TİC. VE SAN. A. Ő.

Adil Mh. Ekol Cd. No: 12/A
34935 Sultanbeyli, İstanbul, TÜRKİYE

T.+90 216 399 3055

F.+90 216 399 6303

www.aurafix.com



f / X / i /aurafix.tr